



Le 10 mars 2024

Notification de la part de PUL Concept

Cher client,

Cette notification pour vous informer que nous avons modifié les conditions de port quotidien de nos dispositifs PUL amovibles.

Jusqu'à maintenant, nous recommandions de porter ces dispositifs, le plus possible dans la journée.

Selon notre expérience depuis 25 années d'utilisation du PUL, un enfant qui vient d'avoir son appareil va le porter après l'école et la nuit (9 à 10 heures). Il va le retirer pour le goûter et pour les activités extra-scolaires.

Après six mois, nous constatons une légère démotivation des enfants qui ne le portent que la nuit jusqu'au passage à la deuxième phase du traitement orthodontique et la pose des appareils fixes : les bagues.

C'est pourquoi nous avons décidé de recommander un port entre 12h et 14h par jour. Ces conditions n'affectent en rien la sécurité et la performance de ces dispositifs. Toutes les notices des produits ont été revues.

Produits concernés :

- PUL1
- PUL2
- PUL3
- PULW
- PUL TWIN
- MINI BIELLE

Veuillez noter que les autorités sanitaires locales sont informées de cette notification. Notre service client est disponible et prêt à répondre à toutes vos questions.

Email : pulconcept@pulconcept.com

Tel : +33 2 54 75 54 80

Dr Elie CALLABE
Président PUL Concept

Jean Charles MORIN
Directeur PUL Concept