



Ardon, le 08-jan-2024 Courrier adressé en recommandé avec accusé de réception

Destinataires :	 Correspondant Local de Matériovigilance. Diffusion à réaliser pour information auprès : du Directeur de l'Etablissement de Santé, du Service Biomédical, de tous les utilisateurs 				
Dispositifs médicaux concernés :	Systèmes d'anesthésie de la gamme Flow				
Objet :	Ports de service ouverts				
Division ACT - Acute Care Therapies					

Exemples de systèmes d'anesthésie :

- Flow-i -

- Flow-c -

- Flow-e -

Madame, Monsieur,

Par la présente nous souhaitons vous informer d'une action initiée par le fabricant Maquet Critical Care AB, Suède, concernant les systèmes d'anesthésie Flow-i, Flow-c et Flow-e.

En effet d'après nos bases de traçabilité, nous avons déterminé que votre établissement avait réceptionné un ou plusieurs de ces dispositifs.

Nous vous transmettons par conséquent cette notification de sécurité (traduction en français) : vous pourrez ainsi prendre connaissance des informations relatives aux mesures à prendre par votre établissement, et aux actions prévues par le fabricant.



Par ailleurs, nous vous saurions gré de bien vouloir **compléter le Formulaire de réponse client** ci-joint, et **nous le retourner dans les meilleurs délais** par courrier électronique (qrc.fr@getinge.com) ; même si vous ne possédez plus de produits concernés par cette notification.

Pour le cas où certains dispositifs aient été transmis à une autre organisation, veuillez lui faire suivre ce courrier et en informer *Getinge France* par le biais de ce même formulaire.

A titre d'information, les établissements de santé concernés par la présente notification de sécurité recevront ce courrier de *Getinge France*, avec accusé de réception.

Cette notification a également fait l'objet d'une information auprès de l'ANSM.

L'ensemble de l'équipe *Getinge France - Division Acute Care Therapies* reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire relatif au contenu de cette lettre. Pour toute question en lien avec la présente notification de sécurité, vous pouvez contacter l'adresse qrc.fr@getinge.com.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Bénédicte Parisot Directrice QRC France Getinge France

Pièces jointes :

- Notification de sécurité 28-11-2023 | MX-9036 | Rev 1 de Maquet Critical Care et son annexe (traduction),

⁻ Formulaire Accusé de réception (traduction).



Notification de sécurité 28-11-2023 | MX-9036 | Rev 1

MCC/23/002/IU : Ports de service ouverts pour les systèmes d'anesthésie de la gamme Flow

Produits concernés :

Produit	Référence	Numéro de série
Flow-i	6677200, 6677300, 6677400, 6888520,	Tous
	6888530, 6888540	
Flow-c	6887700	Tous
Flow-e	6887900	Tous

Description du problème

Des tests internes chez Getinge ont révélé une vulnérabilité affectant la cybersécurité qui pourrait potentiellement donner lieu à une attaque par déni de service (DoS), une falsification ou une exécution de code à distance via une connexion à distance à un système d'anesthésie Flow, ce qui pourrait conduire à des situations dangereuses.

Les services connectés/à distance font partie d'une offre de services proposée par Getinge pour permettre aux hôpitaux de bénéficier d'un accès numérique aux données de l'équipement. Les services connectés/à distance permettent également aux équipes techniques de résoudre les problèmes et de planifier une maintenance proactive.

Pour les versions 4.7 et inférieures du système, le service est appelé Remote Services (services à distance) et offre uniquement une connexion câblée via le port Ethernet du système d'anesthésie Flow.

À partir de la version 4.8 du système, le service s'appelle Connected Services (services connectés) et offre une connexion câblée via le port Ethernet du système d'anesthésie Flow ou une connexion via le module Getinge Connect.

Cette vulnérabilité affectant la cybersécurité ne peut être exploitée que pendant une courte période pendant le démarrage et le transfert de fichiers (vers les services connectés) lorsque l'appareil est connecté au réseau de l'hôpital directement via le port Ethernet du système d'anesthésie Flow à l'aide d'un câble Ethernet. Si un module Getinge Connect est utilisé, le système d'anesthésie Flow n'est pas affecté par cette vulnérabilité.

À ce jour, Getinge n'a pas eu connaissance d'événements liés aux patients ou aux opérateurs, ni de violations de données liés à ce problème.

Dangers potentiels

Les risques potentiels incluent la possibilité d'altérer les fichiers de langue et l'exécution de code à distance dans les dispositifs d'anesthésie, ce qui entraînerait une interruption du panneau pendant le fonctionnement et/ou des informations trompeuses à l'écran, provoquant des modifications inappropriées de réglages ou la nécessité de changer de dispositifs d'anesthésie pendant l'intervention.

Précautions

En l'absence d'alarmes permettant de détecter ces risques, le personnel d'anesthésie peut ne pas être en mesure de reconnaître le problème et gérer la situation en conséquence.

Si vous pensez que votre système d'anesthésie a été altéré ou exposé à des risques potentiels décrits dans ce courrier, veuillez contacter votre représentant Getinge local pour réinstaller le logiciel.

Action corrective

Pour les utilisateurs disposant des versions 4.8 ou supérieures du système :

Aucune action n'est requise si un module Getinge Connect (X10/X20) est connecté au port Ethernet du système d'anesthésie Flow.



Module Getinge Connect X10/X20

Si votre système d'anesthésie de la gamme Flow est connecté à Connected Services directement via le port Ethernet du système d'anesthésie Flow :

Veuillez suivre les étapes décrites dans l'annexe 1

Veuillez contacter votre représentant Getinge local si vous souhaitez activer Connected Services avec un module Getinge Connect.

Pour les utilisateurs disposant des versions 4.7 ou inférieures du système :

Si votre système d'anesthésie de la gamme Flow n'est pas connecté à Remote Services, aucune action n'est requise. Ne branchez pas de câble Ethernet pour utiliser Remote Services.

Si votre système d'anesthésie de la gamme Flow est connecté à Remote Services :

Veuillez suivre les étapes décrites dans l'annexe 1

Un module Getinge Connect n'est pas disponible pour les versions 4.7 et inférieures du système. Veuillez contacter votre représentant Getinge local si vous souhaitez activer Connected Services à l'avenir avec un module Getinge Connect (nécessite les versions 4.8 et supérieures du système).

Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d'accusé de réception ci-joint.

Diffusion

Les autorités sanitaires compétentes ont été informées de cette communication et de ce problème.

Cette Notification de Sécurité Getinge doit être diffusée auprès de toutes les personnes devant en être informées au sein de votre établissement - ou de toute organisation où les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés. Veuillez tenir compte de cette notification et des communications ultérieures afin de vous assurer que les actions correctives appropriées sont prises lors de l'utilisation du dispositif. Le fait de ne pas répondre à la présente Notification de Sécurité ou de ne pas donner suite aux demandes d'actions correctives décrites ci-dessus peut dégager Getinge de toute responsabilité liée à ou découlant de cette Notification de Sécurité. La soumission de cette notification ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité quant au problème décrit dans le présent document et ses conséquences.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés. Nous mettrons tout en œuvre pour apporter une solution raisonnable le plus rapidement possible.

Si vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Getinge local.

Cordialement,

Malin Graufelds Director Product Mgmt. Anesthesia Maquet Critical Care AB Jerker Åberg Director Regulatory Affairs & Product Compliance Maquet Critical Care AB

Copies must not be used unless their validity has been verified.

Maquet Critical Care AB Template: Mm-0194, ver 08

Annexe 1

Pour les utilisateurs disposant des versions 4.8 ou supérieures du système :

- Sélectionnez *Menu* à l'écran
 Sélectionnez Maintenance et réglages
 Sélectionnez Technicien et saisissez le code 1973 pour Biomedical

	Mainte Caté	enance et réglages gorie d'utilisateur		
3		Technicien		Transférer données journal
		Clinicien		
		F	ermer	

- 4. Sélectionnez Connected Services dans le menu à droite
- 5. Sélectionnez Transfert de données
- 6. Sélectionnez Manuel
- 7. Sélectionnez Fermer
- 8. Après avoir terminé l'étape 7 : retirez le câble Ethernet du port Ethernet du système d'anesthésie Flow et de la prise murale.

CONNECTED SERVICES: TRANSFERT DE DO	ONNÉES		20/11 17:14	
Sélectionner quand transférer les données				6
Manuel	0		d'ensemble	
Touiours après la fin du cas		Vue d'ensemble	• Etat	
		Certificat	Journaux	
Toujours après contr. avant utilisation		Configuration	Configuration de démarrage	5
Toujours après la fin du cas et contr. avant utilisation		Onboard	Réglages	
		Transfert de données	Connected Services	
		Exporter la configuration	Licences	4
		Importer la configuration		
			· ·	7
			Fermer	

Veuillez contacter votre représentant Getinge local si vous avez besoin d'aide pour effectuer les opérations ci-dessus.

Pour les utilisateurs disposant des versions 4.7 ou inférieures du système :

- 1. Sélectionnez Menu à l'écran
- 2. Sélectionnez Maintenance et réglages
- 3. Sélectionnez Technicien et saisissez le code 1973 pour Biomedical

	Maintenance et réglages Catégorie d'utilisateur	
3	Technicien Transférer données journal	
	Clinicien	
	Fermer	

- 4. Sélectionnez Configuration de démarrage dans le menu à droite
- 5. Sélectionnez Général
- 6. Pour Remote Service, sélectionnez Manuel
- 7. Sélectionnez Fermer
- 8. Après avoir terminé l'étape 7 : retirez le câble Ethernet du port Ethernet du système d'anesthésie Flow et de la prise murale.

			_	
Format de la date	JJ/MM/AAAA		Vue d'ensemble	
Format de l'heure	23:59:59	Généralités	• Etat	5
Séparateur de décimale	Virgule (,)	Unités	Journaux	
Langue	Français	Paramétrage de l'écran	Configuration de démarrage	•
Code couleur des gaz à usage médical	Mondial	Mesures affichées	I Réglages	
	Manual	Courbes	Connected Services	
Remote Services	wanuer	Généralités s/ alarmes	Licences	6
Message d attente clignotant	Arrêt	Lim. d'alarme AUTO adulte		
		Lim. d'alarme AUTO enfant		
		Ventilation et gaz		
		Biomed code accès		

Veuillez contacter votre représentant Getinge local si vous avez besoin d'aide pour effectuer les opérations ci-dessus.

Retrait du panneau arrière du Flow-c/e :

Pour accéder au port Ethernet à l'arrière des unités Flow-c et Flow-e, veuillez suivre les instructions ci-dessous. N'oubliez pas de fermer le couvercle une fois l'opération terminée.



