

***A L'attention des correspondants  
de mat rio/r actovigilants,  
des biologistes d'h mostase***

Objet : Notification relative   une potentielle contamination identifi e avec une combinaison sp cifique de r actifs sur les analyseurs de la famille ACL TOP® 3X0 CTS, 5X0 CTS et 970 CL

Madame, Monsieur,

Vous  tes utilisateurs des syst mes de la famille ACL TOP, fabriqu  et distribu  par la soci t  Werfen et nous vous en remercions.

Par ce courrier, nous vous informons d'une potentielle issue identifi e sur les syst mes ACL TOP list s ci-dessous, lors de l'utilisation d'une combinaison sp cifique de r actifs :

R�f�rence	UDI	Analyseurs
00000280060	08426950556916	ACL TOP 300 CTS
00000280060R	08426950928027	ACL TOP 300 CTS (Reconditionn�)
00000280065	08426950784081	ACL TOP 350 CTS
00000280040	08426950453499	ACL TOP 500 CTS
00000280040R	08426950928003	ACL TOP 500 CTS (Reconditionn�)
00000280045	08426950729242	ACL TOP 550 CTS
00000280097	08430793045476	ACL TOP 970 CL

• Description et impact

Instrumentation Laboratory nous informe avoir pris connaissance d'une potentielle contamination entre certains r actifs pouvant entra ner une **potentielle surestimation des r sultats de contr les de qualit  et des r sultats patients pour les param tres H parine (HNF & HBPM), Apixaban ou Rivaroxaban** lorsque le r actif HemosIL Liquid Anti-Xa est utilis  dans la m me s rie avec les r actifs HemosIL Liquid Antithrombin et HemosIL Q.F.A. Thrombin (Bovine).

Cette potentielle issue est sp cifique aux mod les d'instruments qui n'utilisent qu'une seule sonde de pr l vement pour le compartiment r actif. Ce probl me n'est pas retrouv  sur tous les instruments. Les investigations internes ont confirm  que cette issue ne peut se produire que lorsque le r actif HemosIL Liquid Anti-Xa est utilis  en combinaison avec les deux r actifs suivants : HemosIL Q.F.A Thrombin et HemosIL Liquid Antithrombin.



Référence	UDI	Réactifs
00020302601FR1	08426950808855	HemosIL Liquid Anti-Xa
00020302601FR2	08426950808855	
00020030100FR	08426950358701	HemosIL Liquid Antithrombin
00020300400FR	08426950440802	
00020300440FR	00195226000061	
0020301700FR	08426950573494	HemosIL Q.F.A. Thrombin (Bovine)
0020301800FR	08426950573500	

- Actions curatives

Afin d'atténuer cette potentielle issue, nous vous remercions de prendre immédiatement les mesures suivantes :

- ✓ Ne pas utiliser le réactif HemosIL Liquid Anti-Xa conjointement dans la même série, avec les réactifs HemosIL Liquid Antithrombin ET HemosIL Q.F.A. Thrombin (Bovine) ;
- ✓ Diffuser cette information à l'ensemble du personnel concerné par cette notification (intra et inter sites) ;
- ✓ Afficher cette notification sur tous vos analyseurs concernés par cette notification ;
- ✓ Nous reporter toute suspicion de surestimation de résultats (patients et CQI) HNF, HPBM, Apixaban ou Rivaroxaban ;
- ✓ Conserver ce courrier comme élément de traçabilité.

- Actions correctives

Des investigations sont en cours afin de déterminer la cause profonde de cette potentielle issue et ainsi mettre en œuvre les actions correctives adéquates. Nous vous communiquerons ces actions lorsque des informations supplémentaires seront disponibles.

Nous vous informons que cette notification est également reportée auprès de l'ANSM (Agence National de sécurité du Médicament et des produits de santé).

Vous remerciant de votre confiance et restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Chloé PLANTARD  
Responsable Assurance Qualité &  
Affaires Réglementaires

Werfen France  
Certifiée ISO 9001-2015 – 14001-2015

Immeuble Yvoire  
88-94 rue André Joineau

93315 Le Pré Saint Gervais Cedex  
Tel +33 1 82 30 86 00

[www.werfen.com/fr](http://www.werfen.com/fr)