INFORMATION DE SECURITE URGENTE (MISE À JOUR)
APPLICATION FREESTYLE LIBRE 3 ET APPLICATION LIBRE

23 octobre 2026

Référence : ADC FA 1002-2026
Communication du fabricant

Bonjour,

Nous vous contactons pour vous informer qu'une mise à jour de sécurité importante est désormais disponible pour l'application **FreeStyle Libre 3** et l'application **Libre App.**

Vos patients ont été informés :

Vos patients utilisateurs de l'application FreeStyle Libre 3 et de l'application Libre App ont été informés de cette mise à jour directement au travers de l'application ou par email.

Abbott communique l'information suivante aux patients :

> ### Ce que vous devez savoir
>
> La mise à jour de votre application vers la dernière version corrige à la fois la vulnérabilité de sécurité précédemment communiquée affectant l'application FreeStyle Libre 3 et de l'application Libre App ainsi que la perte de signal prolongée que certains utilisateurs ont rencontré après avoir installé la mise à jour précédente.
>
> **Au 20 octobre, Abbott n'a connaissance d'aucun accès non autorisé à l'application d'un patient en lien avec la vulnérabilité de sécurité, et aucun événement indésirable n'a été signalé.**
>
> Cette communication concerne uniquement l'application FreeStyle Libre 3 et l'application Libre App et remplace les instructions précédentes que vous avez pu recevoir concernant la mise à jour de votre application.
>
> Dans l'éventualité peu probable où cette vulnérabilité serait exploitée, les applications pourraient afficher des valeurs de glucose du capteur incorrectes, et les alarmes pourraient

ne pas fonctionner comme prévu ou fournir des alertes erronées. Cela pourrait conduire les personnes vivant avec un diabète à prendre des décisions thérapeutiques inappropriées, telles que l'administration d'une quantité excessive ou insuffisante d'insuline, ou le report d'un traitement nécessaire.

Ce que vous devez faire

Mettez immédiatement à jour votre application vers la dernière version indiquée ci-dessous.

- Mettre à jour votre application n'affectera pas votre session actuelle de capteurs ni ne vous fera perdre des données existantes.
- Vous n'avez pas besoin d'attendre votre prochain changement de capteur pour mettre à jour l'application.
- Vous pouvez continuer à utiliser vos capteurs actuels comme d'habitude. Aucune action n'est nécessaire avec votre capteur

Produit	Versions logicielles concernées	Version logicielle mise à jour	Identification unique du dispositif (IUD) *Située dans la section « À propos » des applications*
Application FreeStyle Libre 3	Versions 3.3.1 à 3.6.8	Versions à partir de 3.6.10	Android 3.3.1–3.6.5 : 05021791004706 3.6.6–3.6.8 : 05021791008919 iOS 3.4.0–3.6.5 : 05021791004638 3.6.6–3.6.8 : 05021791008889
Application Libre	Versions 1.4.0 à 1.4.1	Versions commençant par 1.4.2	Android 1.4.0-1.4.1: 05021791010660 iOS 1.4.0-1.4.1 : 05021791010653

SRN:GB-MF-000029309

Nous avons informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé - ANSM. Si vous avez des questions supplémentaires ou souhaitez signaler des dysfonctionnements rencontrés lors de l'utilisation de l'application FreeStyle Libre 3 ou de l'application Libre, veuillez contacter le Service Clients d'Abbott au 0800.10.11.56 ou 01.45.60.34.34.

©2026 Abbott. INSTIT-ADC-26101688V1 10/26

Merci de votre attention.

Cordialement,
Abbott

©2026 Abbott. INSTIT-ADC-26101688V1 10/26