



Nos réf.: NF/42763

Montpellier, le 24 février 2017

Objet – déclaration d'incident R1703060 portant sur le module Sirweb Maldi

Madame, Monsieur,

Nous avons identifié un risque potentiel en cas de défaut de suppression d'une analyse.

Un patch de sécurisation de la suppression est en cours de développement.

D'ici à ce que nous soyons en mesure de vous l'installer, nous vous recommandons de ne plus supprimer d'analyses, ni de demandes.

Dans un second temps, un patch correctif sera installé.

Notre hotline est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nathalie Feron', written over a faint circular stamp.

Nathalie FERON
Responsable QSE