

# ***Duodéno*scope **PENTAX** vidéo **ED-3490TK / ED34-i10T****

## **Supplément concernant la gestion de la maintenance**

### **Gestion de la maintenance**

La durée de vie de cet endoscope est de 6 ans à compter de la date d'expédition, si les conditions suivantes sont respectées.

- Réaliser une inspection avant utilisation et un entretien après l'utilisation, le stockage et le remplacement de consommables conformément au manuel d'utilisation de ce produit.
- Confier les réparations et les inspections périodiques annuelles à un spécialiste désigné par PENTAX Medical.



**PENTAX**  
**MEDICAL**