

Duodéno*scope **PENTAX** vidéo **ED-3490TK / ED34-i10T*

Supplément concernant la gestion de la maintenance

Gestion de la maintenance

La durée de vie de cet endoscope est de 6 ans à compter de la date d'expédition, si les conditions suivantes sont respectées.

- Réaliser une inspection avant utilisation et un entretien après l'utilisation, le stockage et le remplacement de consommables conformément au manuel d'utilisation de ce produit.
- Confier les réparations et les inspections périodiques annuelles à un spécialiste désigné par PENTAX Medical.



PENTAX
MEDICAL