

# Console de contre-pulsion par ballon intra aortique Cardiosave – Getinge

PUBLIÉ LE 14/06/2024

RUPTURE DM 01/03/2024

## Dénomination commerciale

Console de contre-pulsion par ballon intra aortique Cardiosave

## Référence(s)

Cardiosave Hybrid - Réf : D0998-00-0800-55

## Destination médicale / Indications

Cardiosave est un système électromécanique servant au gonflage et dégonflage des ballons intra aortiques.

Il fournit un soutien temporaire au ventricule gauche par le biais du principe de contre-pulsion.

Le ballon intra aortique est placé dans l'aorte descendante juste après l'émergence de l'artère sous-clavière gauche.

Une fois le ballon positionné, la console est synchronisée pour se déclencher avec la courbe ECG ou de pression artérielle afin de s'assurer que le gonflage et le dégonflage se produisent aux moments appropriés du cycle cardiaque.

## Fabricant

Datascope Corp

## Distributeur(s) en France

Getinge France

## Classe de risque du dispositif

Classe IIb (MDD)

## Code IUD

Pour le modèle au catalogue France Cardiosave Hybrid : 10607567108414

## Observations particulières

● Fin estimée de la situation de rupture : 01/09/2024



Consultez le courrier d'information de la société Datascope du 01/03/2024 (14/06/2024)