

Kit d'insertion percutanée, pousse-noeud à usage unique, set d'introduction Sheath, outils de rétractation pour tissus mous – Edwards Lifesciences

PUBLIÉ LE 28/06/2024

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 01/01/2024

Dénomination commerciale

- Kit d'insertion percutanée
- Pousse-noeud à usage unique
- Set d'introduction Sheath
- Outils de rétractation pour tissus mous, petite, moyenne et grande taille

Référence(s)

PIKA, KP1, IS19A, TRS / TRM / TRL

Destination médicale / Indications

- La gaine d'introduction de cathéter munie d'une valve hémostatique est recommandée pour des patients chez lesquels il est nécessaire d'introduire un cathéter. Elle permet l'introduction et le retrait hémostatiques de cathéters vasculaires tels que le cathéter aortique ThruPort EndoClamp.
- Le rétracteur souple de tissus permet la visualisation des structures intrathoraciques et l'entrée des instruments dans la cavité thoracique au cours d'interventions chirurgicales cardiaques spécifiques. Il est conçu pour être introduit dans une incision intercostale afin de rétracter les tissus et former un orifice.
- Le poussoir de nœud Heartport permet de faire avancer des nœuds extra-corporels vers une surface ou un objet dans la cavité thoracique.

Fabricant

Edwards Lifesciences LLC

Distributeur(s) en France

Edwards Lifesciences SAS

Classe de risque du dispositif

Ila

Observations particulières



Consultez le courrier de notification de l'arrêt de commercialisation aux clients impactés (28/06/2024)

- La société Edwards indique que des alternatives sont possibles auprès du fabricant Applied Medical (rétracteur souple de tissus) et Delacroix-Chevalier (poussoirs).