

Filtre hydrophobe – Fresenius Medical Care

Remise à disposition DM 25/02/2025

Type de dispositif

DM

Dénomination commerciale

Filtre hydrophobe

Référence(s)

F00007580

Destination médicale / Indications

Isolateur de pression à usage unique se connectant sur la ligne veineuse des sets de lignes pour système de thérapie 5008/5008 S Cordiax. Ce filtre est une mesure préventive en réponse à un risque potentiel de contamination. L'absence de ce deuxième filtre ne remet pas en cause le maintien des performances des systèmes de thérapie Fresenius Medical Care et leurs utilisations.

Fabricant

Fresenius Medical Care AG

Distributeur(s) en France

Fresenius Medical Care France

Classe de risque du dispositif

Ila

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 25/02/2025