

PUBLIÉ LE 07/10/2025

Arrêt de commercialisation DM 19/09/2025

Butée pour électrodes de profondeur Dixi - Dixi Medical

Dénomination commerciale
Butée
Référence(s)
ACS-760
Destination médicale / Indications
La butée sert à régler la profondeur d'insertion des accessoires nécessaires à l'implantation des électrodes de profondeur Dixi Medical. Elle est strictement réservée à ces fins et ne doit être utilisée que dans des hôpitaux spécialisés.
Fabricant
Dixi Medical
Classe de risque du dispositif
Classe I
Code IUD
03664539000510
Observations particulières

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.

• Ajout d'une butée sur la pige pour canon (ACS-740) : la butée (ACS-760) n'était plus utilisée qu'avec la Pige pour

canon. Dixi Medical a donc décidé d'intégrer directement une butée sur la pige pour canon.

Consultez le courrier de Dixi Medical de juin 2024 (07/10/2025)