

AnatoLog – AnatoScope

PUBLIÉ LE 07/07/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 08/06/2026

Type de dispositif

DM

Dénomination commerciale

AnatoLog

Destination médicale / Indications

AnatoLog est un système qui mesure la pression exercée sur le corps par un dispositif orthopédique et transmet les données à un ordinateur par communication sans fil. Les données sont affichées dans l'application AnatoLog.

Ce logiciel permet une visualisation en temps réel de l'interaction mécanique entre l'équipement et sa surface de contact.

Fabricant

AnatoScope

Classe de risque du dispositif

I avec fonction de mesurage

Code IUD

V0399

Observations particulières



Consultez le courrier de la société Anatoscop