

Ballons de contre-pulsion intra-aortique Linear (34cc & 40cc) / Mega (40cc & 50cc) / Sensation (34cc & 40cc) / Sensation Plus (40cc & 50cc)|- Getinge

Remise à disposition DM 14/08/2024

Dénomination commerciale

Ballons de contre-pulsion intra-aortique Linear (34cc & 40cc) / Mega (40cc & 50cc) / Sensation (34cc & 40cc) / Sensation Plus (40cc & 50cc)|- Getinge

Référence(s)

- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Linear (34cc & 40cc) : références D684-00-0479-02 / 0684-00-0479-02 & D684-00-0480-02 / 0684-00-0480-02
- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Mega (40cc & 50cc) : références D684-00-0295-02 / 0684-00-0295-02 & D684-00-0296-02 / 0684-00-0296-02
- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Sensation (34cc & 40cc) : références D684-00-0469-01 / 0684-00-0469-01 & D684-00-0470-01 / 0684-00-0470-01
- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Sensation Plus (40cc & 50cc) : références D684-00-0568-01 / 0684-00-0568-01 & D684-00-0576-01 / 0684-00-0576-01

Destination médicale / Indications

Le cathéter à ballonnet intra-aortique et ses accessoires sont utilisés pour le traitement par contre-pulsion intra-aortique : l'inflation du ballonnet pendant la diastole et sa déflation pendant la systole augmentent l'apport sanguin au muscle cardiaque et diminuent le travail du ventricule gauche.

Fabricant

Datascope Corp, Etats Unis

Distributeur(s) en France

Getinge France

Classe de risque du dispositif

III

Code IUD

- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Linear (34cc & 40cc) : codes 10607567106540 & 10607567106571
- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Mega (40cc & 50cc) : codes 10607567107981 & 10607567108018
- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Sensation (34cc & 40cc) : codes 10607567106755 & 10607567106779

- Ballon de contre-pulsion intra-aortique Sensation Plus (40cc & 50cc) : codes 10607567108063 & 10607567108605

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 14/08/2024