

# Cathéter d'aspiration Argyle Replogle|– Cardinal Health

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 08/02/2023

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 01/05/2024

## Dénomination commerciale

Cathéter d'aspiration Argyle Replogle

## Référence(s)

8888256503 Argyle Cathéter d'aspiration Replogle, 10 Fr/Ch (3.3 mm), 24" (61 cm)

8888256529 Argyle Cathéter d'aspiration Replogle, 8 Fr/Ch (2.7 mm), 24" (61 cm)

8888256545 Argyle Cathéter d'aspiration Replogle, 6 Fr/Ch (2.0 mm), 24" (61 cm)

## Destination médicale / Indications

Le cathéter d'aspiration Argyle Replogle est destiné à la décompression de l'oesophage chez les nouveau-nés ou les nourrissons atteints d'atrésie de l'œsophage.

## Fabricant

Covidien

## Distributeur(s) en France

Cardinal Health

## Classe de risque du dispositif

Ila

## Observations particulières

- Depuis fin 2022, Cardinal Health France a cessé de soumettre ce dispositif aux appels d'offres comportant une demande sur ce type de produits. Une information client va être réalisée sous peu.
- Autres solutions thérapeutiques/modes de prise en charge proposées par la société : utilisation de sondes d'aspiration gastrique double voie.



Courrier de Cardinal Health du 23/01/2023 destiné aux professionnels de santé (07/02/2023)