

# Circuits de circulation extracorporelle Cardiohelp-i Tubing Set – Maquet/Getinge

PUBLIÉ LE 22/11/2023 - MIS À JOUR LE 24/07/2025

REMISE À DISPOSITION DM 21/07/2025

## Dénomination commerciale

Circuits de circulation extracorporelle pour Cardiohelp-i (Cardiohelp-i Tubing Set)

## Référence(s)

- 701075208 / BE-MECC 101403#MECC system w/o Reservoir

## Destination médicale / Indications

- Le kit de tuyaux pour Cardiohelp-i est conçu pour la circulation extracorporelle pendant un pontage cardiopulmonaire avec l'entraînement Cardiohelp-i en combinaison avec l'oxygénéateur QUadrox-iR.
- Il n'est permis d'utiliser l'Organ Donor Perfusion Set (ODP Set) que sur un donneur d'organe potentiel.
- Les kits CI Set sont utilisés en cardiologie interventionnelle.
- La durée maximale d'utilisation est limitée à 6 heures.

## Fabricant

Maquet Cardiopulmonary GmbH

## Distributeur(s) en France

Getinge France

## Classe de risque du dispositif

Classe III

## Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 21/07/25, de la référence 701075208 (BE-MECC 101403) (701075208 / BE-MECC 101403#MECC system w/o Reservoir)