

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 15/05/2025

## Chirurgie assistée par ordinateur – Système (RAS) Hugo – Covidien LLC / Medtronic

## Information n° R2512094 destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Covidien LLC / Medtronic. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous len° **R2512094**. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

## A noter que :

- La version améliorée du logiciel du système RAS Hugo, mentionnée dans l'information de sécurité du fabricant correspond à la version 2.2 ou ultérieure ;
- Le problème de couple excessif est principalement observé avec l'instrument Monopolar Curved Shears (MRASI0001).

Consultez le courrier de la société Covidien LLC / Medtronic