

Notice de sécurité

Produits : Aiguilles réutilisables – Infinite Thread® (R110, R160, R430, R860)
Référence : 030_02_2200, 030_02_2300, 030_02_2400, 030_02_2500

Lots : 17-0260, 17-0261, 17-0262, 17-0263, 17-0264, 18-0061, 18-0062, 18-0063, 18-0064, 18-0065

Action:

- Retour;
- Modification;
- Echange;
- Destruction des produits;
- Changement de design;

Description du problème:

Le chas de l'aiguille peut couper le fil utilisé avec au moment de son introduction avant utilisation sur le patient. Il n'y a aucun risque pour le patient.

Recommandation d'action pour l'utilisateur:

Veillez identifier les aiguilles et les éliminer selon les recommandations locales.

Transmission de cette notice de sécurité:

Ce document doit être communiqué à toute personne ou organisation potentiellement affecté par ces produits.

Veillez transmettre cette notice aux organisations concernées.

Veillez rester vigilant et garder cette notice le temps nécessaire afin de rendre les actions efficaces.

Personne de contact:

Vincent Founteze

Thread & Lift
Clos Chapelle-aux-champs 30
1200 Woluwe-Saint-Lambert

+32 468 38 72 97
fountezevincent@threadandlift.com

Ceci confirme que la notice a été transmise aux autorités concernées.

Signature

