

Information Urgente de Sécurité Dispositifs d'aspiration et d'irrigation Covidien Surgiwand™ II Rappel

Mars 2021

Référence Medtronic : FA967

Cher Correspondant de matériovigilance,

L'objet de ce courrier est de vous informer que Medtronic procède au rappel volontaire des lots spécifiques de production de ses **dispositifs d'aspiration et d'irrigation Covidien Surgiwand™**.

Description du problème :

Ce rappel volontaire est effectué à la suite de réclamations faisant état de la présence de particules étrangères dans la tubulure du dispositif. Notre investigation a identifié un processus d'assemblage qui pouvait potentiellement endommager le « connecteur en Y », permettant à de petits morceaux du connecteur de se déplacer dans la tubulure du dispositif. L'utilisation de ce dispositif avec ce numéro peut entraîner une infection, une réaction allergique ou une réaction à un corps étranger. Des améliorations des processus de fabrication ont été mises en place afin de corriger ce problème. Aucun incident, en lien avec ce problème, entraînant des blessures graves, a été rapporté.

Ce rappel volontaire affecte uniquement les codes article associés aux numéros de lot répertoriés en annexe A.

Actions requises :

1. Veuillez immédiatement isoler et cesser d'utiliser les références associées aux numéros de lots concernés mentionnés dans l'Annexe A.
2. Veuillez renvoyer les produits concernés selon la procédure ci-après. Tous les produits inutilisés avec les références concernées et les numéros de lots associés doivent être renvoyés.
3. Si vous avez distribué les dispositifs d'aspiration et d'irrigation Covidien Surgiwand™ II concernés répertoriés dans l'Annexe A, veuillez faire suivre les informations de cette lettre aux personnes concernées dans les plus brefs délais.
4. Remplissez le formulaire de retour produits même si vous n'avez pas de stock.

	Client disposant de produits concernés en stock	Client ne disposant d'aucun produit concerné en stock	Où envoyer le formulaire rempli
Si le produit a été acheté directement auprès de Medtronic	Veuillez remplir le formulaire de retour produits ci-joint dans son intégralité. À réception du formulaire, le Service client de Medtronic vous contactera pour organiser le retour de vos produits. Vous recevrez un avoir pour tout dispositif non utilisé que vous renvoyez.	Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ».	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits.
Si le produit a été acheté auprès d'un distributeur	Remplissez tous les champs du formulaire et contactez directement votre distributeur pour convenir du retour des produits.	Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ».	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits.

Medtronic

Medtronic a informé l'ANSM de cette action.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. La sécurité du patient étant notre priorité, nous vous remercions par avance de votre intervention rapide. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Cordialement,

Responsable local/de BU

Annexe A

Code article	Description	Numéros des lots concernés				
178083	Dispositif d'aspiration et d'irrigation Surgiwand™ II Auto Suture™ 5 mm	P9D0020Y	P9F1565Y	POB1393Y	POF0332Y	POG0436Y
		P9D1478Y	P9F1566Y	POB1394Y	POF0333Y	POG0483Y
		P9E1057Y	P9G0718Y	POC0405Y	POF0334Y	POG0484Y
		P9E1058Y	P9G0719Y	POC0406Y	POF0335Y	POG0542Y
		P9E1059Y	P9K1412Y	POC0413Y	POF0336Y	POG0543Y
		P9E1064Y	P9K1444Y	POC1101Y	POF0337Y	POG0544Y
		P9E1065Y	P9D0022Y	POC1102Y	POF0646Y	POG0545Y
		P9E1066Y	P9D0021Y	POC1554Y	POF0647Y	POG0717Y
		P9E1121Y	P9K1493Y	POC1555Y	POF0648Y	POG0718Y
		P9E1122Y	P9K1494Y	POC1556Y	POF0649Y	POH0176Y
		P9E1123Y	P9K1495Y	POE1077Y	POF0718Y	POH0177Y
		P9E1124Y	P9K1496Y	POE1078Y	POF0944Y	POH0213Y
		P9E1197Y	P9K1497Y	POE1079Y	POF0945Y	POH0430Y
		P9E1380Y	P9K1616Y	POE1086Y	POF0946Y	POJ0017Y
		P9E1381Y	P9K1615Y	POE1087Y	POF0947Y	POJ0627Y
		P9E1382Y	POA1508Y	POE1088Y	POF0948Y	POK0130Y
		P9E1383Y	POA1509Y	POE1177Y	POG0034Y	POK0158Y
		P9F1162Y	POB1130Y	POE1178Y	POG0035Y	POK0373Y
		P9F1163Y	POB1131Y	POE1179Y	POG0036Y	POL0480
		P9F1280Y	POA1510Y	POF0120Y	POG0037Y	POL1176
		P9F1281Y	POB1262Y	POF0121Y	POG0038Y	POL1177
		P9F1563Y	POB1291Y	POF0122Y	POG0059Y	POL1261
		P9F1564Y	POB1292Y	POF0123Y	POG0060Y	POL1399
178093	Dispositif d'aspiration et d'irrigation Surgiwand™ II Auto Suture™ 5 mm avec crochet en L	P9C1632Y	P9E0016Y	P9K1503Y	POE1281Y	POF0872Y
		P9C1634Y	P9E0017Y	P9K1618Y	POE1313Y	POG0649Y
		P9C1635Y	P9E1007Y	POB1134Y	POE1314Y	POG0650Y
		P9C1636Y	P9E1279Y	POB1135Y	POE1393Y	POH0179Y
		P9D1175Y	P9E1325Y	POB1268Y	POF0126Y	POH0180Y
		P9D1177Y	P9E1326Y	POB1399Y	POF0127Y	POJ0578Y
		P9D1176Y	P9E1328Y	POC0411Y	POF0440Y	POJ0579Y
		P9D1178Y	P9F1164Y	POC1105Y	POF0441Y	POJ0629Y
		P9D1346Y	P9F1568Y	POC1557Y	POF0443Y	POK0336Y
		P9D1347Y	P9K1445Y	POC1558Y	POF0651Y	POL1175
		P9D1480Y	P9K1446Y	POE1180Y	POF0652Y	POL1262
		P9D1481Y	P9K1501Y	POE1181Y	POF0846Y	POL1304
P9B1359Y	P9K1502Y					
178094	Dispositif d'aspiration et d'irrigation Surgiwand™ II Auto Suture™ 5 mm avec extrémité en spatule	P9D1179Y	POB1136Y	POE1173Y	POE1384Y	POK0334Y
		P9D1180Y	POB1400Y	POE1383Y	POG0739Y	

