



LABORATOIRE BOUXX SANTE

Tél: 01 30 15 06 96 Fax: 01 39 76 45 52

Croissy sur Seine, le 17/02/2021

## **INFORMATION SECURITE - RAPPEL DE LOT**

*Nature du dispositif médical : Thermomètre électronique digital rigide*

*Marque LBS MEDICAL*

*Référence produit : THERMOCOLOR format blister / **LOT 08-2020**/ EAN 3700445500994  
& THERMOCOLOR format présentoir/ **LOT 08-2020**/ EAN 3700445501724*

La société LBS rappelle ce thermomètre en raison d'un problème de fixation de certains embouts métalliques qui peuvent venir à se décoller du thermomètre. Ce constat a été signalé par quelques clients. Par sécurité, nous avons isolé ce lot de notre entrepôt logistique et en avons stoppé la livraison (France uniquement). Il sera détruit.

Par principe de précaution, nous préférons retirer ce lot 08-2020 ; l'usine de fabrication a été informée pour mise en place d'actions correctives ; l'ANSM Autorité nationale compétente a été informée ; nos clients concernés ont été informés. Ils ont évalué les stocks non commercialisés et les ventes, leurs Services Qualité et Matériovigilance vont gérer l'information Consommateurs, les retours et remboursements clients et la destruction des produits. Un bilan des retours et un certificat de destruction nous seront fournis.

Une information sur les lieux de vente répertoriés est mise en place à l'aide d'affichettes.

Le numéro du lot est visible au dos des emballages ainsi que sur l'étiquette présente au dos du thermomètre.

**Nous demandons aux personnes ayant acheté ce thermomètre -LOT 08-2020 - de ne plus l'utiliser et le ramener dans le lieu d'achat où il leur sera remboursé.**

*Pour toute question relative à ce message, vous pouvez contacter le Service Consommateurs*

*au 01 30 15 06 96.*

*Service Qualité LBS*

*LBS MEDICAL*

**LBS** 101 CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY SUR SEINE TEL : 01 30 15 06 96 FAX : 01 39 76 45 52

E-mail : [labo.lbs@free.fr](mailto:labo.lbs@free.fr) [www.lbs-medical.com](http://www.lbs-medical.com)

S.A.R.L Capital 45 000€ RCS B 390182731

N° Siret: 39018273100039 Code NAF: 4646z N° Intracommunautaire: FR 2639018273

---

*LBS MEDICAL*

**LBS** 101 CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY SUR SEINE TEL : 01 30 15 06 96 FAX : 01 39 76 45 52

E-mail : [labo.lbs@free.fr](mailto:labo.lbs@free.fr) [www.lbs-medical.com](http://www.lbs-medical.com)

S.A.R.L Capital 45 000€ RCS B 390182731

N° Siret: 39018273100039 Code NAF: 4646z N° Intracommunautaire: FR 2639018273