

«Distributeur / Centre de soins»  
A l'attention du Pharmacien Responsable  
Courriel : « Courriel\_Client où Fax : «Fax\_Client»

Référence : FSN - PS/20-261

Wervicq-Sud, le 24 juin 2020

**IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL VOLONTAIRE DE PRODUIT**

**DISPOSITIFS CONCERNES :**

Référence	Nom du produit	Description	Numéro de lot
PSST0611PC	PROMESH® SURG ST	Precut Mesh 60 x 110mm	200903 et 200904

**MOTIF DU RAPPEL :**

La Société Cousin Biotech a initié le 24 juin 2020 un rappel volontaire du dispositif PROMESH SURG ST de référence PSST0611PC pour les deux lots 200903 et 200904.

Le dispositif médical PROMESH SURG ST (référence : PSST0611PC) est un implant de renforcement pariétal extra-péritonéal utilisé pour traiter les hernies inguinales. Ces treillis chirurgicaux prédécoupés présentent une forme de fer avec fente (6X11 cm). Les deux lots incriminés présentent des treillis rectangulaires non prédécoupé de dimension 6X11 cm, correspondant à la référence PSST0611RT.

Le risque patient reste faible car la prothèse peut être découpée et fendue, ayant pour seule conséquence une légère augmentation du temps opératoire. Par mesure de précaution, nous avons décidé d'effectuer un rappel volontaire des lots de produits concernés, listés en annexe de ce courrier.

L'ANSM a été informée de ce rappel.

**ACTIONS A PRENDRE :**

Afin de faciliter le traitement de ce rappel, merci de :

1. Cesser immédiatement l'utilisation de ces lots,
2. Vérifier vos stocks, et le cas échéant, ceux de vos clients,
3. Nous retourner les produits concernés,
4. Nous retourner le document annexé, complété des éléments suivants :
  - vos coordonnées,
  - si vous (ou vos clients) aviez des produits en stock, les quantités renvoyées,
  - si vous n'aviez plus de produit en stock, la colonne « quantité » barrée.

Pour toute question, vous pouvez contacter le service client au +(33) 03 20 14 41 20 ou par courriel au [serviceclients@cousin-biotech.com](mailto:serviceclients@cousin-biotech.com)

Veillez accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés par ce rappel.  
En vous remerciant de votre compréhension.

Franck PELLETIER  
Directeur Affaires Réglementaires  
Cousin Biotech



**IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT**

ANNEXE au courrier FSN - PS/20-261

Indiquer vos coordonnées, ajouter les quantités en stock pour chaque lot ou barrer la colonne.

A retourner par courriel aux trois adresses suivantes [serviceclients@cousin-biotech.com](mailto:serviceclients@cousin-biotech.com)  
et [f.pelletier@cousin-biotech.com](mailto:f.pelletier@cousin-biotech.com).

Client : «XXXXX»  
Courriel : «Courriel\_Client»  
«Ville»

Nombre total de pages complétées : .....

Complété par : ..... le : .....

Fonction : ..... tél : .....

PRODUIT CONCERNE	REFERENCE	LOT	QUANTITE
PROMESH SURG ST	PSST0611PC	200903	
PROMESH SURG ST	PSST0611PC	200904	