

Information Produit : Nouveaux politainers pour les références Cellpack DCL sur XN et XN-L


Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos process, nous souhaitons vous faire part d'un changement de packaging pour les réactifs Cellpack DCL 10L (réf CU228496) et Cellpack DCL 20L (réf CT661628).

Des conditions particulières en termes de stockage et transport, pouvaient influencer sur le politainer et générer des particules interférentielles sur les analyseurs de la XN-Class (analyseurs d'hématologie Sysmex XN et XN-L) équipés des canaux PLT-F et RET en concomitance avec certains Cellpack DCL (20L et 10L).

Un nouveau politainer a été validé et est désormais utilisé dans la fabrication des Cellpack DCL.

Les diluants Cellpack DCL (20L et 10L) avec ce politainer portent les lots indiqués ci-dessous et sont identifiables par une bague bleue (photos ci-après).



Bague ivoire
Cellpack 20L réf : CT661628
Cellpack 10L réf : CU228496

Bague bleue
Cellpack 20L à partir du lot : D0313 ou supérieur
Cellpack 10L à partir du lot : D0064 ou supérieur

Les premières livraisons s'opèrent depuis début octobre.

Pour toute question relative à ce courrier, nous vous invitons à contacter notre Hotline.

Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments causés par ce problème et vous remercions de la confiance que vous nous portez.

Cordialement,

Séverine Jenn
Chef de Produits