

Référence courrier : FSCA_2021_MONOTIME_03

A l'attention de : du Pharmacien Responsable et du Directeur d'établissement.

Bobigny, le 12 août 2021

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL VOLONTAIRE DE PRODUIT
MONOTIME® USP 0, 1 et 2

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que PETERS SURGICAL a décidé de procéder à un rappel volontaire des dispositifs MONOTIME® USP 0, 1 et 2 mentionnés ci-dessous :

Reference	Désignation	USP	Courbure	Pointe	Longueur Aiguille	Longueur fil
14S35A	MONOTIME®	0	1/2	T	36	70CM
14S35B	MONOTIME®	0	1/2	R	26	70CM
14S35C	MONOTIME®	0	1/2	R	30	70CM
14S35D	MONOTIME®	0	1/2	R	36	70CM
14S35E	MONOTIME®	0	1/2	R	40	70CM
14S35F	MONOTIME®	0	3/8	T	30	70CM
14S35G	MONOTIME®	0	1/2	T	30	70CM
14S35H	MONOTIME®	0	1/2	T	40	90CM
14S35J	MONOTIME®	0	1/2	T	48	90CM
14S35K	MONOTIME®	0	1/2	KL	48	150CM
14S35L	MONOTIME®	0	1/2	R	40	150CM
14S35M	MONOTIME®	0	1/2	KL	40	150CM
14S35N	MONOTIME®	0	1/2	R	30	90CM
14S40A	MONOTIME®	1	1/2	R	36	70CM
14S40B	MONOTIME®	1	1/2	R	40	70CM
14S40C	MONOTIME®	1	1/2	R	48	90CM
14S40D	MONOTIME®	1	1/2	T	36	70CM
14S40E	MONOTIME®	1	1/2	T	40	90CM
14S40F	MONOTIME®	1	1/2	T	48	90CM
14S40G	MONOTIME®	1	1/2	R	40	150CM
14S40H	MONOTIME®	1	1/2	KL	48	150CM
14S40J	MONOTIME®	1	1/2	KL	40	150CM
14S40M	MONOTIME®	1	1/2	R	65	150CM
14S50A	MONOTIME®	2	1/2	R	40	90CM

Les dispositifs MONOTIME® sont des sutures chirurgicales synthétiques résorbables composées d'un monofil de polydioxanone. Ces dispositifs sont indiqués pour une utilisation générale comme sutures résorbables dans la suture et/ou la ligature des tissus, particulièrement lorsqu'un maintien prolongé (jusqu'à six semaines) est nécessaire, y compris en chirurgie cardio-vasculaire pédiatrique, en chirurgie vasculaire périphérique, en chirurgie ophtalmique et en microchirurgie.

Motif de l'action corrective de sécurité :

La durée de péremption revendiquée pour les dispositifs MONOTIME® est actuellement de 5 ans.

Dans le cadre d'une réactualisation des données précliniques, une campagne d'essais a été réalisée avec les sutures résorbables MONOTIME®. Lors de ces essais, des résultats de résorption *in vitro* non conformes à la spécification ont été obtenus. Les investigations ont mis en évidence une résorption trop rapide avec les sutures USP 0, 1 et 2 après un vieillissement de 3 ans. Par conséquent, **la durée de péremption de ces dispositifs a été abaissée à 2 ans.**

Par mesure de précaution, PETERS SURGICAL a décidé de rappeler toutes les sutures MONOTIME® USP 0, 1 et 2 âgées de plus d'1 an et 6 mois. PETERS SURGICAL procédera dans les prochains mois à un nouveau rappel des produits non utilisés arrivant à 2 ans de péremption.

Les autres références de MONOTIME® ne sont pas concernées et peuvent être utilisées en toute sécurité jusqu'à 5 ans de péremption.

Comment déterminer l'âge du dispositif ?

Vous pouvez déterminer l'âge du dispositif en vous référant à la date de fabrication, indiquée en face du symbole  , sur les étiquettes de l'emballage primaire et sur l'étiquette de boîte du dispositif, comme présenté ci-dessous :

Boîte du dispositif :



Emballage primaire :



Si la date de fabrication indiquée sur l'étiquette :

- est antérieure au 1^{er} février 2020 ( 2020-02) : **le dispositif NE DOIT PAS être utilisé.**
- est postérieure ou égale au 1^{er} février 2020 ( 2020-02) : vous pouvez continuer à utiliser les dispositifs en toute sécurité. PETERS SURGICAL procédera dans les prochains mois à un nouveau rappel des produits non utilisés arrivant à 2 ans de péremption.

Vous trouverez en annexe à ce courrier une liste des numéros de lots des sutures MONOTIME® USP 0, 1 et 2 ne devant plus être utilisés (date de fabrication au 1^{er} février 2020) et une liste des numéros de lot pouvant être utilisés en sécurité (date de fabrication postérieure ou égale au 1^{er} février 2020).

Risques pour les patients :

Une résorption trop rapide des sutures peut causer un étirement de la cicatrice voire une déhiscence de la plaie.

Par conséquent, si l'implantation du fil est récente (inférieure à 6 semaines), nous recommandons d'effectuer un suivi post-opératoire renforcé afin de vous assurer de l'absence de signe clinique traduisant une éventuelle déhiscence de la plaie.

Le risque reste toutefois limité, les résultats non-conformes n'ont été détectés qu'en condition *in vitro* et aucun incident n'a été signalé pour des problèmes de résorption avec les sutures MONOTIME® depuis plus de 5 ans.

Actions requises pour les établissements :

Nos enregistrements ont montré que votre établissement a reçu au moins un produit concerné par cette mesure de sécurité.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir engager immédiatement les actions suivantes et par ordre de priorité :

- Prendre connaissance de cette Information Urgente de Sécurité dans son intégralité et s'assurer que tous vos clients, tous les utilisateurs et toutes autres personnes concernées de votre établissement sont informés.
- Vérifier l'âge des dispositifs MONOTIME® USP 0, 1 et 2 dans votre inventaire :
 - **Si la date de fabrication est antérieure au 1^{er} février 2020 :**
 - Cesser immédiatement l'utilisation de ces lots,
 - Isoler vos stocks, et le cas échéant, ceux de vos clients,
 - Prendre contact avec Peters Surgical pour organiser la reprise des produits concernés.
 - **Si la date de fabrication est postérieure ou égale au 1^{er} février 2020,** vous pouvez continuer à utiliser les produits en sécurité. PETERS SURGICAL procèdera dans les prochains mois à un nouveau rappel des produits non utilisés arrivant à 2 ans de péremption.
- Dans tous les cas, **compléter et nous retourner le formulaire d'accusé de réception joint en page 4** de ce courrier.

L'ANSM est informée de cette mesure corrective de sécurité.

Pour toute autre question, vous pouvez joindre le service qualité au :

Téléphone : + (33) 01 48 10 62 35
E-mail : qualite@peters-surgical.com

Notre service commercial vous contactera pour organiser la reprise des produits à nos frais si des produits sont isolés dans vos locaux.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre coopération.

Cordialement,

Sébastien GUILLO
Responsable Projets Affaires Réglementaires et Matéiovigilance
PETERS SURGICAL

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT
MONOTIME® USP 0, 1 et 2

Référence courrier : FSCA_2021_MONOTIME_03

FORMULAIRE A COMPLETER

Indiquer vos coordonnées, cocher toutes les cases utiles et renseigner, le cas échéant, la référence, le lot et les quantités de produits à retourner.

A retourner par courriel à l'adresse suivante qualite@peters-surgical.com

Nom de l'établissement :

Ville :

Nombre total de pages complétées : 1/1

Complété par : le :

Fonction : tél. :

☐ Nous confirmons avoir pris connaissance de l'Information Urgente de Sécurité et nous confirmons que tous les clients, utilisateurs et toutes autres personnes concernées ont été dûment informés.

Nous confirmons avoir vérifié les produits MONOTIME® USP 0, 1 and 2 en stock et :

☐ Nous confirmons que nous n'avons plus de produits concernés en stock.

☐ Nous confirmons avoir des produits dont la date de fabrication est postérieure ou égale au 1er février 2020 et souhaitons continuer à les utiliser avant leur 2 ans de péremption.

☐ Nous confirmons avoir mis les produits suivants en quarantaine et souhaitons les retourner (ajouter la référence, le lot et les quantités à retourner pour chaque lot) :

Reference	LOT	Quantité à retourner

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT

MONOTIME® USP 0, 1 et 2

Annexe au courrier FSCA_2021_MONOTIME_03

LISTE DE LOTS DONT LA DATE DE FABRICATION EST POSTERIEURE OU EGALE AU 1^{er} FEVRIER 2020 (📅 2020-02) :

Comme indiqué dans le courrier FSCA_2021_MONOTIME_03, **vous pouvez continuer à utiliser ces produits en sécurité**. PETERS SURGICAL procèdera dans les prochains mois à un nouveau rappel des produits non utilisés arrivant à 2 ans de péremption.

REFERENCE	DESIGNATION	LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION
MONOTIME® - USP 0				
14S35A	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	67274	2020-02	2025-01
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	71596	2020-08	2025-07
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	73166	2020-08	2025-07
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	74975	2020-12	2025-11
14S35B	MONOTIME 0 1/2 R26 70CM	73692	2020-09	2025-08
14S35C	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	67987	2020-06	2025-05
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	73939	2020-10	2025-09
14S35D	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	67275	2020-02	2025-01
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	68858	2020-04	2025-03
14S35E	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	71987	2020-09	2025-08
14S35F	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	66724	2020-02	2025-01
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	67276	2020-02	2025-01
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	69262	2020-05	2025-04
14S35J	MONOTIME 0 1/2 T48 90CM	75113	2020-12	2025-11
14S35M	MONOTIME 0 1/2KL40 150CM LOOP	70829	2020-06	2025-05
	MONOTIME 0 1/2KL40 150CM LOOP	76298	2021-02-01	2026-01-01
MONOTIME® - USP 1				
14S40A	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	66725	2020-02	2025-01
14S40B	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	68425	2020-03	2025-02
	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	74976	2021-01	2025-12
14S40C	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	65612	2020-02	2025-01
14S40D	MONOTIME 1 1/2 T36 70CM	68840	2020-08	2025-07
14S40E	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	67277	2020-02	2025-01
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	73940	2020-10	2025-09
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	77586	2021-04-01	2026-03-01
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	78540	2021-05-01	2026-04-01
14S40F	MONOTIME 1 1/2 T48 90CM	75114	2021-01	2025-12
14S40G	MONOTIME 1 1/2 R40 150CM LOOP	66726	2020-02	2025-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CM LOOP	69264	2020-07	2025-06
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CM LOOP	74243	2020-10	2025-09
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CM LOOP	76299	2021-02-01	2026-01-01
14S40H	MONOTIME 1 1/2KL48 150CM LOOP	67213	2020-05	2025-04
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CM LOOP	69265	2020-08	2025-07
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CM LOOP	74977	2021-01	2025-12
MONOTIME® - USP 2				
14S50A	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	72482	2020-08	2025-07

LISTE DE LOTS DONT LA DATE DE FABRICATION EST ANTERIEURE AU 1^{er} FEVRIER 2020 (2020-02) :

Comme indiqué dans le courrier FSCA_2021_MONOTIME_03 :

- cesser immédiatement l'utilisation de ces lots,
- vérifier et isoler vos stocks, et le cas échéant, ceux de vos clients,
- prendre contact avec Peters Surgical pour organiser la reprise des produits concernés.

REFERENCE	DESIGNATION	LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION
MONOTIME® - USP 0				
14S35A	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	32214	2016-07	2021-07
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	35512	2016-12	2021-12
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	36191	2017-01	2022-01
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	36960	2017-03	2022-03
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	45292	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	46919	2018-01	2023-01
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	48734	2018-03	2023-03
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	49402	2018-04	2023-04
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	54361	2018-10	2023-10
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	57569	2019-02	2024-02
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	58505	2019-03	2024-02
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	61094	2019-07	2024-06
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	62387	2019-08	2024-07
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	62732	2019-08	2024-07
14S35B	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	64167	2019-10	2024-09
	MONOTIME 0 1/2 T36 70CM	65424	2020-01	2024-12
14S35C	MONOTIME 0 1/2 R26 70CM	44303	2017-10	2022-10
	MONOTIME 0 1/2 R26 70CM	45296	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	31706	2016-07	2021-07
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	32504	2016-07	2021-07
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	34709	2016-11	2021-11
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	36205	2017-01	2022-01
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	36753	2017-03	2022-03
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	39722	2017-04	2022-04
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	40465	2017-05	2022-05
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	41284	2017-07	2022-07
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	42815	2017-08	2022-08
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	44492	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	45657	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	46923	2018-01	2023-01
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	46924	2018-02	2023-02
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	48737	2018-04	2023-04
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	52285	2018-08	2023-08
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	54363	2018-10	2023-10
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	56559	2019-01	2024-01
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	60198	2019-05	2024-04
14S35D	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	64275	2019-11	2024-10
	MONOTIME 0 1/2 R30 70CM	64578	2019-11	2024-10
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	32563	2016-07	2021-07
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	38144	2017-03	2022-03
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	53216	2018-08	2023-08
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	57683	2019-02	2024-02
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	58117	2019-03	2024-02
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	59459	2019-04	2024-03
	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	64951	2019-11	2024-10

REFERENCE	DESIGNATION	LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION
MONOTIME® - USP 0				
14S35D	MONOTIME 0 1/2 R36 70CM	66075	2020-01	2024-12
14S35E	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	44293	2017-10	2022-10
	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	45277	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	55303	2018-11	2023-11
	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	59870	2019-05	2024-04
	MONOTIME 0 1/2 R40 70CM	65232	2020-01	2024-12
14S35F	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	46929	2018-01	2023-01
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	52078	2018-08	2023-08
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	56567	2019-01	2024-01
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	60199	2019-05	2024-04
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	61511	2019-08	2024-07
	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	65425	2020-01	2024-12
14S35G	MONOTIME 0 3/8 T30 70CM	66071	2020-01	2024-12
	MONOTIME 0 1/2 T30 70CM	59871	2019-04	2024-03
14S35H	MONOTIME 0 1/2 T40 90CM	51438	2018-06	2023-06
	MONOTIME 0 1/2 T40 90CM	64256	2019-10	2024-09
	MONOTIME 0 1/2 T40 90CM	65291	2019-12	2024-11
14S35J	MONOTIME 0 1/2 T48 90CM	35784	2017-01	2022-01
	MONOTIME 0 1/2 T48 90CM	39734	2017-04	2022-04
	MONOTIME 0 1/2 T48 90CM	44313	2017-10	2022-10
	MONOTIME 0 1/2 T48 90CM	46413	2017-12	2022-12
14S35K	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	36919	2017-03	2022-03
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	47504	2018-01	2023-01
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	49408	2018-04	2023-04
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	51673	2018-07	2023-07
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	52916	2018-11	2023-11
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	55556	2018-11	2023-11
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	55628	2019-01	2024-01
	MONOTIME 0 1/2KL48 150CMLOOP	60347	2019-06	2024-05
14S35L	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	36400	2017-02	2022-02
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	43806	2017-09	2022-09
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	44499	2017-11	2022-11
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	53003	2018-08	2023-08
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	54369	2018-10	2023-10
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	62452	2019-08	2024-07
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	63599	2019-09	2024-08
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	64155	2019-10	2024-09
	MONOTIME 0 1/2 R40 150CMLOOP	64195	2019-11	2024-10
14S35M	MONOTIME 0 1/2KL40 150CMLOOP	36977	2017-03	2022-03
	MONOTIME 0 1/2KL40 150CMLOOP	56570	2019-01	2024-01
	MONOTIME 0 1/2KL40 150CMLOOP	61274	2019-08	2024-07
	MONOTIME 0 1/2KL40 150CMLOOP	64274	2019-11	2024-10
14S35N	MONOTIME 0 1/2 R30 DA 90CM	49904	2018-04	2023-04
MONOTIME® - USP 1				
14S40A	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	31667	2016-07	2021-07
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	34579	2016-11	2021-11
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	35928	2017-01	2022-01
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	44296	2017-09	2022-09
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	47486	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	47695	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	48728	2018-04	2023-04
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	50146	2018-05	2023-05
	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	54738	2018-11	2023-11
14S40B	MONOTIME 1 1/2 R36 70CM	57570	2019-03	2024-02
	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	55288	2018-12	2023-12
	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	56548	2019-01	2024-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	62453	2019-08	2024-07
	MONOTIME 1 1/2 R40 70CM	65850	2020-01	2024-12

REFERENCE	DESIGNATION	LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION
MONOTIME® - USP 1				
14S40C	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	42471	2017-07	2022-07
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	41579	2017-08	2022-08
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	44107	2017-10	2022-10
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	44484	2017-10	2022-10
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	47694	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	49401	2018-04	2023-04
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	51661	2018-08	2023-08
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	56551	2019-01	2024-01
	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	59872	2019-05	2024-04
14S40D	MONOTIME 1 1/2 R48 90CM	63514	2019-09	2024-08
	MONOTIME 1 1/2 T36 70CM	45485	2017-11	2022-11
	MONOTIME 1 1/2 T36 70CM	53286	2018-09	2023-09
	MONOTIME 1 1/2 T36 70CM	62454	2019-08	2024-07
14S40E	MONOTIME 1 1/2 T36 70CM	64156	2019-10	2024-09
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	54739	2018-11	2023-11
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	57571	2019-02	2024-02
	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	61512	2019-08	2024-07
14S40G	MONOTIME 1 1/2 T40 90CM	64464	2019-11	2024-10
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	35933	2017-01	2022-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	36568	2017-02	2022-02
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	36966	2017-03	2022-03
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	39723	2017-04	2022-04
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	40883	2017-07	2022-07
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	42101	2017-08	2022-08
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	44033	2017-09	2022-09
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	46925	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	47693	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	48738	2018-04	2023-04
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	49405	2018-04	2023-04
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	52631	2018-08	2023-08
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	54364	2018-10	2023-10
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	55297	2018-12	2023-12
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	56560	2019-01	2024-01
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	56819	2019-02	2024-02
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	60200	2019-05	2024-04
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	61513	2019-08	2024-07
	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	64157	2019-10	2024-09
14S40H	MONOTIME 1 1/2 R40 150CMLOOP	65231	2019-12	2024-11
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	36460	2017-01	2022-01
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	46927	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	47692	2018-01	2023-01
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	46928	2018-03	2023-03
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	48961	2018-03	2023-03
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	48740	2018-04	2023-04
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	49406	2018-06	2023-06
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	51048	2018-06	2023-06
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	52906	2018-09	2023-09
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	54741	2018-11	2023-11
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	55299	2018-12	2023-12
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	56562	2019-01	2024-01
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	60201	2019-05	2024-04
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	60885	2019-08	2024-07
14S40J	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	61514	2019-08	2024-07
	MONOTIME 1 1/2KL48 150CMLOOP	63746	2019-10	2024-09
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	37593	2017-03	2022-03
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	44035	2017-09	2022-09
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	46930	2018-03	2023-03
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	47691	2018-03	2023-03
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	48240	2018-03	2023-03
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	51053	2018-06	2023-06

REFERENCE	DESIGNATION	LOT	DATE DE FABRICATION	DATE D'EXPIRATION
MONOTIME® - USP 1				
14S40J	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	52910	2018-09	2023-09
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	55304	2019-01	2024-01
	MONOTIME 1 1/2KL40 150CMLOOP	58759	2019-04	2024-03
MONOTIME® - USP 2				
14S50A	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	50319	2018-05	2023-05
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	51655	2018-06	2023-06
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	53953	2018-10	2023-10
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	56800	2018-12	2023-12
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	62219	2019-08	2024-07
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	63826	2019-10	2024-09
	MONOTIME 2 1/2 R40 90CM	65682	2019-12	2024-11