

Medtronic France

9 boulevard Romain Rolland
75014 - Paris

Tel: 01 55 38 18 74

Fax: 01 55 38 18 91

www.medtronic.fr

Paris

Le 04 juillet 2022

Objet : notification d'arrêt de commercialisation

Madame, Monsieur

Nous vous informons par la présente de l'arrêt de commercialisation des deux références suivantes, dans le cadre de la rationalisation de notre gamme de stimulation médullaire.

- Référence **74001**, adaptateur de loge 1x4
- Référence **74002**, adaptateur de loge 2x4

Ces adaptateurs sont actuellement utilisés dans le cadre du remplacement d'un stimulateur médullaire implantable possédant une connectique d'ancienne génération (Itrel™ 4A **37703**, Itrel™ 3 **7425** ou Synergy™ **7427**) par un des stimulateurs médullaires suivants, à connectique coaxiale :

- Itrel™ 4B (**37704**)
- Prime Advanced™ Surescan MRI (**97702**)
- Vanta™ (**977006**)
- Intellis™ (**97715**)

Toute quantité des références **74001** et **74002** encore disponibles dans votre dépôt peut être utilisée jusqu'à sa date de péremption.

Pour les futurs remplacements de stimulateurs possédant des connectiques d'ancienne génération vers des dispositifs à connectique coaxiale, vous pouvez remplacer l'extension originelle (ancienne connectique) par une extension à connectique coaxiale (référence **37082** ou **37083**). Ce type de remplacement est déjà pratiqué dans certaines situations cliniques.

Nous vous invitons à faire suivre ce courrier à tout personnel médical qui pourrait être impliqué dans le suivi du patient.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre entière disposition,

Lucien Talvard

Chef de Produit

+33 6 08 62 86 01

lucien.talvard@medtronic.com

François Josse

Directeur des Ventes France

+33 6 43 61 59 19

françois.josse@medtronic.com