

Information urgente de sécurité

Sutures Non-Résorbables : Défaut de stérilité du sachet étanche à l'air

Rappel

| Nom du produit | |
|---|--|
| Sutures monofilament en nylon Dermalon™ | Sutures monofilament en nylon Monosof™ Suture monofilament en nylon |
| Suture monofilament en polybutester Novafil™ | Suture en soie tressée enduite Sofsilk™ |
| Suture en nylon tressé Surgilon™ | Suture en polyester tressé non enduit Surgidac™ |
| Sutures monofilament en polypropylène Surgipro™ | Sutures monofilament en polypropylène Surgipro™ II |
| Suture en polyester tressé enduit Ti-Cron™ | Packs de suture personnalisés |

Décembre 2022

Référence Medtronic : FA1286

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant : US-MF-000028763

Cher professionnel de santé/gestionnaire des risques/distributeur,

L'objet de cette lettre est de vous informer que Medtronic procède au rappel volontaire de lots spécifiques de sutures non résorbables. Vous recevez cette lettre car les dossiers de Medtronic indiquent que votre établissement pourrait avoir au moins une des sutures non résorbables potentiellement affectées qui sont listées dans l'annexe A. Medtronic initie cette action pour prévenir l'utilisation de sutures non résorbables potentiellement affectées qui pourraient avoir un impact sur les patients.

Description du problème :

Medtronic a déterminé que des erreurs de fabrication dans l'emballage pelable des fils de suture non résorbables énumérés peuvent causer un espace ou un pli dans le sceau du sachet perméable, ce qui entraîne une rupture de la barrière stérile. Le(s) dommage(s) potentiel(s) d'une rupture de la barrière stérile

comprennent une infection ou la perte de la vision pour les procédures ophtalmiques dans les cas où il y a un contact direct avec le patient.

À la date du 1er novembre 2022, Medtronic n’a reçu aucune réclamation concernant des défauts d’intégrité de l’emballage ou des signalements de blessures graves pour les patients en rapport avec ce problème.

Il n’y a pas de recommandations supplémentaires concernant la prise en charge des patients pour lesquels des sutures non résorbables potentiellement affectées concernées par le présent rappel ont été utilisées pendant une intervention. Ces patients doivent continuer à être suivis conformément aux protocoles de soins standard de votre établissement médical en tenant compte de l’utilisation spécifique.

Actions :

- Identifiez et placez en quarantaine toutes les sutures non résorbables affectées, inutilisées et non périmées, énumérées à l’annexe A.
- Veuillez remplir le formulaire d’accusé de réception du client, même si vous **n’avez pas** de stock de produits non utilisés.
- Retournez à Medtronic tous les produits concernés inutilisés et non périmés de votre inventaire comme indiqué dans les instructions d’envoi et de retour ci-dessous.
- Veuillez transmettre le présent avis à toutes les personnes qui doivent être informées dans votre organisation ou toute organisation où les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés ou distribués.

Instructions d’expédition et de retour :

| | Client disposant de produits concernés en stock | Client ne disposant d’aucun produit concerné en stock | Où envoyer le formulaire rempli |
|--|---|--|---|
| Si le produit a été acheté directement de Medtronic | <p>Veuillez remplir le formulaire de retour produits ci-joint dans son intégralité.</p> <p>À réception du formulaire, le Service client de Medtronic vous contactera pour organiser le retour de vos produits. Vous recevrez un avoir pour tout dispositif non utilisé que vous renvoyez.</p> | Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ». | Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits. |
| Si le produit a été acheté auprès d’un distributeur | Remplissez tous les champs du formulaire et contactez directement votre distributeur pour convenir du retour des produits. | Remplissez le formulaire et cochez la case « Aucun produit en stock ». | Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique au contact de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de retour produits. |

Informations complémentaires :

Medtronic a notifié l'ANSM de cette action.

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. La sécurité du patient étant notre priorité, nous vous remercions par avance de votre intervention rapide. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant Medtronic ou les affaires réglementaires : affaires.reglementaires@medtronic.com

Cordialement,

Vincent Messiac/Chef de Produits

Pièce jointe A :

IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNÉ

Repérez les informations sur l'étiquetage des produits dans votre inventaire (voir exemple dans l'illustration A) et comparez-les aux informations sur les produits concernés dans le tableau applicable - organisé par ordre alphabétique de nom de produit.

Illustration A :



| Pack de suture personnalisé Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|---|-------------------------|------------------|
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0289Y |
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0291Y |
| US1756 CUSTOM SUTURE PACK | US1756 | A2E0454Y |
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0283Y |

| Sutures monofilament en nylon Dermalon™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 88861741-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C1 | 8886174111 | D2B0701Y D2E3000Y |
| 88861747-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C12 | 8886174711 | D1M2315FY D1M2326FY D2F1873FY |
| 88861749-24 DERMALON* 5-0 BLU 45CM P13 | 8886174924 | D2B2781FY |
| 88861756-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C13 | 8886175611 | D2B1309FY |
| 88861757-41 DERMALON* 3-0 BLU 75CM C13 | 8886175741 | D1J0777FY |

| Sutures monofilament en nylon Monosof™ Sutures monofilament en nylon Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-------------------------|--|
| CN-724 MONOSOF* 1 BLK 100CM GS25 X36 | CN724 | D1B2528Y |
| CN-791 MONOSOF* 2-0 BLK 100CM GCC90X36 | CN791 | D1L1776Y |
| CN791-12 MONOSOF* 2-0 BLK 100CM GCC90 | CN79112 | D1L1776Y |
| CN-793 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90 X36 | CN793 | D1D2772Y |
| CN-793 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90 X36 | CN793 | D2B2754Y |
| CN793-12 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90X12 | CN79312 | D1D2772Y |
| CN-830-L MONOSOF* 1 BLK 150CM LP GS25 | CN830L | D1D2705Y |
| SUT GNJ-283 MONOSOF 2/0 BLK ST DA 90CM | GNJ283 | D1E0555Y D1E0750Y D2D1396Y |
| N-2781K MONOSOF* 5-0 BLK 45CM SS24 DAX12 | N2781K | D1L2330Y |
| SUT N-59 MONOSOF 2-0 BLK 6X45CM PCT | N59 | D2D2350Y |
| SN-1647 MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P16 X36 | SN1647 | D2E2028FY |
| SN-1647G MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P16 X12 | SN1647G | D2B2227FY |
| SN-247 MONOSOF* 3-0 BLK 90CM C23 X36 | SN247 | D1D3222FY D2B0043FY |
| SN-3686 MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3686 | D2E2761FY D2F0402FY |
| SN-3695 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3695 | D1G0954FY D1L0957FY D2C1333FY D2E2762FY |
| SN-3697 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3697 | D1L1710FY D2C1211FY |
| SN-3965 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM PC11 X12 | SN3965 | D1E1222Y |
| SN-5660G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P24 X12 | SN5660G | D1L0922FY |
| SN-5665G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P12 X12 | SN5665G | D1L0774FY |
| SN-5690G MONOSOF* 5-0 CLR 45CM P13 X12 | SN5690G | D1M1283FY |
| SN-5691 MONOSOF* 4-0 CLR 45CM P13 X36 | SN5691 | D2D0703FY |
| SN-5694 MONOSOF* 4-0 BLK 45CM P11 X36 | SN5694 | D1J1230FY |
| SN-5696 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P13 X36 | SN5696 | D1M2419FY |
| SN-5697 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P10 X36 | SN5697 | D2F0399FY |
| SN-5767G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P11 X12 | SN5767G | D2A0554FY |
| SN-630 MONOSOF* 4-0 BLK 75CM C22 X36 | SN630 | D1M1286FY |
| SN-643 MONOSOF* 5-0 BLK 75CM C13 X36 | SN643 | D2B0369FY |
| SN-667G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM C1 X12 | SN667G | D1L2502FY |
| SN-694 MONOSOF* 2-0 BLK 90CM C18 X36 | SN694 | D2C0324FY |
| SN-871 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM C1 X36 | SN871 | D1K3362FY |
| SN-872 MONOSOF* 4-0 BLK 45CM C1 X36 | SN872 | D1K2654FY |

| Sutures monofilament en nylon Monosof™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-------------------------|------------------------|
| | | D1M2450FY |
| S661GX 5-0 NYLON 18 DS18 | S661GX | D1L0912FY |
| S697GX 6-0 NYLON 18 DSM11 | S697GX | D1M2377FY D1M2847FY |
| S913BX 5-0 NYLON 10 DS12 | S913BX | D2D1386FY |
| S931BX 4-0 NYLON 10 DS12 | S931BX | D2B0756FY |

| Suture monofilament en polybutester Novafil™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 8886 4002-41 NOVAFIL 3-0 BLU 90CM C14 | 8886400241 | D1G1762FY |
| 8886 4400-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM SBE2 | 8886440013 | D2A0461Y |
| 8886 4400-23 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE2 | 8886440023 | D1M0797Y |
| 8886 440123 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE3 | 8886440123 | D1L3389Y |
| 8886 4402-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE4 | 8886440233 | D2A0529Y |
| 8886 4403-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE6 | 8886440333 | D2C0582Y |
| 8886 4410-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM P10 | 8886441003 | D1M1007FY D1M2364FY |
| | 8886441013 | D1M1007FY D1M2364FY |
| 8886 4410-03 NOVAFIL 7-0 BLU 45CM P10 | 8886441003 | D1M0369FY D1M0796FY |
| 8886 4422-43 NOVAFIL 3-0 BLU 45CM C14 | 8886442243 | D1D2485FY |
| 8886 4424-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM C16 | 8886442451 | D1E1240FY |
| 8886 4450-41 NOVAFIL 3-0 BLU 75CM V26 | 8886445041 | D2B2109Y |
| 8886 4452-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM V20 | 8886445251 | D1D0295Y D1E0843Y |
| | | |
| 8886 4459-61 NOVAFIL 0 BLU 75CM GS22 | 8886445961 | D1D0529Y |
| 8886 4470-81 NOVAFIL* 2 BLU 150CM GS26 | 8886447081 | D1D3190Y |
| 8886 4582-53 NOVAFIL* 2-0 BLU 75CM P14 | 8886458253 | D2B1686FY |
| SPB-1213G NOVAFIL* 6-0 BLU 45CM P13X12 | SPB1213G | D1L0169FY D2B0773FY D2C0769FY |
| | | |
| | | |
| SPB-1233G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P13X12 | SPB1233G | D2E0961FY |
| SPB-1623G NOVAFIL* 5-0 BLU 45CM P12X12 | SPB1623G | D1D2709FY |
| SPB-5142G NOVAFIL* 5-0 BLU 45CM P11X12 | SPB5142G | D1B2811FY |
| SPB-5143G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P11X12 | SPB5143G | D1D2674FY |
| SUT SPB-5223G NOVAFIL 5-0 BLU 45CM P13 | SPB5223G | D1M1024FY |
| SPB-5433G NOVAFIL* 4-0 CLR 45CM P24X12 | SPB5433G | D2C1970FY |
| SPB-5633G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P12X12 | SPB5633G | D2A0500FY |

| Suture en soie tressée enduite Sofsilik™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-------------------------|------------------------|
| CS-211 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM CVF21 X36 | CS211 | D1L1576Y D2B0747Y |
| | | |
| CS-490 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM GS11 X36 | CS490 | D2C2519Y |
| CS-562 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM GS23 X36 | CS562 | D1G1928Y |
| GS-823 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM V30 X36 | GS823 | D1K1923Y D2D1396Y |
| | | |
| GS-835 SOFSILK* 1 BLK 75CM V20 X36 | GS835 | D1E1757Y |
| S-1172 SOFSILK* 6-0 BLK 45CM C1 X36 | S1172 | D2C2304Y |
| S-1173 SOFSILK* 5-0 BLK 45CM C1 X36 | S1173 | D2C2305Y D2E1385Y |
| | | |
| S-1174 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C1 X36 | S1174 | D1M1794FY D1M2954FY |
| | | |

| Suture en soie tressée enduite Sofsilik™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|-----------|
| | | D1M2984FY |
| S-1750K SOFSILK* 6-0 BLK 45CM HE1 DAX12 | S1750K | D2E2348Y |
| S-176 SOFSILK* 0 BLK 12X45CM PCT X24 | S176 | D2B1886Y |
| S-176 SOFSILK* 0 BLK 12X45CM PCT X24 | S176 | D2C1977Y |
| S-1768K SOFSILK* 7-0 BLK 45CM HE6 DAX12 | S1768K | D1M1759Y |
| | | D2B2217Y |
| S-182 SOFSILK* 5-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S182 | D1L1613Y |
| | | D2B0177Y |
| S-183 SOFSILK* 4-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S183 | D1M1421Y |
| | | D2E1280Y |
| S-184 SOFSILK* 3-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S184 | D1L3136Y |
| | | D1M2895Y |
| | | D2D0954Y |
| | | D2D0964Y |
| | | D2D0967Y |
| | | D2D0972Y |
| S-185 SOFSILK* 2-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S185 | D2B2785Y |
| | | D2B2877Y |
| | | D2B2878Y |
| | | D2C1421Y |
| | | D2D0957Y |
| | | D2D0968Y |
| | | D2D0971Y |
| | | D2D0984Y |
| | | D2D0985Y |
| | | D2E2680Y |
| | | D2E2767Y |
| | | D2E2769Y |
| S-187 SOFSILK* 1 BLK 6X45CM PCT X36 | S187 | D2A1585Y |
| S-206 SOFSILK* 2 BLK 100CM STDLTH X36 | S206 | D1L2658Y |
| | | D1M2896Y |
| | | D2A1586Y |
| S-243 SOFSILK* 4-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S243 | D1M1020Y |
| | | D2D2348Y |
| S-244 SOFSILK* 3-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S244 | D1M1590Y |
| S-245 SOFSILK* 2-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S245 | D2A0559Y |
| | | D2C2036Y |
| | | D2C2162Y |
| | | D2D1871Y |
| S-246 SOFSILK* 0 BLK 6X60CM PCT X36 | S246 | D2E1375Y |
| S-2782K SOFSILK* 4-0 WHI 45CM SS24 DA | S2782K | D2F0062Y |
| S-303 SOFSILK* 4-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S303 | D1M1424Y |
| | | D2C1472Y |
| | | D2D1872Y |
| | | D2D2120Y |
| | | D2E1496Y |
| S-304 SOFSILK* 3-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S304 | D2B0173Y |
| | | D2C2163Y |
| | | D2C2805Y |
| | | D2D1991Y |
| | | D2E1484Y |
| S-305 SOFSILK* 2-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S305 | D1L3282Y |
| | | D1L3459Y |
| | | D2C1280Y |
| | | D2C1281Y |
| | | D2C1479Y |
| | | D2D0959Y |
| | | D2E0907Y |
| | | D2E2768Y |
| | | D2E2772Y |
| S-316 SOFSILK* 0 BLK 12X75CM PCT X24 | S316 | D1L3311Y |
| | | D1M0530Y |

| Suture en soie tressée enduite Sofsilik™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|-----------|
| | | D2A0555Y |
| | | D2A0557Y |
| | | D2A0558Y |
| | | D2A0866Y |
| | | D2C2806Y |
| | | D2D2434Y |
| | | D2D2436Y |
| S-317 SOFSILK* 1 BLK 12X75CM PCT X24 | S317 | D2D2087Y |
| | | D2E0587Y |
| S-318 SOFSILK* 2 BLK 12X75CM PCT X24 | S318 | D1M0153Y |
| | | D2A1677Y |
| S-346 SOFSILK* 0 BLK 12X60CM PCT X24 | S346 | D2A0867Y |
| | | D2B1884Y |
| S-605 SOFSILK* 2-0 BLK 2X150CM PCT X36 | S605 | D1L2686Y |
| | | D2B2244Y |
| S-607 SOFSILK* 1 BLK 2X150CM PCT X36 | S607 | D1M2899Y |
| S-608 SOFSILK* 2 BLK 2X150CM PCT X36 | S608 | D1L1617Y |
| | | D1L1619Y |
| | | D1L1622Y |
| | | D1M0173Y |
| | | D1M0635Y |
| | | D1M0655Y |
| | | D2E1210Y |
| SS-523 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM SC1 X36 | SS523 | D2C1971Y |
| SS-525 SOFSILK* 1 BLK 75CM SC1 X36 | SS525 | D1G1346Y |
| SS-5641 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM P13 X36 | SS5641 | D2B2181FY |
| SS-5641G SOFSILK* 4-0 BLK 45CM P13 X12 | SS5641G | D1D2533FY |
| SS-5678 SOFSILK* 5-0 BLK 45CM P11 X36 | SS5678 | D1L2430FY |
| SS-5684 SOFSILK* 3-0 BLK 45CM P14 X36 | SS5684 | D2B1970FY |
| SS-623 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM SC2 X36 | SS623 | D1G0960Y |
| | | D2A1069Y |
| SS-645 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM C12 X36 | SS645 | D1K2457FY |
| | | D1L3151FY |
| | | D1M2526FY |
| | | D1M2531FY |
| SS-653 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM C13 X36 | SS653 | D1E2737FY |
| SS-673 SOFSILK* 5-0 BLK 75CM C12 X36 | SS673 | D1L0164FY |
| SS-683G SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C13 X12 | SS683G | D1L0794FY |
| SS-685G SOFSILK* 2-0 BLK 45CM C15 X12 | SS685G | D2A0503FY |
| SS-686 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C12 X12 | SS686 | D1E0201FY |
| SS-689 SOFSILK* 1 BLK 75CM C16 X36 | SS689 | D2C0024FY |
| SS-745 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM C12 X36 | SS745 | D1M2971FY |
| SS-786 SOFSILK* 0 BLK 75CM C14 X36 | SS786 | D1E1220FY |
| SS-787 SOFSILK* 1 BLK 75CM C14 X36 | SS787 | D1L0032FY |
| VS-533 SOFSILK* 2-0 BLK 90CM V20 DAX36 | VS533 | D1M0598Y |
| VS-845 SOFSILK* 1 BLK 75CM V26 X36 | VS845 | D2B1779Y |
| VS-870 SOFSILK* 5-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS870 | D1M2873Y |
| VS-871 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS871 | D1L0602Y |
| SOFSILK 4-0 30 BK CV-23 VS871-2 | VS8712 | D2C3153Y |
| VS-872 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS872 | D1M1837Y |
| | | D2C2945Y |
| SOFSILK 3-0 30 BK CV-23 VS872-2 | VS8722 | D1D3187Y |
| | | D1M1292Y |
| VS-882 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM CV15 X36 | VS882 | D1G1139Y |
| SOFSILK 5-0 30 BK CV-11 VS890-2 | VS8902 | D2B0364Y |
| XX-5278 SOFSILK* 3-0 BLK 150CM PCT X36 | XX5278 | D2B0174Y |
| XX-5280 SOFSILK* 0 BLK 150CM PCT X36 | XX5280 | D2E1482Y |
| XX-5281 SOFSILK* 1 BLK 150CM PCT X36 | XX5281 | D2B0175Y |
| XX-5284 SOFSILK* 4 BLK 150CM PCT X36 | XX5284 | D1L2691Y |

| Suture en polyester tressé non enduit Surgidac™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-------------------------|------------------|
| D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1L2420Y |
| D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1L2428Y |
| D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1M2883Y |

| Suture en nylon tressé Surgilon™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|---|-------------------------|------------------|
| 88861883-51 SURGILON* 2-0 BLK 75CM C16 | 8886188351 | D1K1677FY |
| 88861915-71 SURGILON* 1 BLK 75CM GS11 | 8886191571 | D2C3242Y |
| 88861919-31 SURGILON* 4-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191931 | D2B2243Y |
| 88861919-41 SURGILON* 3-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191941 | D1M2553Y |
| | | D1M2561Y |
| | | D2B0169Y |
| 88861919-51 SURGILON* 2-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191951 | D1M0915Y |
| | | D2A0560Y |
| | | D2B1245Y |
| | | D2B1537Y |
| | | D2B2751Y |
| | | D2C0267Y |
| | | D2C0907Y |
| | | D2C1101Y |
| | | D2D2347Y |
| | | D2D2437Y |
| | | D2D2506Y |
| | | D2D2510Y |
| D2E0905Y | | |
| 88861919-61 SURGILON* 0 BLK 7X75CM PCT | 8886191961 | D1M1423Y |
| | | D2A0861Y |
| | | D2A0865Y |
| | | D2A1709Y |
| | | D2B1349Y |
| | | D2B1350Y |
| 88861919-71 SURGILON* 1 BLK 7X75CM PCT | 8886191971 | D2B2727Y |
| | | D1M0640Y |
| | | D1M1494Y |
| 88861932-51 SURGILON* 2-0 BLK 75CM GS10 | 8886193251 | D2C0962Y |
| 88861932-51 SURGILON* 2-0 BLK 75CM GS10 | 8886193251 | D1G1867Y |
| 88861971-71 SURGILON* 1 BLK 75CM GS21 | 8886197171 | D2B0290Y |
| | | D2B0445Y |
| 88861971-71 SURGILON* 1 BLK 75CM GS21 | 8886197171 | D2B0476Y |
| | | D1E0626Y |
| SBS-1884G SURGILON* 4-0 WHI 45CM P12X12 | SBS1884G | D1E1212FY |
| SBS-1928G SURGILON* 5-0 BLK 45CM P13X12 | SBS1928G | D2B0707FY |
| | | D2C3247FY |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|---|-------------------------|------------------|
| CP-535 SURGIPRO* 1 BLU 100CM GS24 X36 | CP535 | D2C1521Y |
| | | D2E1342Y |
| | | D2E1580Y |
| | | D2E2678Y |
| | | D2E2679Y |
| | | D2F0509Y |
| CP-824 SURGIPRO* 1 BLU 150CM GS26 X24 | CP824 | D2D0251Y |
| CP-825 SURGIPRO* 2 BLU 150CM GS26 X24 | CP825 | D2C3234Y |
| VP-543 SURGIPRO* 2-0 BLU 120CM V20 DA | VP543 | D2B1270Y |
| | | D2D1493Y |
| | | D2E1389Y |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ II Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|-----------|
| VP-421X SURGIPRO*II 4-0 90CM V20 DA7P | VP421X | D2C1147Y |
| VP-435-X SURGIPRO II 4-0 90CM KV5 DA7P | VP435X | D2C1148Y |
| | | D2D0080Y |
| | | D2D0081Y |
| | | D2D1507Y |
| | | D2E1343Y |
| VP-541X SURGIPRO*II 4-0 BLU 120CM V20DA | VP541X | D2E0506Y |
| VP-542-X SURGIPRO II 3-0 BLU 120CM V20DA | VP542X | D2E0749Y |
| VP-735-X SURGIPRO*II 7-0 60CM MV1758DA | VP735X | D2E0750Y |
| | | D0M2060Y |
| | | D0M2061Y |
| | | D1A0234Y |
| | | D1A0419Y |
| | | D1A0420Y |
| | | D1A0474Y |
| | | D1A0479Y |
| | | D1A0480Y |
| | | D1A0499Y |
| | | D1A0960Y |
| | | D1A1636Y |
| | | D1B0024Y |
| | | D1B0513Y |
| | | D1B1462Y |
| | | D1B2759Y |
| | | D1B2760Y |
| | | D1B2784Y |
| | | D1B2785Y |
| | | D1G2405Y |
| | | D1G2406Y |
| | | D1H1658Y |
| | | D1H1945Y |
| | | D1H1971Y |
| | | D1H2033Y |
| | | D1H2104Y |
| | | D1H2105Y |
| | | D1H2106Y |
| | | D1H2107Y |
| | | D1J0372Y |
| | | D1J0374Y |
| | | D1J0375Y |
| | | D1J0376Y |
| D1J0591Y | | |
| D1J1260Y | | |
| D1J1679Y | | |
| D1J1923Y | | |
| D1J1928Y | | |
| D1J1929Y | | |
| D1J2885Y | | |
| D1K2644Y | | |
| D1L0457Y | | |
| D1L3332Y | | |
| D1M0869Y | | |
| D1M0870Y | | |
| D1M0963Y | | |
| D1M1464Y | | |
| D2B0362Y | | |
| D2C1982Y | | |
| D2C2348Y | | |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ II Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|--|
| | | D2D0155Y D2D0156Y D2D0166Y D2D0942Y D2D2100Y D2E0165Y D2E0173Y D2E0175Y D2E1035Y D2E1073Y D2E1536Y D2E2752Y D2F1973Y D2F1974Y D2F1975Y |
| VP735X-12 SURGIPRO*II 7-0 60CM MV1758 DA | VP735X12 | D1B2760Y D2D0941Y |
| VP-738-X SURGIPRO*II 8-0BLU 60CM CV351DA | VP738X | D1G0407Y D2C1983Y D2F0494Y D2F0495Y D2F0496Y |
| VP-744-X SURGIPRO*II 8-0 45CM MV1758DA | VP744X VP744X | D1G0408Y D1L0327Y |
| VP-745-X SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1758DA | VP745X | D0M1980Y D1A1635Y D1G1298Y D1H2487Y D1H2488Y D1J0373Y D1J1210Y D1J2362Y D1J2364Y D1J2366Y D1J2541Y D1J2543Y D1K0073Y D1K2317Y D1K2318Y D1K2319Y D1K2326Y D1K2328Y D1K2329Y D1K2642Y D1K2646Y D1K2647Y D1K2648Y D2B0470Y D2B1158Y D2C1984Y D2D0944Y D2D0945Y D2E1923Y D2F0798Y D2F0799Y |
| VP-747-X SURGIPRO*II 7-0 75CM MV1758DA | VP747X | D1C0229Y D1C0230Y D1C1787Y D1C1849Y D1G0404Y D1G0405Y D1G2408Y |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ II Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|--|
| | | D1M1397Y D1M1465Y D2A0334Y D2D0158Y D2E1074Y |
| VP-853 SURGIPRO* 2-0 BLU 120CM V26 DA | VP853 | D2D0641Y |
| VP-875-X SURGIPRO*II 7-0 75CM MV1759DA | VP875X | D1A1244Y D1E0734Y D1H0909Y D1J1926Y D1K2643Y D1L0605Y D1L2328Y D1M2164Y D1M2165Y D2C0956Y D2E1883Y D2F0936Y |
| VP-900-X SURGIPRO*II 8-0 45CM MV1355DA | VP900X | D0K3052Y D1H1373Y D1H1374Y D1H1375Y D1H1457Y D1L0158Y D1L0159Y D1L1321Y D1L2329Y D1L2617Y D1L2618Y D1M1597Y D2A0335Y D2C1926Y D2F0041Y D2F0042Y |
| VP-902-X SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1355DA | VP902X | D1A1236Y D1A1238Y D1A1240Y D1A1242Y D1A1526Y D1B1245Y D1B1246Y D1B1265Y D1B1954Y D1B2137Y D1B2688Y D1C0681Y D1C1270Y D1C2801Y D1C2817Y D1D0141Y D1D0411Y D1D0687Y D1D1498Y D1D1499Y D1D1570Y D1D2580Y D1D2693Y D1D3578Y D1D3629Y D1E0582Y D1E0583Y D1E2328Y |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ II Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|-----------|
| | | D1E3445Y |
| | | D1F0032Y |
| | | D1F0519Y |
| | | D1F0521Y |
| | | D1F1704Y |
| | | D1F2371Y |
| | | D1G3162Y |
| | | D1H0384Y |
| | | D1H0411Y |
| | | D1H0899Y |
| | | D1H0901Y |
| | | D1H0902Y |
| | | D1H0904Y |
| | | D1H0905Y |
| | | D1H0906Y |
| | | D1J0586Y |
| | | D1J0597Y |
| | | D1J0598Y |
| | | D1J0599Y |
| | | D1J0993Y |
| | | D1J1258Y |
| | | D1J1623Y |
| | | D1J1832Y |
| | | D1J2361Y |
| | | D1J2365Y |
| | | D1J2542Y |
| | | D1K0111Y |
| | | D1K0519Y |
| | | D1K2349Y |
| | | D1K2350Y |
| | | D1K2416Y |
| | | D1K2417Y |
| | | D1K2418Y |
| | | D1K2419Y |
| | | D1K2573Y |
| | | D1K2576Y |
| | | D1K2632Y |
| | | D1K2645Y |
| | | D1L3382Y |
| | | D1L3383Y |
| | | D1M0015Y |
| | | D1M0016Y |
| | | D1M0151Y |
| | | D1M0166Y |
| | | D1M0169Y |
| | | D1M0299Y |
| | | D1M0300Y |
| | | D1M1031Y |
| | | D1M2836Y |
| | | D1M2839Y |
| | | D1M2841Y |
| | | D2A0336Y |
| | | D2A0338Y |
| | | D2A1717Y |
| | | D2A1718Y |
| | | D2B0361Y |
| | | D2B0469Y |
| | | D2B1062Y |
| | | D2B1063Y |
| | | D2B1255Y |
| | | D2B1257Y |
| | | D2C0951Y |

| Suture monofilament en polypropylène Surgipro™ II Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|------------------------|--|
| | | D2C0952Y D2C1330Y D2C1331Y D2C1927Y D2C1928Y D2C2398Y D2C2399Y D2C2400Y D2C2401Y D2C2509Y D2C2738Y D2D0097Y D2D0098Y D2D0099Y D2D0162Y D2D0163Y D2D0167Y D2D0168Y D2D0169Y D2D2005Y D2E0167Y D2E0168Y D2E0169Y D2E0170Y D2E0171Y D2E0172Y D2E0174Y D2E1528Y D2E1529Y D2E1531Y D2E1845Y D2E1884Y D2E1885Y D2E1922Y D2E2097Y D2G0697Y |
| VP902X-12 SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1355 DA | VP902X12 | D2C1928Y D2G0697Y |
| VP-904-X SURGIPRO*II 7-0 BLU 60CM MV1355 | VP904X | D0M1981Y D1B0657Y D1C1118Y D1D2622Y D1G1296Y D1G1299Y D1G1999Y D1J2884Y D1M0345Y D1M2834Y D2A0337Y D2B1159Y D2E1078Y |
| VPF-735-X SURGIPRO*II 7-0 60CM MVF1758DA | VPF735X | D1G1297Y D1K0520Y D1M1046Y D1M1557Y D2E1079Y |
| XX-3300 SURGIPRO* II 5-0 BLU 60CM CV1DA | XX3300 | D2F2287Y |
| XX-5224 SURGIPRO*II 5-0 BLU 90CM CV25DA | XX5224 | D2D0804Y |

| Suture en polyester tressé enduit Ti-Cron™ Description du produit | Numéro du modèle | N° de lot |
|--|-----------------------------|--|
| 88862775-31 TICRON* 4-0 BLU 75CM CV327DA | 8886277531 | D1M0276Y |
| 88862880-41 TICRON* 3-0 WHI 75CM Y31DA | 8886288041 | D1L1698Y |
| 88863012-61 TICRON* 0 BLU 90CM C16 X36 | 8886301261 | D1D3149FY |
| 88863015-61 TICRON* 0 BLU 120CM V20X36 | 8886301561 | D1E1922Y |
| 88863017-51 TICRON* 2-0 BLU 120CM SKX36 | 8886301751 | D2A0889Y |
| 88863026-71 TICRON* 1 BLU 75CM HOS12X36 | 8886302671 | D2C1802Y |
| 88863035-51 TICRON 2-0 BLU 105CM CV305DA | 8886303551 | D1L0984Y |
| 88863047-41 TICRON* 3-0 BLU 45CM C13X36 | 8886304741 | D1G1844FY |
| 88863048-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C13X36 | 8886304851 | D1G0895FY |
| 88863050-61 TICRON* 0 BLU 75CM C14 X36 | 8886305061 | D2C1969FY |
| 88863054-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C17X36 | 8886305451 | D1D3218FY |
| 88863056-89 TICRON* 5 BLU 45CM GS18X12 | 8886305689 | D2D0199Y |
| 88863059-53 TICRON* 2-0 BLU 45CM P24X12 | 8886305953 | D1M1287FY |
| 88863070-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C15X36 | 8886307051 | D1D2540FY |
| 88863088-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM Y5X36 | 8886308851 | D2B2868Y |
| 88863090-51 TICRON 2-0 BLU 75CM GS21X36 | 8886309051 | D2B1332Y |
| 88863092-71 TICRON* 1 BLU 75CM KV37X36 | 8886309271 | D2C2450Y |
| 88863109-43 TICRON* 3-0 BLU 45CM P22X12 | 8886310943 | D2C2451FY |
| 88863111-79 TICRON* 5 BLU 75CM HGS21X36 | 8886311179 | D1D2597Y |
| 88863119-61 TICRON* 0 BLU 75CM KV34X36 | 8886311961 | D1M1166Y |
| 88863154-09 TICRON* 4 BLU 75CM GS11X36 | 8886315409 | D2B2884Y |
| 88863159-31 TICRON* 4-0 BLU 90CM KV5DA | 8886315931 | D2B0542Y |
| 88863160-41 TICRON* 3-0 BLU 90CM Y31DA | 8886316041 | D1L1697Y D2B0543Y |
| 88863163-61 TICRON* 0 BLU 75CM SC1 X36 | 8886316361 | D1E0506Y D1J1639Y |
| 88863185-41 TICRON* 3-0 BLU 75CM CV305 | 8886318541 | D1M2717Y D1M2851Y |
| 88863186-41 TICRON* 3-0 BLU 75CM CV331 | 8886318641 | D1M2844Y D2A0933Y D2E0947Y D2E1925Y |
| 88863212-51 TICRON* 2-0 BLU 90CM Y5DA7P | 8886321251 | D2E3008Y |
| 88863226-41 TICRON* 3-0 BLU 60CM CV330DA | 8886322641 | D2A0451Y |
| 88863280-21 TICRON* 5-0 BLU 75CM CV301DA | 8886328021 | D1D0290Y D1L0721Y |
| 88863280-31 TICRON* 4-0 BLU 75CM CV301DA | 8886328031 | D1L2169Y D2B2861Y |
| 88863309-71 TICRON* 1 BLU 75CM GS11X36 | 8886330971 | D2D2188Y D2B2738Y |
| 88863369-31 TICRON* 4-0 BLU 90CM CV316DA | 8886336931 | D2E0660Y D2F0767Y |
| 88863393-51 TICRON* 2-0 BLU 90CM CV300DA | 8886339351 | D1M0107Y D1M1299Y |
| CD-3123K TICRON* 5-0 WHI 45CM SS24 DA | CD3123K | D2B2213Y |