

## Avis de sécurité

### CE - Marquage CE

Disparition de lignes en pancarte après des suspensions / reprise - horaires fixes

**HOSPICES CIVILS DE LYON**  
**Direction des Services Numériques**  
61 Boulevard Pinel  
69500 BRON

Bron, le 15 Décembre 2022,

Référence avis : 221215-HCL-Avis de sécurité

## IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

### A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (Prescripteurs, Pharmaciens, IDE)

Madame, Monsieur,

Soucieuse de la sécurité et de la qualité de notre produit, les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module LAPCMP d'EASILY installé dans votre établissement. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

#### **NATURE DU PROBLEME**

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement au niveau de la pancarte IDE.  
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'erreur médicamenteuse par omission**.

La modification d'une date de reprise d'une ligne de prescription suspendue ne génère pas d'administrations dans la pancarte entre la date de reprise initiale et la date de reprise modifiée, si la date de reprise modifiée est antérieure à la date de reprise initiale.

**Lignes concernées :**

Les lignes impactées sont les lignes de prescription suspendues avec date de reprise.

	Prescription	Posologie	Durée	Alertes
<input type="checkbox"/>	Paracétamol 500 mg comprimé - voie ORALE	1 comprimé Soir	pendant tout le séjour à partir du 12/10/2022 10:00	
<i>Suspension à partir du 15/12/2022 à 08:57, reprise le 22/12/2022 à 09:30</i>				

Dans la pancarte la reprise est programmée à la date demandée, les administrations sont générées.

**Survenue du problème :**

Dans ePrescription faire clic droit + Reprendre sur la ligne de prescription suspendue avec reprise programmée.

Renseigner une date de reprise antérieure à la reprise initiale.

Signer la prescription

	Prescription	Posologie	Durée	Alertes
<input type="checkbox"/>	Paracétamol 500 mg comprimé - voie ORALE	1 comprimé Soir	pendant tout le séjour à partir du 12/10/2022 10:00	
<i>Suspension à partir du 15/12/2022 à 08:57, reprise le 19/12/2022 à 09:30</i>				

**Les prises normalement comprises entre la date de reprise initiale et la date de reprise modifiée ne sont pas présentées en pancarte.**

**DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)**

Les différentes versions du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont : V6.0.x et V6.1.x.

**ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION**

**Conduite à tenir pour les Prescripteurs** en attendant la livraison du correctif, éviter l'utilisation de la fonctionnalité « Suspension » et lui préférer « arrêt de ligne puis reprise ».

**Conduite à tenir pour les Prescripteurs, pharmaciens, IDE** en cas d'utilisation de la fonctionnalité « suspension » par le prescripteur, contrôler la cohérence prescription/pancarte.

### ***ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE***

Un correctif est en cours de développement, il sera mis à disposition à partir du 20 décembre.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Nous vous remercions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments et la gêne occasionnée.  
Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC

Directeur des Services Numériques