

Avis de sécurité

CE - Marquage CE

Cas possible de suppression involontaire de lignes de prescription lors de la consultation du module « Traitement de fond » en cours de saisie d'une ligne par le prescripteur.

HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
 61 Boulevard Pinel
 69500 BRON

Bron, le 29 Décembre 2022,

Référence avis : 221229-Avis de sécurité-HCL

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (Prescripteurs, Pharmaciens, IDE)

Madame, Monsieur,

Soucieux de la sécurité et de la qualité de notre produit, les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque potentiel lié à l'utilisation du LAP EASILY installé dans votre établissement. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

NATURE DU PROBLEME

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement qui induit un **risque d'erreur médicamenteuse par omission**.

Ce dysfonctionnement se produit lorsque le prescripteur consulte le module "Antécédents" du bandeau noir patient / "traitement de fond" lors de l'ajout ou de la modification de lignes de prescription.



Prescription	Posologie	Durée	Alertes
<input type="checkbox"/> Valproate de sodium 200 mg/ml solution buvable - voie ORALE Spécialité prescrite : VALPROATE NA ARW 200MG/ML BUV 40ML	5 mg/kg (soit 300 mg) à 7:30, 12:00, 16:30 soit 900 mg/24h Posologie calculée le 29/12/2022 avec : Poids (07/07/2022) = 65 Kg Traitement de fond	pendant tout le séjour à partir du 29/12/2022 15:00	?
<input type="checkbox"/> Paracétamol 500 mg comprimé - voie ORALE Spécialité prescrite : DOLIPRANE 500MG CPR	1000 mg 3 fois/jour à 8h d'intervalle soit 3000 mg/24h Traitement de fond	pendant tout le séjour à partir du 29/12/2022 15:00	?

Lors de cette action, un filtre sur les lignes prescrites avec la mention "traitement de fond" est réalisé pour afficher uniquement les lignes en traitement de fond du patient.

Au retour sur l'écran de prescription, seules les lignes avec "traitement de fond" s'affichent. Les autres sont supprimées de l'affichage et lors de la signature, un arrêt est envoyé en pancarte pour chacune d'elle.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont : V6.0.x et V6.1.x.

ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Conduite à tenir pour les Prescripteurs en attendant l'installation du correctif, l'écran "traitement de fond" ne doit pas être consulté en cours de prescription d'une ligne ou d'un panier de lignes en cours de saisie.

Conduite à tenir pour les Prescripteurs, pharmaciens, IDE en cas d'un arrêt de ligne de prescription: Vérifier que la ligne arrêtée en pancarte apparaît dans la relève prescription

<input type="checkbox"/>	Carbamazépine LP 200 mg comprimé à libération prolongée - voie ORALE	200 mg Matin	pendant tout le séjour à partir du 14/03/2022 11:00	DC P X
Arrêtée à partir du 29/12/2022 12:40:42				

ou dans l'historique des prescriptions

Historique

Prescriptions | Ordonnances | Dernière prescription dans l'UF Médicale | Historique Médicamenteux | Chimiothérapie

Rechercher sur une période : du 29/12/2022 au 29/12/2022

UF médicale : MB 1
N° de venue : 180082804 - N° de séjour : 3

Prescription en cours

Prescription version n°21 (1 élément(s) différents) 29/12/2022 12:41:02 : Signée dans l'UF 36105 MB 1 par []

TEST CAPSULE : Groupe et Condition inverse (V.2)

J1 le 14/03/2022 11:00

Etat	Prescription	Posologie	Durée	Alertes
<input type="checkbox"/> X P 29/12/2022 12:41	Carbamazépine LP 200 mg comprimé à libération prolongée - voie ORALE	200 mg Matin	pendant tout le séjour à partir du 14/03/2022 11:00	?
Administration Arrêtée à partir du 29/12/2022 à 12:40				

Si ce n'est pas le cas, le signaler au prescripteur pour qu'il prescrive à nouveau la ligne.

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

Des correctifs sont en cours de développement, ils seront mis à disposition dans le courant de la semaine du 02 au 06 Janvier 2023 pour les versions V6.0.x et V6.1.x.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Nous vous remercions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments et la gêne occasionnée.
Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques