



A l'attention des Responsables de laboratoires,  
correspondants locaux de réactovigilance,  
directeur de l'établissement de Santé

**OBJET : INFORMATION DE SECURITE**

**Retrait de lot d'imipenem (Société Liofilchem)**

**Référence dossier ANSM : R2310940**

**Référence : 061048L/ 065048L**

**Lots : 021323142, 022423078, 022023056**

A l'attention des responsables de laboratoires, correspondants locaux de réactovigilance et  
directeurs de l'établissement de santé

Le 16 mai 2023

Madame, Monsieur,

**Description incident :**

Plusieurs clients ont constaté sur des disques antibiotiques d'imipenem (références 061048L/065048L lots: 021323142, 022423078, 022023056) une fausse résistance ou diamètre diminué sur certaines souches et plus particulièrement sur *Pseudomonas aeruginosa*.

**Impact clinique :**

Pas d'impact clinique pour le patient.

Le seul risque est d'écarter la molécule par défaut de catégorisation (résistant au lieu de sensible) mais dans le cas présent d'autres alternatives thérapeutiques sont possibles.

**Action corrective :**

Notre traçabilité indique que votre établissement a reçu au moins un des lots concernés.

Nous vous recommandons de détruire les cartouches de ces lots que vous pourriez avoir en stock.

Nous vous prions de nous faire parvenir par mail (reactifs@i2a.info) ou fax (04.67.17.09.06) le coupon ci-dessous entièrement complété.

A réception de ce coupon, nous vous enverrons les cartouches en remplacement des cartouches détruites dès la mise sur le marché d'un nouveau lot.



Conscient de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses.

Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

**i2a - Pôle Qualité**

Note : L'ANSM a été avertie de cette communication.

----- **Coupon réponse à retourner à l'adresse mail reactifs@i2a.info** -----

Soussigné(e), .....

A .....

Laboratoire : .....

Numéro client :

Déclare avoir détruit .... cartouches réf. 061048L/065048L lots: 021323142, 022423078, 022023056 et demande donc leur remplacement, dès leur disponibilité.

Déclare ne plus avoir de sachets de ces lots.

Cachet du laboratoire et signature

Tout coupon incomplet ne peut être traité.