

Sartorius Stedim Biotech GmbH, 37070 Göttingen

À qui de droit

12 juillet 2023

Lettre d'information - Informations complémentaires pour les filtres à seringue Minisart® HY | SRP

Cher client,

Par cette lettre, nous souhaitons vous informer d'un possible manque de clarté dans la description du manuel du Minisart® NML | HY | SRP Medical Device Syringe Filters pour les produits suivants :

Numéro du matériau	Description
16596-----HYK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
16596-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 50 pack
16599-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 500 pack
16596-----ZSK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
17575-----ACK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack
17575-----ZSK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack

La description actuelle dans le manuel indique plusieurs applications possibles. Veuillez noter que les capacités de filtration stérile des solutions et liquides huileux dépendent des propriétés de la solution. Ceci s'applique à tous les filtres à seringue Minisart® HY | SRP listés ci-dessus, indépendamment de la date de fabrication et du lot. **Veuillez noter que les capacités de filtration stérile, pour les solutions et liquides huileux doivent être testées et validées par l'utilisateur en fonction des besoins de l'application spécifique.**

Nous vous remercions de votre confiance et de votre utilisation continue des produits Sartorius. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse labfiltrationpm@sartorius.com.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Adam Green
Head of Product Management
LPS Reagents & Consumables

Dr. Anna Vreemann
Site Quality Manager
Operations SSB Göttingen

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen, Germany
Phone +49 551 308 0
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Registered Office:
Göttingen
Local Court of Registration:
Amtsgericht Göttingen
HRB No. 200266

Managing Directors:
Michaela Pischke,
Dr. Helge Henning

Chairman of the Supervisory
Board:
Dr. René Fäber