



Issy-Les-Moulineaux, le 03/08/2023
Département Qualité
2023-07_PDS II/Plus Antib.

A l'attention de la Pharmacie et du
Correspondant de Matériorvigilance

Information importante de sécurité

Sutures PDS™ II (polydioxanone) et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone) Rappel volontaire de certains lots

Madame, Monsieur,

Ethicon, Inc (« Ethicon ») initie un rappel volontaire de lots spécifiques des fils de suture PDS™ II incolores (polydioxanone) et des fils de suture PDS™ Plus Antibactérien incolores (polydioxanone) distribués en France.

Raison de ce rappel volontaire

Ethicon a reçu sept (7) réclamations pour un lot de sutures PDS™ II incolores (polydioxanone) rapportant une faible résistance à la traction. Des tests réalisés en interne sur des échantillons de ce lot ont confirmé que certaines sutures PDS II incolores de ce lot n'étaient pas conformes aux exigences d'Ethicon en termes de résistance à la traction. Une investigation a identifié des lots supplémentaires appartenant aux gammes de sutures PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone) et PDS™ II (polydioxanone) pouvant être affectés par la même problématique que le lot impliqué dans les réclamations.

Risque pour la santé

Un défaut de résistance à la traction des sutures peut potentiellement entraîner une mauvaise performance du produit puisque leur capacité à rapprocher et/ou ligaturer les tissus peut en être affectée. Dans un tel cas, les dommages potentiels incluraient un saignement/hémorragie, un échec de la fermeture/une déhiscence de la plaie, un temps de chirurgie prolongé et une reprise chirurgicale. Cependant, aucun de ces dommages potentiels n'a été signalé et aucune réclamation reçue n'a fait état de conséquences pour les patients à ce jour.

Les professionnels de santé qui ont traité des patients à l'aide de ces produits doivent suivre ces patients après l'intervention de manière habituelle sans qu'aucune action supplémentaire ne soit requise.

L'ANSM a été informée de ce rappel.

Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)

Notre système de traçabilité nous indique que vous avez reçu au moins un des lots concernés par cette action de sécurité. **VEUILLEZ COMMUNIQUER CETTE INFORMATION A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILISATEUR des fils de suture PDS™ II incolores (polydioxanone) et des fils de suture PDS™ Plus Antibactériens incolores (polydioxanone)** au sein de votre établissement ou d'autre(s) établissement(s) dans le(s)quel(s) les dispositifs auraient été transférés.

EFFECTIF IMMEDIATEMENT : NE PAS UTILISER OU DISTRIBUER LES LOTS CONCERNES LISTES DANS L'ANNEXE 1. REFEREZ-VOUS AUX ACTIONS A MENER POUR DES INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES.

Identification des produits faisant l'objet de ce rappel de lot :

Les produits objets de ce rappel de lot peuvent être identifiés dans votre stock à l'aide de la référence produit et du lot, comme décrit dans l'**Annexe 1**.

Veillez utiliser l'**Annexe 2** comme aide à l'identification des produits faisant l'objet de ce rappel de lot.

Toutes les sutures PDS™ II incolores (polydioxanone) et PDS™ Plus Antibactériens incolores (polydioxanone) non utilisées et faisant partie du rappel de lot doivent être retournées.

Vos actions à mener :

- Vérifier votre stock afin d'identifier si vous détenez un ou plusieurs **produit(s) faisant l'objet de ce rappel** et le(s) mettre en quarantaine.
- Transmettre cette information de sécurité aux personnes appropriées au sein de votre établissement ou autre établissement de santé à qui vous auriez transféré ces **produits**.
- Compléter, signer et retourner le formulaire de réponse en **Annexe 4** au département qualité par fax au 01.55.00.28.34 ou par email à l'adresse : ethiconqualite@its.jnj.com. **Il est nécessaire de compléter et retourner ce formulaire même si vous ne détenez plus de produits.**
- Maintenir une copie de cette notification de manière visible jusqu'à ce que les dispositifs concernés soient retournés à Johnson & Johnson Medical SAS. Une fois retournés, conserver une copie pour vos dossiers.

Modalités de retour :

A réception de votre formulaire de réponse, notre Service Client vous contactera afin d'organiser avec vous les formalités du retour et vous adressera un bon de retour indispensable au traitement de votre dossier. Les produits isolés devront être retournés, accompagnés des deux formulaires (Formulaire de réponse et Bon de retour).

Chez Ethicon, nos clients et leurs patients sont notre priorité, ce qui inclut la sécurité d'utilisation et l'efficacité de nos produits. Nous sommes conscients des perturbations que ce rappel de lot peut entraîner au sein de votre établissement et nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée.

Pour toute information relative à cette notification, veuillez contacter votre Responsable de secteur.

Comme pour tout dispositif médical, les effets indésirables ou les problèmes qualité rencontrés lors de l'utilisation de ces produits doivent nous être reportés.

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

ANNEXES :

Annexe 1 : Références et lots des produits concernés par le rappel de lot en France

Annexe 2 : Aide à l'identification des produits concernés par le rappel de lot

Annexe 3 : Totalité des références et lots des produits concernés par le rappel de lot

Annexe 4 : Formulaire de réponse

Clémence GAILLARD-BATTINI
Responsable Qualité
Correspondant de Matéiovigilance

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

**Annexe 1 : REFERENCES ET NUMEROS DE LOT DES PRODUITS CONCERNES PAR LE RAPPEL DE LOT EN
FRANCE**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	UDI/GTIN	DESCRIPTION
PDSII Suture	FZ420E	QMMASH	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	FZ420E	TAMCDQ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	FZ500E	RBMCLH	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ489H	PAM326	10705031149410	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME MP
PDSII Suture	MPZ489H	PAM210	10705031149410	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME MP
PDSII Suture	MPZ493H	RJMBUK	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ496H	QCMDCS	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ497H	RLMCDE	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ9626H	PHM665	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ9626H	RGMAPK	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	MPZ9626H	SCMBTJ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP072H	SCMRZE	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP421H	RJMQQP	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP442H	RLMMZU	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP489H	RKMJAS	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP684H	RJMEJC	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	UDI/GTIN	DESCRIPTION
PDSII Suture	PDP9626H	SAMHHE	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP9715H	SAMBR5	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	PDP9733H	TAMDHC	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	W9714T	SDMPZC	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	W9716T	QCMMCE	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	W9716T	QJMHJD	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z421E	SMMKKU	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z422E	MMK877	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E	RDMLXJ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z422E	MMK542	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E	PGM513	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z423E	QGMEZX	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z443E	PHM746	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z489E	MPZ045	10705031114258	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z494E	RDMAEC	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z496E	RKMPRL	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z496E	QHMLML	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z497E	RKMQQD	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	UDI/GTIN	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z497E	PGZ730	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z497E	QLMLEZ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z497H	RPMBSQ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP
PDSII Suture	Z683G	SBMPKQ	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP


Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)

Annexe 2 : AIDE A L'IDENTIFICATION DES PRODUITS CONCERNES PAR LE RAPPEL DE LOT


Veuillez vous référer aux images ci-dessous pour identifier l'emplacement de la référence, du numéro de lot et de l'UDI figurant sur les étiquettes d'emballage des sutures PDS™ impactées par le présent rappel de lot.

Note : les images ci-dessous sont uniquement des exemples. Merci de vous référer à l'**Annexe 1** pour consulter la liste des produits et des lots impactés.

PDS™ Plus – Boîte d'unité de vente




PDS™ Plus – Unité individuelle




Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)

PDS™ II – Boîte d'unité de vente



PDS™ II – Unité individuelle



**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

**Annexe 3 : TOTALITE DES REFERENCES ET NUMEROS DE LOT DES PRODUITS CONCERNES PAR LE RAPPEL
DE LOT**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDS Plus Suture	PDP072H40	SCMRZE	107050311225 74	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A C-1
PDS Plus Suture	PDP259H50	RLMCKU	107050310479 52	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDS Plus Suture	PDP416H50	RLMEAL	107050310482 32	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDS Plus Suture	PDP441H50	RLMDST	107050310482 94	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-1
PDS Plus Suture	PDP442H50	RMMHLT	107050310483 00	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDS Plus Suture	PDP489G50	RJMMAC	107050310483 93	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDS Plus Suture	PDP489G50	SCMASA	107050310483 93	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDS Plus Suture	PDP489H40	RKMJAS	107050311237 86	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP497G51	RKMQDX	107050310484 47	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP497H16	SKMLRP	107050311238 54	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRM MP
PDS Plus Suture	PDP497H40	RLMCKT	107050311238 54	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP498H40	RKMDBD	107050311238 61	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 VB
PDS Plus Suture	PDP502V05	RLMDTL	107050312039 69	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-2 PRM
PDS Plus Suture	PDP507V05	RKMEPQ	107050312039 83	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRM MP
PDS Plus Suture	PDP510V05	RMMQMX	107050312040 10	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-6 PRM
PDS Plus Suture	PDP510V05	SBMERX	107050312040 10	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-6 PRM
PDS Plus Suture	PDP515V05	SMMELP	107050312040 34	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS-8 PRIME
PDS Plus Suture	PDP662H50	RKMBEB	107050310485 46	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A KS
PDS Plus Suture	PDP663H50	SAMERU	107050310485 53	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A KS
PDS Plus Suture	PDP684H40	RJMEJC	107050311240 59	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP684H40	SDMJQQ	107050311240 59	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP9615H40	RLMHCC	107050311246 77	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PC-5 PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP9625H40	RJMEKR	107050311246 91	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRIME
PDS Plus Suture	PDP9626H40	RKMMTB	107050311247 07	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRIME MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDS Plus Suture	PDP9626H40	SAMHHE	10705031124707	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRIME MP
PDS Plus Suture	PDP9631H40	RMMBTD	10705031124714	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PCLX PRIME
PDS Plus Suture	PDP9715H15	SMMEMZ	10705031124752	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A KS
PDS Plus Suture	PDP9715H40	SAMBR5	10705031124752	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A KS
PDS Plus Suture	PDP9733H16	TAMDHC	10705031124769	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDS Plus Suture	PDP9861H40	SBMESR	10705031124875	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDS Plus Suture	PDP9865H40	RJMBCX	10705031124899	PDS PLUS CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-3 PRIME MP
PDS Plus Suture	XWPDP421H40	RJMQQP	10705031123540	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDS Plus Suture	XWPDP421H40	RLMBXB	10705031123540	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDS Plus Suture	XWPDP423H40	SDMLCZ	10705031123564	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDS Plus Suture	XWPDP442H40	RKMCMP	10705031123588	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDS Plus Suture	XWPDP442H40	RLMMZU	10705031123588	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDS Plus Suture	XWPDP443H16	SMMHDP	10705031123595	PDS PLUS CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	D677605	REMMRB	10705031026742	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) D/A RB-1
PDSII Suture	D677605	RKMASZ	10705031026742	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) D/A RB-1
PDSII Suture	D879005	QBMBLD	10705031031234	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-6 PRM
PDSII Suture	D879005	RLMDEQ	10705031031234	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-6 PRM
PDSII Suture	D929705	PBM649	10705031032620	PDSII CLR 36IN(90CM) USP5-0(M1) D/A TF
PDSII Suture	D929705	SJMLRE	10705031032620	PDSII CLR 36IN(90CM) USP5-0(M1) D/A TF
PDSII Suture	D963205	MPM683	10705031033894	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-5 PRM
PDSII Suture	D963205	PAM206	10705031033894	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-5 PRM
PDSII Suture	D963205	RHMPTX	10705031033894	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PS-5 PRM
PDSII Suture	D1006505	QMMCKS	10705031134386	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A TF
PDSII Suture	D1008505	QLMKHK	10705031134492	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A RB-1
PDSII Suture	FZ420E40	QMMASH	10705031118102	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3
PDSII Suture	FZ420E40	TAMCDQ	10705031118102	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3
PDSII Suture	FZ500E40	RBMCLH	10705031073487	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-3 PRIME

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	MPZ489H40	PAM210	10705031149410	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME MP
PDSII Suture	MPZ489H40	PAM326	10705031149410	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME MP
PDSII Suture	MPZ493H40	RJMBUK	10705031149427	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	MPZ496H13	QCMDCS	10705031075443	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRM MP
PDSII Suture	MPZ497H13	RLMCDE	10705031149441	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRM MP
PDSII Suture	MPZ9626H40	PHM665	10705031149472	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRIME MP
PDSII Suture	MPZ9626H40	RGMAPK	10705031149472	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRIME MP
PDSII Suture	MPZ9626H40	SCMBTJ	10705031149472	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRIME MP
PDSII Suture	W9615T14	QMMCAJ	10705031086906	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PC-5 PRM
PDSII Suture	W9624T13	SDMPKU	10705031130296	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9625T14	REMAZK	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	RGMKUB	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	RHMCDZ	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	RJMJCQ	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	RPMKJ	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	SCMLQK	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9625T14	SJMHCM	10705031130302	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM
PDSII Suture	W9626T13	RCMKMU	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9626T13	RGMEDH	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9626T13	RGMEKR	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9626T13	RGMEUA	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9626T13	SDMAZQ	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9626T13	SEMDT	10705031082960	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PS PRM
PDSII Suture	W9631T14	RLMAZJ	10705031151819	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PCLX PRM
PDSII Suture	W9631T14	SCMHJL	10705031151819	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A PCLX PRM
PDSII Suture	W9714T40	SDMPZC	10705031130333	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A KS
PDSII Suture	W9716T14	QCMMCE	10705031130357	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A KS

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	W9716T14	QJMHJD	10705031130357	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A KS
PDSII Suture	W9716T14	RKMKTR	10705031130357	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A KS
PDSII Suture	W9716T40	MM5113	10705031130357	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A KS
PDSII Suture	W9733T14	QEMCUE	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QEMEUB	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QGMHMB	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QGMHST	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QGMJQB	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QHMLLR	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QKMJDB	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QKMJDQ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QKMMLZ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	QLMCLJ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RAMBLL	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RAMBRT	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RAMBZX	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RCMAJX	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RCMBPQ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RCMBUB	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RCMCBT	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RDMKQD	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RHMKQD	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RHMKUA	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RJMAJQ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	RJMASJ	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	SHMMEX	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	SHMMHT	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	W9733T14	SMMBPC	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T14	SMMCRC	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9733T40	PM6878	10705031130418	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	QDMBUS	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	QDMCKS	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	RAMMXL	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	REMMRE	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	REMMXZ	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	RGMEUD	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9734T14	SLMAQH	10705031083028	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-3 CONV
PDSII Suture	W9740T14	RDMHBX	10705031130425	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A X-1 CONV
PDSII Suture	W9804T40	SCMEKR	10705031130562	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PCLX PRIME
PDSII Suture	W9861T14	RAMEPD	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RHMLJM	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RHMLZH	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RJMCSE	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RJMDHP	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RJMKHU	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RJMMAL	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RMMJDB	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	RMMQTB	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T14	SCMBAL	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM
PDSII Suture	W9861T40	ML5102	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	ML5288	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	ML5317	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	ML5528	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	ML6557	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	W9861T40	MLZ526	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MLZ577	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MLZ874	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MM5074	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MM5084	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MPM325	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	MPM504	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	QAMHCT	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9861T40	QBMAHP	10705031151895	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRIME
PDSII Suture	W9863T14	QEMCZJ	10705031151901	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	W9863T14	QLMLBS	10705031151901	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	W9863T14	QMMARX	10705031151901	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	W9863T14	RAMPQC	10705031151901	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	W9863T14	SLMCXZ	10705031151901	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	W9867T14	QDMBUQ	10705031151918	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PC-3 PRM
PDSII Suture	W9869T14	RCMKSU	10705031130708	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-5 PRM
PDSII Suture	W9872T14	RAMMXU	10705031130722	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-3 PRM MP
PDSII Suture	W9957T14	RCMKML	10705031131057	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS
PDSII Suture	W9957T14	RDMDHK	10705031131057	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS
PDSII Suture	W9957T14	RKMCKK	10705031131057	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS
PDSII Suture	W9957T14	SCMCRD	10705031131057	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS
PDSII Suture	W9957T40	PGZ717	10705031131057	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS
PDSII Suture	XJZ683G55	SBMPKQ	10705031461536	PDSII UD 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-1 PRM MP
PDSII Suture	Z259H50	PG6842	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QJMCQC	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QKMKRK	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QLMBXL	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z259H50	QLMDJA	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QLMJQH	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QMMAKJ	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QMMLBP	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	QPMCMQ	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	RCMJDB	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	RCMPXB	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	RDMERH	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	RGMDBJ	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	RGMDMM	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z259H50	SCMJET	10705031060340	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A CT-1
PDSII Suture	Z292ZE40	QJMBRC	10705031113602	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z292ZE40	RKMPHE	10705031113602	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z293E40	REMMCD	10705031113619	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDSII Suture	Z416H50	MKZ221	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	QPMDDQ	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	QPMDDH	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	RBMAJE	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	REMJAJ	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	RGMAQU	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	RHMBMR	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z416H50	RLMPMM	10705031060852	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A SH
PDSII Suture	Z421E40	SMMKKU	10705031114050	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDSII Suture	Z421H50	QGMHTJ	10705031060876	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDSII Suture	Z421H50	QKMMPQ	10705031060876	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDSII Suture	Z421H50	RCMKHS	10705031060876	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDSII Suture	Z421W05	REMESQ	10705031060883	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z421W05	RKMQZU	10705031060883	PDSII CLR 27IN(70CM) USP5-0(M1) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E40	MMK542	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E40	MMK877	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E40	PGM513	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422E40	RDMLXJ	10705031114067	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	MMK957	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	QHMMPR	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	QMMCPS	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	RDMKAJ	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	REMKDP	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	RKMAAS	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422H50	SGMCTP	10705031060890	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422W05	MLK287	10705031060906	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422W05	MM5066	10705031060906	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422W05	QEMEQM	10705031060906	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422W05	RHMMZH	10705031060906	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422ZE40	MPM087	10705031114074	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z422ZE40	RGMHQL	10705031114074	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-2
PDSII Suture	Z423E40	QGMEZX	10705031114081	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDSII Suture	Z423H50	REMBUE	10705031060913	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDSII Suture	Z423H50	RKMMTD	10705031060913	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDSII Suture	Z423H50	SCMAXS	10705031060913	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-2
PDSII Suture	Z441E40	SEMESK	10705031114111	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-1
PDSII Suture	Z441W05	QDMDZE	10705031060968	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-1
PDSII Suture	Z441W05	RDMDAZ	10705031060968	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-1
PDSII Suture	Z441W05	RHMHCH	10705031060968	PDSII CLR 27IN(70CM) USP4-0(M1.5) S/A FS-1
PDSII Suture	Z442H50	QHMEDK	10705031060975	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z442H50	REMEQC	10705031060975	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDSII Suture	Z442H50	RJMPQP	10705031060975	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDSII Suture	Z442W05	RAMMZP	10705031060982	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDSII Suture	Z442W05	RDMPMH	10705031060982	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDSII Suture	Z442W05	SJMKS	10705031060982	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443E40	PHM746	10705031114135	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	QKMHTR	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	QLMKPU	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	QMMHUU	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	RAMLZJ	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	RDMACU	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	RDMECL	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	RGMLCS	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443H50	SCMELT	10705031060999	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443W05	QPMDBC	10705031061002	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443W05	REMCXA	10705031061002	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z443W05	RGBMBE	10705031061002	PDSII CLR 27IN(70CM) USP2-0(M3) S/A FS-1
PDSII Suture	Z458E40	QPMDBH	10705031114142	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A X-1
PDSII Suture	Z458E40	RBMCA	10705031114142	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A X-1
PDSII Suture	Z458E40	SJMSDT	10705031114142	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A X-1
PDSII Suture	Z489E40	MPZ045	10705031114258	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z489G50	QBMBQA	10705031061132	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z489G50	QBMKCR	10705031061132	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z489G50	RPMBJS	10705031061132	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z489G50	SBMJZM	10705031061132	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z489V05	MLM739	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM
PDSII Suture	Z489V05	MLZ766	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z489V05	MP6404	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM
PDSII Suture	Z489V05	PCZ329	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM
PDSII Suture	Z489V05	QAMKKK	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM
PDSII Suture	Z489V05	RPMDTC	10705031061149	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-1 PRM
PDSII Suture	Z490E40	QMMBTJ	10705031114265	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z490E40	RBMKJQ	10705031114265	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-1 PRIME
PDSII Suture	Z492E40	RBMECK	10705031114272	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 VB
PDSII Suture	Z493G50	QLMDDC	10705031061156	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z493G50	QLMPAR	10705031061156	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z493G50	QPMBDT	10705031061156	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z493G50	RGMBBK	10705031061156	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z493G50	RHMJHU	10705031061156	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z493V05	QPMDDU	10705031061163	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z493V05	RBMDQX	10705031061163	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z493V05	RGMEZP	10705031061163	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z493V05	RGMHLK	10705031061163	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z494E40	RDMAEC	10705031114296	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-3 PRIME
PDSII Suture	Z494G50	QHMMEP	10705031061170	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z494V05	QCMCSL	10705031061187	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z494V05	QMMBML	10705031061187	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z494V05	RKMADH	10705031061187	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-3 PRM MP
PDSII Suture	Z495G05	QLMDDQ	10705031061194	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-2 MP PRM
PDSII Suture	Z495G05	QMMBQJ	10705031061194	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-2 MP PRM
PDSII Suture	Z495G05	RCMRUD	10705031061194	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-2 MP PRM
PDSII Suture	Z496E40	QHMLML	10705031114319	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2S PRIME
PDSII Suture	Z496E40	RKMPRL	10705031114319	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2S PRIME
PDSII Suture	Z496G50	QMMCJU	10705031061217	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRIME MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z496G50	RCMBDB	10705031061217	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z496G50	RGMALA	10705031061217	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z496G50	RKMPMX	10705031061217	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z496G50	TBMDPK	10705031061217	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z496V05	QMMCSJ	10705031061224	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-2 PRM MP
PDSII Suture	Z497E40	PGZ730	10705031114333	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME
PDSII Suture	Z497E40	QLMLEZ	10705031114333	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME
PDSII Suture	Z497E40	RKMQQD	10705031114333	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME
PDSII Suture	Z497G50	PGZ426	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	QKMHRP	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	QKMHTM	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	QLMHBX	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	QPMBMD	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	QPMDBX	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	RCMJEK	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	RDMDAS	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	RKMDJA	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497G50	RLMHPQ	10705031061231	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRIME MP
PDSII Suture	Z497H11	RPMBSQ	10705031467217	PDSII UD 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRM MP
PDSII Suture	Z497V05	QPMDHQ	10705031061248	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 PRM MP
PDSII Suture	Z498E40	SCMDEB	10705031114340	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-2 VB
PDSII Suture	Z502V05	RHMMRK	10705031061255	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-2 PRM
PDSII Suture	Z502V05	SBMESB	10705031061255	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A P-2 PRM
PDSII Suture	Z503G50	QPMCAD	10705031061262	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A P-2 PRIME
PDSII Suture	Z504G50	RGMDBP	10705031061279	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A P-2 PRIME
PDSII Suture	Z507G50	QCMCZZ	10705031061293	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRIME MP
PDSII Suture	Z507G50	RJMLEL	10705031061293	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRIME MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

NOM DU PRODUIT	REFERENCE DU PRODUIT	NUMERO DE LOT	GTIN1	DESCRIPTION
PDSII Suture	Z507V05	MMM107	10705031061309	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRM MP
PDSII Suture	Z507V05	RJMMAK	10705031061309	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRM MP
PDSII Suture	Z509V05	MMM353	10705031061323	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRIME MP
PDSII Suture	Z509V05	RMMABS	10705031061323	PDSII CLR 18IN(45CM) USP4-0(M1.5) S/A PS-4 PRIME MP
PDSII Suture	Z511V05	QPM AJL	10705031061347	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-6-PRIME
PDSII Suture	Z516V05	RBMACX	10705031061385	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PS-8 PRIME
PDSII Suture	Z516V05	RDM PAD	10705031061385	PDSII CLR 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PS-8 PRIME
PDSII Suture	Z593V05	QMMDLZ	10705031061460	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-5-PRIME
PDSII Suture	Z593V05	QPM BSE	10705031061460	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PS-5-PRIME
PDSII Suture	Z663H11	SAMQZZ	10705031061507	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A KS
PDSII Suture	Z683G05	TAMQSS	10705031061538	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-1 MP PRM
PDSII Suture	Z683V05	SLMLXA	10705031061545	PDSII CLR 18IN(45CM) USP3-0(M2) S/A PS-1 PRM MP
PDSII Suture	Z684E40	MJK736	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	PAZ713	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	PCK645	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	PCK823	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	QBMHXB	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	QGMCMZ	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	RDMKJS	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	SHMELB	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z684E40	SMMAEJ	10705031114654	PDSII CLR 18IN(45CM) USP2-0(M3) S/A PS-1 PRIME
PDSII Suture	Z833G05	MPZ365	10705031061828	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	Z833G05	SCMBJZ	10705031061828	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	Z833V05	RKMLZJ	10705031061835	PDSII CLR 18IN(45CM) USP6-0(M0.7) S/A PC-1 PRM MP
PDSII Suture	Z844G50	RBMED E	10705031061842	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z844G50	RGM BEK	10705031061842	PDSII CLR 18IN(45CM) USP5-0(M1) S/A PC-3 PRIME MP
PDSII Suture	Z9625H11	SMMBDA	10705031467354	PDSII UD 27IN(70CM) USP3-0(M2) S/A PC-25 PRM MP

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

Annexe 4 : FORMULAIRE DE REPONSE

**Sutures PDS™ II (polydioxanone) et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)
Rappel volontaire de certains lots**

1. **Merci de compléter cette fiche-réponse recto-verso dans les 3 jours qui suivent la réception de la notification**
2. **La retourner au Département Qualité par fax au 01 55 00 28 34 ou courriel à l'adresse : ethiconqualite@its.jnj.com**

Veillez compléter les éléments ci-dessous en cochant la case :

☐ J'atteste, par la présente avoir reçu et pris connaissance de l'information de sécurité datée du xx/08/2023 concernant les fils de **sutures PDS™ II (polydioxanone) et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)** et l'avoir communiquée à l'ensemble du personnel susceptible d'être utilisateur au sein de notre établissement ou d'autre(s) établissement(s) dans le(s)quel(s) les dispositifs auraient été transférés. Une copie de cette notification est maintenue à proximité des produits affectés.

Dispositifs inventoriés (Veillez cocher une case) :

- ☐ Nous n'avons aucun dispositif affecté par cette information de sécurité en stock ou dépôt. Cependant, nous conservons copie de cette notification dans notre établissement.
- ☐ Nous retournons les fils **sutures PDS™ II (polydioxanone) et PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)** affectées en notre possession (lots et quantités ci-après).

REFERENCE	NUMERO DE LOT	DATE D'EXPIRATION	QUANTITE A RETOURNER (en unité)

(suite à la page suivante)

**Information de sécurité : Rappel de certains lots de Sutures PDS™ II et
PDS™ Plus Antibactérien (polydioxanone)**

ETABLISSEMENT

Je soussigné(e) M./Mme/Mlle : (En lettre d'imprimerie)	Téléphone :
Fonction :	Date:
Signature* : <i>* Votre signature confirme que vous avez reçu et compris cette information</i>	Cachet de l'établissement :
Commentaires, si applicable :	

Johnson & Johnson Medical SAS traite vos données personnelles à des fins de suivi de notre relation professionnelle et à la satisfaction de ses obligations légales et réglementaires, notamment en matière de vigilance conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) n°2016/679, à la loi Informatique et Libertés modifiée et au référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de gestion des vigilances sanitaires adopté par la Délibération de la CNIL n° 2019-057 du 9 mai 2019.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de vos données pour motif légitime ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement des données vous concernant et du droit de retirer votre consentement. Cependant, il convient de noter que le droit de suppression et le droit à la portabilité de vos données, ainsi que le droit de retrait de votre consentement ne peuvent être applicables dans le cadre du traitement d'une vigilance, conformément au référentiel adopté par la Délibération de la CNIL n° 2019-057 du 9 mai 2019. Pour exercer vos droits, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : privacyJJMDFrance@its.jnj.com.

De plus amples informations concernant nos pratiques de traitement de données personnelles, incluant vos droits peuvent être disponibles en nous écrivant à l'adresse emeaprivacy@its.jnj.com.

Si vous êtes un professionnel de santé, vous avez la possibilité de consulter notre Politique de Confidentialité que vous trouverez sur la page suivante : <https://www.jnjmedicaldevices.com/fr-FR/policies-privacy>