

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal
Deutschland

Tel.: +49 57 33 922- 0
Fax: +49 57 33 922-143
info@meyra.de
www.meyra.de

MEYRA GmbH • Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal

Adresse

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Durchwahl
270

Ihr Gesprächspartner
Frank McDowell

Datum
18.08.2023

Informations de sécurité urgentes

PM 2023/1

Mesdames et Messieurs,

Dans le cadre de notre observation du marché, nous avons été informés aujourd'hui par notre fournisseur que des erreurs liées à la sécurité peuvent survenir avec la table élévatrice à ciseaux de l'iChair Sky.

1. L'iCHAIR Sky ne peut être utilisé que pendant la conduite.
2. Le siège doit rester en position de base.
3. Cette restriction demeure jusqu'à la technique. Passez la vérification du produit.

Veuillez informer l'utilisateur du produit ci-dessus de cet avis de sécurité et expliquer la facilité d'utilisation limitée.

Veuillez confirmer que vous avez bien reçu cet e-mail et que vous avez lu et transmis les informations relatives à la sécurité.

Fauteuil roulant concerné avec FIN/SN : 6334875, 6334748, 6334187, 6333898, 6333662, 6332763 AB : 251047, 250722, 206481, 204799, 203630, 198355

Hausanschrift:
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Deutschland

MEYRA GmbH
Sitz: Kalletal-Kalldorf
AG Lemgo HRB 8117

Bankverbindung:
Commerzbank Herford
IBAN: DE22 4944 0043 0290 0058 00
BIC: COBADEFF494

Geschäftszeiten:
Mo. – Do. 08.00 – 17.00 Uhr
Fr. 08.00 – 15.00 Uhr

Steuer-Nr.: 329/5744/2042
Ust-IdNr.: DE815455949

Geschäftsführer:
Tadeusz Baczyński, Frank B. McDowell, Friedrich Kottmeier, Stefan Schäfer

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO
13485:2016 WEEE-Reg.-Nr. DE 73325670

Actions à entreprendre par vous :

- Informer leurs clients de l'action corrective
- Retour d'information à Meyra indiquant que leurs clients ont été informés

Divulcation des informations décrites :

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs des produits concernés et les autres personnes à informer sont informés de ces informations de sécurité urgentes. Si vous avez donné les produits à un tiers, veuillez transmettre une copie de ces informations et informer la personne de contact indiquée ci-dessous.

Nous tenons à vous remercier d'avance pour vos efforts.

Si vous avez d'autres questions, M. Frank McDowell se fera un plaisir d'y répondre au numéro de téléphone

+49 (0)57333/922-270 ou par e-mail à fmcdowell@meyragroup.com.

Toutes ces informations et annexes sont également à votre disposition sous forme électronique sur notre site Web à l'adresse www.meyra.com/sicherheitsanleitung-rueckrufe/.

Cordialement

Frank McDowell

Gestion

Pièce jointe 1 : Formulaire de confirmation

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal
Deutschland

Tel.: +49 57 33 922- 0
Fax: +49 57 33 922-143
info@meyra.de
www.meyra.de

MEYRA GmbH • Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal

Adresse

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Durchwahl
270

Ihr Gesprächspartner
Frank McDowell

Datum
18.08.2023

Informations Complémentaires

PM 2023/1

Mesdames et Messieurs,

nous vous contacterons dans les 3-4 prochaines semaines et vous demanderons de fournir le fauteuil roulant concerné pour la collecte et la conversion ultérieure. L'objectif est d'avoir terminé la conversion de tous les fauteuils roulants d'ici la fin de la semaine 37.

Au cours de la conversion, nous supposons un temps de traitement (expédition incluse) d'environ 1,5 semaine, dans la mesure où seul le remplacement de l'actionneur concerné est nécessaire.

Si d'autres travaux de réparation sont nécessaires sur le fauteuil roulant, nous vous contacterons.

Actions à entreprendre par vous :

- Lorsque le bureau d'expédition annonce la date de ramassage, fixez le fauteuil roulant sur une palette et munissez-le d'un carton extérieur.
- Attachez la note jointe en pièce jointe à la boîte de manière à ce qu'elle soit bien visible (idéalement en couleur).

Merci pour votre soutien.

Hausanschrift:
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Deutschland

MEYRA GmbH
Sitz: Kalletal-Kalldorf
AG Lemgo HRB 8117

Bankverbindung:
Commerzbank Herford
IBAN: DE22 4944 0043 0290 0058 00
BIC: COBADEFF494

Geschäftszeiten:
Mo. – Do. 08.00 – 17.00 Uhr
Fr. 08.00 – 15.00 Uhr

Steuer-Nr.: 329/5744/2042
Ust-IdNr.: DE815455949

Geschäftsführer:
Tadeusz Baczyński, Frank B. McDowell, Friedrich Kottmeier, Stefan Schäfer

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO
13485:2016 WEEE-Reg.-Nr. DE 73325670

Si vous avez d'autres questions, M. Frank McDowell se fera un plaisir d'y répondre au numéro de téléphone +49 (0)57333/922-270 ou par e-mail à fmcdowell@meyragroup.com.

Toutes ces informations et annexes sont également à votre disposition sous forme électronique sur notre site Web à l'adresse www.meyra.com/sicherheitsanleitung-rueckrufe/.

Cordialement

Frank McDowell

Gestion

Annexe 1 : Étiquetage des produits en carton

Pièce jointe 1 : Formulaire de confirmation