



Note importante concernant l'utilisation des kits de prélèvement LMR1925VTM

Vous utilisez les kits de prélèvement LMR1925VTM.

Nous vous rappelons que ces kits de prélèvement sont destinés exclusivement à la détection de virus, ils ne doivent donc pas être utilisés pour la détection de bactérie, y compris par la technique PCR.

Vous trouverez ci-joint la documentation commerciale et la notice d'utilisation. Cette notice se trouve dans chaque carton.

Il est rappelé les informations essentielles concernant ce produit :

Désignation du produit :

Kits de prélèvement avec écouvillons floqués stériles pour prélèvements nasopharyngés et milieu de transport spécial virus VTM.

Description du milieu de transport liquide type VTM (Virus Transport Media)

Conçu pour les prélèvements nasaux, du nasopharynx, des yeux, de la peau ou des muqueuses.

Apte à la conservation de virus : Papilloma, Herpès Virus Porcin type 1 (HPV1), influenza aviaire (H7N1), Influenza A (H1N1) ou H1N1 2009 pandémique, Virus Herpès, Coronavirus, Hfmd, etc.

L'addition d'antibiotiques à la formule évite la présence de bactéries.

Avertissement dans la notice d'utilisation, paragraphe "Limites"

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour le prélèvement et le transport de cultures bactériennes.

Merci de communiquer cette note d'information aux utilisateurs et biologistes en charge de ces prélèvements et diagnostics.

Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire sur ces produits :

Par téléphone au : 01 42 50 50 18 (Karine Watanabe) ou 01 42 50 50 50

Par email : reactovigilance@labomoderne.com, karine.watanabe@labomoderne.com, c.david@labomoderne.com