

HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
61 Boulevard Pinel
69500 BRON

Bron, le 25 Septembre 2023,

Référence avis : 230925-HCL-Avis de sécurité

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

Pancarte IDE: Dysfonctionnement du mode « déclenchement IDE »

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*Prescripteurs, Pharmaciens, Sages-Femmes, IDE*), et plus particulièrement des IDE.

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module LAPCMP d'EASILY. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions maintenues du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont : v6.1.x, v7.0.x.
Pour les Hospices Civils de Lyon, la version v8.0 est concernée.
La version non maintenue suivante est également concernée : V6.0.x.

NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement se manifestant au niveau de la Pancarte IDE
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'erreur médicamenteuse (omission)**.

Description

- ✓ Dans le cadre d'une prescription médicamenteuse dont la temporalité est exprimée
 - En « toutes les x heures/minutes »
 - Avec déclenchement IDESuite au « déclenchement IDE », les occurrences d'administration issues de cette ligne sont positionnées en Pancarte IDE
- ✓ Si après l'administration d'une première prise, l'utilisateur décale une future prise
- ⇒ **Les prises non administrées situées entre la première prise administrée et la prise modifiée disparaissent de la pancarte**

NB : vous trouverez en annexe à ce document un exemple illustrant l'anomalie

ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Conduite à tenir pour les Prescripteurs

Nous recommandons d'éviter autant que possible d'exprimer vos prescriptions avec l'option « avec déclenchement IDE » cochée.

Conduite à tenir pour les IDE

Nous recommandons d'exercer la plus grande vigilance, notamment lors du décalage de prises issues de lignes exprimées « avec déclenchement IDE ».

Si vous observez ce dysfonctionnement, nous vous recommandons de vous rapprocher du prescripteur.

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

Au moment où nous adressons cet avis de sécurité, un correctif est en cours de développement. La mise à disposition est envisagée pour toutes les versions dans les meilleurs délais.

NB : La version V6.0.x n'étant plus maintenue et le bogue étant également présent sur celle-ci, il est demandé aux utilisateurs concernés de migrer vers une version maintenue (V6.1.x ou V7.0.x).

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques

EXEMPLE ILLUSTRANT L'ANOMALIE

Atorvastatine 40 mg comprimé - voie ORALE	40 mg toutes les 3 heures, avec déclenchement infirmier soit 320 mg/24h	pendant tout le séjour à partir du 21/09/2023 12:00
--	--	--

Prescription « avec déclenchement IDE »



Ligne non déclenchée en Pancarte IDE



Ligne déclenchée en Pancarte IDE : première occurrence d'administration positionnée à 12h, les autres occurrences sont positionnées avec un écart de 3h entre 2 occurrences.



toutes les 3h

Prise précédente le 21/09/23 à 12h0
Fréquence : toutes les 3.

Heure prévue Heure réelle

21/09/2023 22:00

Décalage à 22h de la prise prévue à 21h (la prise n'est pas administrée)



→ Les occurrences comprises entre l'occurrence de 12h et l'occurrence de 21h décalée à 22h - positionnées à 15h et 18h - ont été supprimées de la pancarte