

JOUE-LES-TOURS, Le 04/09/2023

**Objet** : Avis de sécurité      SECU2023-13 \_ CAMLOG BIOTECHNOLOGIES

Cher Client,

Nous avons été informés d'une information de sécurité par notre fournisseur :      **CAMLOG BIOTECHNOLOGIES**

Votre historique de commande indique que vous avez été destinataire d'une des références incriminées suivantes :

Produits concernés	Référence fournisseur	Lot(s) ou SN impacté(s)
FRAISE OS DIAM.5.0MM PR.IMPLANT 3.3 J5003-3350	J50033350	0010125131 / 0010130452

Cause du rappel	Le manchon est trop serré et le foret ne s'insère pas dans la goupille correspondante.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Risque utilisateur	N/A
--------------------	-----

**IMPORTANT** :<br>

Dans ce contexte, en tant que distributeur, nous vous demandons de bien vouloir :&lt;br&gt;

-Contrôler vos stocks : Si vous détenez des produits impactés par cet avis de sécurité, il est impératif de les mettre en Quarantaine.&lt;br&gt;

-Renvoyer le formulaire de prise de connaissance à l'adresse email indiquée dans le formulaire.&lt;br&gt;

-Si vous êtes concerné, notre service client vous contactera pour organiser un ramassage du produit.

# Formulaire de réponse client

N° de client : _____	Nom de l'établissement : _____		
Email : _____	N° de téléphone : _____		
Adresse : _____			
Code postale : _____	Ville : _____		
<input type="checkbox"/> J'atteste avoir pris connaissance et compris l'objet de cet avis de sécurité			
Après vérification de mon stock :			
<input type="checkbox"/> Je n'ai aucun produit incriminé dans mon stock			
Produits concernés	Référence fournisseur	Lot(s) ou SN impacté(s)	Quantité
FRAISE OS DIAM.5.0MM PR.IMPLANT 3.3	J50033350		
<input type="checkbox"/> J'atteste avoir mis en Quarantaine la marchandise listée ci dessus en date du : _____			
Un avoir sera généré, à réception des produits incriminés dans notre centrale de distribution et après rapprochement avec votre historique de commande.			
Nom et Signature :			

Ce formulaire complété est à retourner par mail à l'adresse suivante :

[fr.qualite@henryschein.fr](mailto:fr.qualite@henryschein.fr) avant le **30/09/2023**

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, cher client, en l'expression de nos salutations les meilleures.