

HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
61 Boulevard Pinel
69500 BRON

Bron, le 22 juillet 2024,

Référence avis : 240722-HCL-Avis de sécurité

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

Prescription : risque d'erreur lors de la reprise d'une ligne de prescription porteuse de plusieurs posologies (« multi-posologie »)

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*Prescripteurs, Pharmaciens, IDE*)

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module LAPCMP d'EASILY. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions maintenues du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont :

- V7.0.x
- V8.0.x
- V8.1.x
- V8.2 (pour les Hospices Civils de Lyon)

La version non maintenues du LAPCMP d'EASILY est également concernée : V6.1.x.

NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement du module de prescription.
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'erreur médicamenteuse**.

Lors de la reprise d'une prescription se trouvant à l'état arrêté (par exemple, suite à la mutation d'un patient entre 2 services non partenaires).

Si cette prescription contient des lignes de prescription porteuses de plusieurs posologies (« multi-posologie »).

- ✓ Pour ces lignes, la séquence initialement induite par les différentes dates de début des différentes posologies est perdue lors de la reprise.
- ⇒ Toutes les dates de début des différentes posologies sont modifiées en la date du jour de la reprise.
- ⇒ De ce fait, l'exécution de la prescription peut aboutir à l'administration de plusieurs prises concomitantes du même médicament.

ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Conduite à tenir pour les prescripteurs et les pharmaciens

Lors de la reprise d'une prescription arrêtée, les dates de début et de fin devront être contrôlées (un message présent dans la pop-up permettant la reprise incite déjà le prescripteur à être vigilant).

NB : Les lignes de prescription reprises peuvent être modifiées avant signature

Conduite à tenir pour les pharmaciens

Lors de la validation pharmaceutique, les lignes de prescription en « multi-posologie » devront être particulièrement contrôlées.

Conduite à tenir pour les IDE

La présence de plusieurs occurrences concomitantes d'un même médicament devra être signalée au prescripteur dès que possible.

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

Un correctif est en cours de développement et sera fourni au sein du package ePrescription, dans les différentes versions (V7.0.x, V8.0.x, V8.1.x et V8.2), à compter du début du mois de septembre 2024.

NB : La version V6.1.x n'étant plus maintenue et le bogue étant également présent sur celle-ci, il est demandé aux utilisateurs concernés de migrer vers une version maintenue.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques

EXEMPLE ILLUSTRANT L'ANOMALIE

Ligne de prescription de type « multi-posologie » à l'état Arrêté décrivant une séquence d'administration où les dates de début sont espacées de 2 jours

Prednisone 5 mg comprimé - voie ORALE

1 mg à 7:00 **Si** pendant 2 jours à partir du 14/06/2024 01:00

2 mg **Matin** **Si** pendant 2 jours à partir du 16/06/2024 01:00

3 mg **2 fois/jour** **Si** pendant 5 jours à partir du 18/06/2024 01:00

Pop-up de reprise de la ligne de prescription pour une reprise le 18/06/2024

Prednisone 5 mg comprimé - voie ORALE :

1mg. Condition: Pendant 2J, à 7:00 - à partir du 14/06/2024 01:00 pendant 2 jours

2mg. Condition: J3 pendant 2 jours, Matin - à partir du 16/06/2024 01:00 pendant 2 jours

3mg. Condition: J5 pendant 5 jours, 2 fois/jour - à partir du 18/06/2024 01:00 pendant 5 jours

Du 18/06/2024 01:00 Au 0/0/0/0/0/0

Pendant 2 jour(s)

Du 18/06/2024 01:00 Au 0/0/0/0/0/0

Pendant 2 jour(s)

Du 18/06/2024 01:00 Au 0/0/0/0/0/0

Pendant 5 jour(s)

Valider **Annuler**

⇒ **Toutes les posologies sont démarrées à la date de la reprise au lieu d'être espacées de 2 jours.**