



Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Paris, le 31 octobre 2024,

Cher Patient,

Vous bénéficiez actuellement du Système MiniMed™ 640G avec le capteur Enlite™ et le transmetteur Guardian 2 Link (G2L) pour la gestion préventive des hypoglycémies.

Soucieux d'assurer la continuité de votre traitement actuel, nous vous informons qu'il vous sera désormais proposé le transmetteur Guardian™ Link 3, référence MMT-7810W1 avec les capteurs de Glycémie Guardian Sensor 3, référence MMT-7020C1, pour la gestion préventive des hypoglycémies avec le Système MiniMed™ 640G.

Si vous êtes actuellement en possession d'un transmetteur G2L, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de vie de celui-ci. Les capteurs de glycémie Enlite™ restent disponibles jusqu'à fin de vie de votre transmetteur G2L.

Lors du changement du transmetteur, il est nécessaire que le transmetteur Guardian™ Link 3 et le capteur Guardian Sensor 3 soient changés simultanément. Le transmetteur Guardian 2 Link (G2L) n'est pas compatible avec les capteurs Guardian Sensor 3.

Le chargeur et l'inserteur restent compatibles avec les 2 systèmes sans différence d'utilisation.

Nous vous remercions pour l'attention que vous avez porté à cette information, et toute question complémentaire, vous invitons à contacter votre Prestataire de Santé.

Benedicte FLORENTIN
Responsable Opérations des Ventes
Division DIABETE