

Avis de sécurité urgent

Numéro de Flash : FLASH24-0453-P_FR

Solution(s) : Maternité (Maternity)

Objet : Il se peut que les informations ne s'affichent pas correctement dans le composant de flux de travail Apnée, bradycardie et désaturation.

Impact :  **Soins aux patients**

Résumé : Il se peut que les informations soient agrégées à partir de plusieurs endroits et placées ensemble dans une colonne de temps au lieu de plusieurs colonnes de temps. Ce problème peut avoir un impact sur les soins aux patients si le personnel soignant pense que des épisodes se sont produits alors que ce n'est pas le cas.

Version(s) : Pas encore identifiées

Rôle(s) concerné(s) : Néonatalogues et personnel infirmier en soins intensifs néonataux

Publié le : 20 décembre 2024

Traduit le : 24 décembre 2024

Ce Flash aborde un problème susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble des clients et dont l'urgence nécessite une communication accélérée. Cependant, ce problème étant toujours en cours d'investigation, les informations pertinentes ne sont pas encore toutes disponibles. Ce Flash est publié sous forme préliminaire afin de vous informer du problème le plus rapidement possible. Il sera de nouveau publié avec toutes les informations une fois l'investigation terminée.

Description

Ce Flash concerne les clients aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis qui utilisent le composant de flux de travail Apnée, bradycardie et désaturation dans le cadre des soins néonataux.

Il se peut que le composant de flux de travail Apnée, bradycardie et désaturation affiche des informations qui ont été agrégées à partir de plusieurs endroits et plages horaires et placées ensemble dans une colonne de temps alors que plusieurs colonnes de temps devraient s'afficher. La dernière documentation enregistrée pour chaque DTA configuré dans le composant s'affiche dans la colonne de temps la plus récente, ce qui signifie que la date et l'heure de l'évaluation ne sont pas correctes.

Détails de l'impact

Ce problème peut avoir un impact sur les soins aux patients si la date et l'heure des évaluations affichées sont incorrectes. Le composant Apnée, bradycardie et désaturation n'est pas conçu pour remplacer le jugement du personnel soignant en ce qui concerne l'interprétation des données ou le déroulement approprié du traitement.

Site(s) concerné(s)

Ce problème est toujours en cours d'investigation. Les versions concernées n'ont pas été identifiées à ce jour.

Résolution

Autre solution

Pendant que l'investigation est en cours, consultez les informations dans la grille Révision des résultats plutôt que dans le composant de flux de travail Apnée, bradycardie et désaturation.

Référence(s)

[Overview of Workflow Apnea Bradycardia Desaturation Component](#)

Action(s)

Pour toute question sur ce Flash, veuillez enregistrer une SR spécifique à la solution à partir d'eService. Par ailleurs, vous pouvez également contacter votre représentant(e) Oracle.

Dès que possible, transmettez ce document à l'ensemble des utilisatrices et utilisateurs concerné(e)s.

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.