

Rueil-Malmaison, le 16 avril 2025

AVIS DE SECURITE (FSN) URGENT

Référence : FSN16042025

Nom commercial du dispositif médical : Baignoires INDRA, LANIRA, BATEIA, HARMONIA.

Fabricant : SC PRODUCTIONS

Distributeur : SCEMED

Contact national (information) : SC PRODUCTIONS

FSCA-Identification : Product Field Action : R2509732

Type d'action : Field Safety Corrective Action : N°SNC25-015 (Action Qualité)

Dispositifs concernés :

Dénomination	Référence model	UDI-DI de base
BATEIA	Baignoire à porte	3701569500938PW
INDRA	Baignoire simple	3701569502956QE
LANIRA	Baignoire BATEIA sans porte	3701569502963QB
HARMONIA	Baignoire grande (volume)	3701569502659Q5

A l'attention des Exploitants et Direction d'établissements sanitaires et médico-social,

Chers Exploitants et Directions d'établissements sanitaires et médico-social,

Ce document a pour objet de vous informer que SC Productions, en tant que fabricant légal, a adressé un avis de sécurité (FSN) concernant les baignoires susmentionnées.

A notre connaissance, **aucun incident n'a été à ce jour signalé ni documenté depuis la mise en service des baignoires en février 2012**, et ce jusqu'au 15 janvier 2025, date de l'arrêt définitif de leur fabrication et de leur commercialisation.

Cet avis de sécurité fait suite à des vérifications techniques dans des établissements utilisateurs sous contrat de maintenance, révélant certaines non-conformités aux normes applicables. En effet, dans des conditions spécifiques, à savoir une installation électrique de l'établissement non conforme aux normes IEC 61140 et IEC 60364-1, la baignoire sur laquelle les vérifications ont été effectuées pourrait théoriquement exposer à un risque électrique. Ce risque, bien que limité, serait lié à des écarts aux normes de sécurité applicables CEI 60601 et/ou 60355 des cartes électroniques qui équipent les baignoires.

En effet, en l'absence d'une installation électrique conforme de l'établissement, la protection contre un défaut électrique pourrait être inexistante.

La liste des 792 baignoires concernées est fournie en **Annexe 1**

- France : 630 unités.
- Hors France : 162 (160 unités dans l'UE – inclus Suisse - et 2 au Maroc).

Les mesures d'actions préventives et curatives de SC Productions sont les suivantes :

1) Contact des établissements actuellement utilisateurs des baignoires, afin d'obtenir une attestation de conformité de leur installation électrique.

a. Dans le cas d'une installation électrique non conforme :

- i) Interruption de l'utilisation de la baignoire jusqu'à la mise en conformité de l'installation électrique de l'établissement puis,
- ii) Intervention technique programmée de SC Productions sur la baignoire.

b. Dans le cas d'une installation électrique conforme au sein de l'établissement :

- i) Programmation d'une intervention technique incluant une vérification et mise en conformité de la baignoire.
- ii) Intervention technique programmée de SC Productions sur la baignoire.
- iii) Remise d'un rapport d'intervention technique.

2) Traçabilité des interventions techniques

- i) Enregistrement de la réparation dans le formulaire de maintenance (SMQ).
- ii) Classement de la preuve de la conformité de l'installation électrique reçue de l'exploitant.
- iii) Suivi des interventions (indicateur qualitatif et quantitatif).

L'ANSM est informée de cette mesure de sécurité.

Contact Clients exploitant des baignoires

HOTLINE Atlantide : +33 (0) 2 99 82 87 77

atlantide@winnicare.fr

Contacts ANSM

Cédric CLEMENZ, QA-RA, PCVR, Correspondant de la Matériorvigilance chez SC PRODUCTIONS / SCEMED. +33(0) 6 07 58 80 17

Julien LE GUILLOUX, Responsable des affaires règlementaires des DM / Correspondant de la Matériorvigilance chez Winnicare France. +33(0) 6 37 67 42 57

LISTE DES BAIGNOIRES CONCERNEES

CF. FICHER JOINT

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	2019/440
BATEIA	2014/919
BATEIA	2016/166
BATEIA	2016/152
BATEIA	2014/943
BATEIA	2015/008
BATEIA	20 006
BATEIA	2015/049
BATEIA	2016/153
BATEIA	2016/194
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2017/270
BATEIA	2017/273
BATEIA	2017/310
BATEIA	2018/366
BATEIA	2018/367
BATEIA	2018/416
BATEIA	2019/496
BATEIA	2020/007
BATEIA	2020/007
BATEIA	2020/005
BATEIA	2020/061
BATEIA	2020/061
BATEIA	2020/083
BATEIA	2020/004
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2020/089
BATEIA	2021/001
BATEIA	2016/158
BATEIA	2017/282
BATEIA	2017/282
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2013/839
BATEIA	2013/839
BATEIA	922
BATEIA	2020/018
BATEIA	2013/828
BATEIA	2017/304
BATEIA	2013/810
BATEIA	952
BATEIA	93564
BATEIA	2017/334

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	2018/370
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2020/080-081
BATEIA	2020/071
BATEIA	978
BATEIA	2015/012
BATEIA	2016/118
BATEIA	2016/121
BATEIA	2016/138
BATEIA	2016/138
BATEIA	2017/281
BATEIA	2017/281
BATEIA	2017/335
BATEIA	2018/378
BATEIA	2015/105
BATEIA	2015/074
BATEIA	2014/909
BATEIA	2013/868
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2013/869
BATEIA	2015/091
BATEIA	2017/249
BATEIA	2020/085
BATEIA	2017/324
BATEIA	2018/395
BATEIA	2019/448
BATEIA	2020/062
BATEIA	2018/039
BATEIA	2018/390
BATEIA	2014/912
BATEIA	2016/128
BATEIA	2018/413
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2014/905
BATEIA	2018/410
BATEIA	2018/411
BATEIA	2013/881
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2018/401
BATEIA	2019/434
BATEIA	2018/404
BATEIA	2014/981

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2014/893
BATEIA	2015/021
BATEIA	2015/116
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2015/076
BATEIA	2014/980
BATEIA	2014/980
BATEIA	2017/309
BATEIA	2015/075
BATEIA	2013/870
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2014/954
BATEIA	2015/028
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2015/035
BATEIA	2015/053
BATEIA	2014/936
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2014/920
BATEIA	2014/921
BATEIA	2019/440
BATEIA	2013/872
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2015/002 - 2015/066
BATEIA	913
BATEIA	2014/907
BATEIA	2014/947
BATEIA	2014/923
BATEIA	2014/924
BATEIA	2015/005
BATEIA	2014/925
BATEIA	805
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2019/470
BATEIA	2014/932
BATEIA	2015/029
BATEIA	2014/958

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2016/184
BATEIA	2015/034
BATEIA	2015/043
BATEIA	2014/905
BATEIA	2015/106
BATEIA	2015/103
BATEIA	2015/104
BATEIA	2016/185
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2019/493
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2019/441
BATEIA	2018/358
BATEIA	2017/254
BATEIA	2019/495
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2017/330
BATEIA	2017/317
BATEIA	2020/016
BATEIA	2019/468
BATEIA	2017/318
BATEIA	2020/057
BATEIA	2020/088
BATEIA	2021/022
BATEIA	2019/453
BATEIA	2019/472
BATEIA	2020/66
BATEIA	2020/058
BATEIA	2015/034
BATEIA	2017/216
BATEIA	2013/819
BATEIA	2013/819
BATEIA	2013/814
BATEIA	2014/960
BATEIA	2014/962
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2018/373
INDRA	2021/002
INDRA	2016/209

Modèle baignoires	n° série
INDRA	2018/402
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2016/173
INDRA	2016/162
INDRA	2017/334 + 2017/333
INDRA	2016/126 + 2016/127
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2015/047
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2020/079
BATEIA	2020/079
BATEIA	2021/034
BATEIA	2020/089
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	H220048
BATEIA	H220007
BATEIA	2021/047
BATEIA	2021/013
BATEIA	H220060
BATEIA	H220060
BATEIA	H220039
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	019/479
BATEIA	2022/003
BATEIA	H220044
BATEIA	2021/070
BATEIA	2021/069
BATEIA	2021/014
BATEIA	230033
BATEIA	2021/040
BATEIA	H220092
BATEIA	2021/025
BATEIA	2021/058
BATEIA	h220093
BATEIA	H230036
BATEIA	H220043
BATEIA	2021/037
BATEIA	2021/090
BATEIA	2021/090
BATEIA	H220088

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	H230024
BATEIA	2021/085
BATEIA	2022/006
BATEIA	H230001
BATEIA	H230014
BATEIA	2021/083
BATEIA	2019/479
BATEIA	2021/080
BATEIA	H220090
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	H230015
INDRA	H220017
INDRA	H220017
INDRA	2021/092
INDRA	2016/135
INDRA	2017/239
INDRA	2019/476
INDRA	2021/021
INDRA	2021/021
INDRA	H230017
INDRA	H230016
INDRA	H220125
INDRA	2020/019
INDRA	2021/054
INDRA	2016/165
INDRA	H220060
INDRA	H220060
INDRA	2016/213
INDRA	2017/301
INDRA	2018/337
INDRA	2018/382
INDRA	H220120
INDRA	h230020
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2018/396
INDRA	2019/437
INDRA	2018/352
INDRA	2018/351
INDRA	2017/316
INDRA	2017/255
INDRA	h230011
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	H220015
INDRA	2017/305

Modèle baignoires	n° série
INDRA	2018/339 + 2018/338
INDRA	2016/164 + 2016/163
INDRA	2020/045
INDRA	2021/078
INDRA	2017/240
INDRA	2019/487
INDRA	2017/2017
INDRA	2016/131
INDRA	2020/010
INDRA	2020/011
INDRA	2019/463
INDRA	H230012
INDRA	2020/001 + 2020/002 et 2020/003
INDRA	2020/50
INDRA	2020/070
INDRA	2020/065
INDRA	2021/077
INDRA	2021/089
INDRA	h220016
INDRA	H230032
INDRA	h220072
INDRA	H230061
INDRA	H220124
INDRA	H230038
LANIRA	2014/967
LANIRA	2014/949
LANIRA	2014/950
LANIRA	2017/216
LANIRA	2019/501
LANIRA	2014/908
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	925
LANIRA	911
LANIRA	948
LANIRA	2014/972
LANIRA	2017/325
LANIRA	2013/846
LANIRA	2015/023
LANIRA	2014/974
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2012/739
LANIRA	935
LANIRA	2014/979

Modèle baignoires	n° série
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2017/224
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	977
LANIRA	2016/148
LANIRA	2016/271
LANIRA	2016/149
LANIRA	2016/139
LANIRA	2018/417
LANIRA	2021/052
LANIRA	2015/087
LANIRA	2012/720 + 2012/719 + 2012/721 + 2012/722
LANIRA	2015/027
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2015/085
LANIRA	735 736 733 734
LANIRA	67
LANIRA	2016/186
LANIRA	2014/941
LANIRA	2015/083 + 2015/082
LANIRA	2015/081
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2013/815
LANIRA	2013/829
LANIRA	2014/933
LANIRA	2015/102
LANIRA	2014/937
LANIRA	2014/946 + 2014/945
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2016/159
LANIRA	2014/910
LANIRA	2017/225
LANIRA	2014/970
LANIRA	2014/976
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2016/130
LANIRA	2016/129

Modèle baignoires	n° série
LANIRA	2015/103 + 2015/104
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2016/168
LANIRA	2018/408
LANIRA	2016/125
LANIRA	2017/271
LANIRA	2017/331
LANIRA	H220082
LANIRA	2021/007
LANIRA	2015/086
LANIRA	2019/494
LANIRA	2013/835 + 2013/831 + 2013/832 + 2013/830 + 2013/837 + 2013/833 + 2013/834 + 2013/836 + 2013/838
LANIRA	2013/819 + 2013/821
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2015/026
LANIRA	93600
LANIRA	2013/857
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2013/886
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2021/087
HARMONIA	2014/951
HARMONIA	2015/037
HARMONIA	2016/172
HARMONIA	2017/264
HARMONIA	2017/264
HARMONIA	2018/340
HARMONIA	2015/073
HARMONIA	2016/150
HARMONIA	2017/250
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2021/023
HARMONIA	2021/024
HARMONIA	H220070
HARMONIA	2016/161
HARMONIA	2018/353
HARMONIA	H230010
HARMONIA	2021/051
HARMONIA	2014/981

Modèle baignoires	n° série
HARMONIA	2014/981
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2013/858 + 2013/860
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2013/845
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2013/864
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2015/064
HARMONIA	2014/983
HARMONIA	2014/983
HARMONIA	h220033
HARMONIA	2016/137 + 2016/136
HARMONIA	2015/084
HARMONIA	H220034
HARMONIA	2018/405
HARMONIA	2016/132
HARMONIA	2017/218
HARMONIA	h230029
HARMONIA	H230022
HARMONIA	H230022
HARMONIA	2021/033
HARMONIA	2021/033
HARMONIA	H220013
BATEIA	93/675
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2020/079
INDRA	2020/079
INDRA	H220081
INDRA	H220038
INDRA	2020/060
INDRA	2019/444
INDRA	H230027
INDRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
INDRA	2021/074
INDRA	2021/046
INDRA	2020/017

Modèle baignoires	n° série
INDRA	2018/430
INDRA	2020/020
INDRA	H220080
INDRA	2020/044
INDRA	H230023
INDRA	2021/062
INDRA	2021/082
INDRA	2019/442
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2015/063
BATEIA	2015/096
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2015/092 + 2015/094 + 2015/093
BATEIA	2013/782 2013/783
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	93/682
BATEIA	93/654
BATEIA	93/657
BATEIA	2013/075
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	93/666
BATEIA	2013/815
BATEIA	93590
BATEIA	2012/709
BATEIA	2012/697
BATEIA	2012/695
BATEIA	2012/737
BATEIA	2012-763
BATEIA	93/678
BATEIA	93/551-93/585
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	93/671
BATEIA	2012/742
BATEIA	2012/743

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2012/714
BATEIA	93/645
BATEIA	2012/713
BATEIA	2012/693
BATEIA	2012/711
BATEIA	2012/656
BATEIA	93/671
BATEIA	2012/723
BATEIA	2012/760
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	93/671
BATEIA	2012/701
BATEIA	2012/742
BATEIA	2012/743
BATEIA	2012/744
BATEIA	2012/759
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	93599
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2013/795
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	2014/898
BATEIA	2013/812
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
BATEIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	537
LANIRA	732 / 731 / 730 / 729
LANIRA	93/547
LANIRA	2013/790
LANIRA	93/672
LANIRA	2012/710
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue

Modèle baignoires	n° série
LANIRA	93/542
LANIRA	2012/688
LANIRA	2012/789
LANIRA	2013/782
LANIRA	2013/783
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	93/662
LANIRA	2012/758
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2012/738
LANIRA	2012/698
LANIRA	2012/718
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	93/594
LANIRA	93/594
LANIRA	2019/699
LANIRA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
LANIRA	2012/762
LANIRA	2012/765
LANIRA	2012/777
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2015/095
HARMONIA	2013/845
HARMONIA	2013/806
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2012/773
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	Erreur de saisie - N° SN non disponible mais adresse de livraison connue
HARMONIA	2013/840
HARMONIA	2012/716
HARMONIA	2013/843
BATEIA	H220001
INDRA	H220002
BATEIA	H220007
BATEIA	H220012
HARMONIA	H220013
INDRA	H220014
INDRA	H220015
INDRA	H220018

Modèle baignoires	n° série
INDRA	H220019
INDRA	H220020
HARMONIA	H220033
HARMONIA	H220034
HARMONIA	H220035
HARMONIA	H220036
INDRA	H220038
BATEIA	H220039
BATEIA	H220043
BATEIA	H220044
BATEIA	H220045
BATEIA	H220047
BATEIA	H220048
BATEIA	H220049
INDRA	H220060
BATEIA	H220061
INDRA	H220063
INDRA	H220064
INDRA	H220065
HARMONIA	H220070
INDRA	H220072
INDRA	H220080
INDRA	H220081
LANIRA	H220082
BATEIA	H220088
BATEIA	H220090
BATEIA	H220092
BATEIA	H220093
BATEIA	H220094
BATEIA	H220095
INDRA	H220120
INDRA	H220124
INDRA	H220125
INDRA	H220126
BATEIA	H230001
HARMONIA	H230010
INDRA	H230011
INDRA	H230012
BATEIA	H230013
BATEIA	H230014
BATEIA	H230015
INDRA	H230016
INDRA	H230017
INDRA	H230019
INDRA	H230020
HARMONIA	H230022
INDRA	H230023

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	H230024
HARMONIA	H230025
INDRA	H230027
INDRA	H230028
HARMONIA	H230029
INDRA	H230032
BATEIA	H230033
BATEIA	H230036
INDRA	H230038
BATEIA	H230041
BATEIA	H230043
HARMONIA	H230044
INDRA	H230045
HARMONIA	H230046
INDRA	H230047
BATEIA	H230048
BATEIA	H230049
BATEIA	H230051
INDRA	H230053
BATEIA	H230054
BATEIA	H230055
BATEIA	H230056
LANIRA	H230057
INDRA	H230059
INDRA	H230060
INDRA	H230061
HARMONIA	H230062
BATEIA	H230063
INDRA	H240001
INDRA	H240002
BATEIA	H240003
HARMONIA	H240004
INDRA	H240007
INDRA	H240008
BATEIA	H240009
INDRA	H240012
BATEIA	H240013
INDRA	H240014
INDRA	H240015
INDRA	H240016
INDRA	H240017
INDRA	H240025
BATEIA	H240031
HARMONIA	H240032
INDRA	H240033
INDRA	H240034
BATEIA	H240035

Modèle baignoires	n° série
BATEIA	H240036
INDRA	H240037
BATEIA	H240039
INDRA	H240040
INDRA	H240041
INDRA	H240042
BATEIA	H240043
HARMONIA	H240044
INDRA	H240045
INDRA	H240046
BATEIA	H240049

N° de série	Modèle
H240030	LANIRA
2020-043	LANIRA
2020-059	INDRA
2020-067	INDRA
2020-072	LANIRA
2020-075	BATEIA
2021-056	BATEIA
2021-057	INDRA
H220046	BATEIA
H220059	LANIRA
H220083	INDRA
H220086	BATEIA
H220087	BATEIA
H220089	BATEIA
H220116	BATEIA
H230030	INDRA
H240047	INDRA
H240048	INDRA
2020-026	BATEIA
2020-068	BATEIA
H220097	INDRA
H220117	BATEIA
2020-051	INDRA
2020-087	INDRA
2021-063	INDRA
2021-064	INDRA
2021-065	INDRA
2021-066	INDRA
2021-066	INDRA
H240016	INDRA
H240017	INDRA
2020-008	BATEIA
2020-012	INDRA
2020-013	INDRA
2020-014	INDRA
2020-015	INDRA
2020-021	LANIRA
2020-022	LANIRA
2020-023	LANIRA
2020-024	LANIRA
2020-025	LANIRA
2020-027	LANIRA
2020-028	LANIRA
2020-031	LANIRA
2020-032	LANIRA
2020-033	LANIRA
2020-034	INDRA

N° de série	Modèle
2020-035	INDRA
2020-036	LANIRA
2020-037	LANIRA
2020-038	LANIRA
2020-039	LANIRA
2020-040	LANIRA
2020-046	HARMONIA
2020-047	INDRA
2020-048	LANIRA
2020-052	LANIRA
2020-053	LANIRA
2020-054	LANIRA
2020-055	LANIRA
2020-056	HARMONIA
2020-064	BATEIA
2020-069	INDRA
2020-073	HARMONIA
2020-074	HARMONIA
2020-076	LANIRA
2020-077	BATEIA
2020-082	INDRA
2020-086	HARMONIA
2020-090	INDRA
2020-091	INDRA
2020-092	INDRA
2020-093	INDRA
2020-094	INDRA
2020-095	INDRA
2021-003	INDRA
2021-004	INDRA
2021-005	INDRA
2021-006	INDRA
2021-007	INDRA
2021-008	LANIRA
2021-009	INDRA
2021-010	INDRA
2021-011	INDRA
2021-012	INDRA
2021-015	INDRA
2021-016	BATEIA
2021-017	INDRA
2021-018	LANIRA
2021-019	LANIRA
2021-020	LANIRA
2021-026	LANIRA
2021-027	LANIRA
2021-028	LANIRA

N° de série	Modèle
2021-029	LANIRA
2021-030	LANIRA
2021-031	LANIRA
2021-032	LANIRA
2021-035	INDRA
2021-036	INDRA
2021-039	BATEIA
2021-048	LANIRA
2021-049	LANIRA
2021-050	LANIRA
2021-053	LANIRA
2021-061	LANIRA
2021-068	INDRA
2021-071	BATEIA
2021-072	LANIRA
2021-073	LANIRA
2021-084	LANIRA
2021-088	LANIRA
2022-004	INDRA
2022-005	INDRA
H220024	LANIRA
H220025	LANIRA
H220029	LANIRA
H220030	LANIRA
H220031	LANIRA
H220032	LANIRA
H220050	HARMONIA
H220056	LANIRA
H220057	INDRA
H220062	INDRA
H220079	LANIRA
H220085	BATEIA
H220102	HARMONIA
H220103	HARMONIA
H220104	HARMONIA
H220105	HARMONIA
H220106	HARMONIA
H220107	HARMONIA
H220108	HARMONIA
H220110	LANIRA
H220122	INDRA
H220123	INDRA
H220127	INDRA
H230002	LANIRA
H230003	LANIRA
H230004	INDRA
H230018	INDRA

N° de série	Modèle
H230021	LANIRA
H230026	LANIRA
H230031	LANIRA
H230034	INDRA
H230035	INDRA
H230039	LANIRA
H230042	LANIRA
H230052	LANIRA
H240005	HARMONIA
H240006	LANIRA
H240010	LANIRA
H240018	HARMONIA
H240020	HARMONIA
H240021	HARMONIA
H240022	HARMONIA
H240023	HARMONIA
H240024	HARMONIA
H240026	LANIRA
H240027	LANIRA
H240028	LANIRA
H240029	INDRA