

Cher patient/Chère patiente,

Nous avons communiqué à votre cardiologue de nouvelles informations concernant la sonde de défibrillation connectée à votre défibrillateur implanté. Celui-ci a été conçu pour surveiller votre rythme cardiaque et traiter les rythmes rapides et lents.

Boston Scientific a reçu des signalements indiquant que certaines sondes présentaient des signes d'accumulation de calcium. Le calcium est un minéral naturellement présent dans le corps humain. Les premiers signes de cette accumulation peuvent apparaître en moyenne au bout de huit (8) ans ou plus. Dans de rares cas, ces dépôts de calcium peuvent s'accumuler au point de causer une dégradation de la performance de la sonde.

Votre médecin dispose d'informations détaillées à ce sujet. Tous les patients ne présenteront pas nécessairement des signes de dépôts calciques sur leur électrode.

- La surveillance de routine du système de défibrillation permet de détecter avec efficacité l'accumulation de calcium.
- Il est possible de modifier la programmation de votre défibrillateur afin d'assurer le fonctionnement normal de la sonde.
- Dans le cas, rare, d'un fonctionnement anormal de la sonde, votre médecin peut vous proposer d'en implanter une nouvelle.
- Ces démarches comportent des risques et des avantages ; votre médecin est la personne la mieux placée pour vous en parler.

Les ressources à votre disposition :

- Ces informations sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante www.BostonScientific.com/advisory.
- Pour vérifier si votre sonde est concernée par cette mise à jour, consultez le site suivant <https://www.bostonscientific.com/en-US/pprc/device-lookup-tool/device-lookup-tool-eu-fr.html>.
 - Saisissez votre langue préférée
 - Saisissez les numéros de modèle et de série de votre sonde ventriculaire droite tels qu'ils figurent sur votre carte d'implant.
- Il est très important que vous vous présentiez à tous les rendez-vous prévus avec votre cardiologue, qu'il s'agisse de contrôles en personne ou à distance.

Chez Boston Scientific, votre santé et votre sécurité sont notre priorité : nous y attachons la plus haute importance. Nous vous invitons à consulter votre cardiologue au sujet de ces informations et de leur incidence sur votre vie. Vous pouvez en outre contacter le service technique de Boston Scientific.

Avec mes sincères salutations,

Alexandra Naughton
Vice-présidente, Assurance qualité

Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Médecin-chef de Boston Scientific