



Pau, le 29/08/2025

EOVE SA
Bâtiment POINCARE
4 Bd Lucien Favre
64000 Pau France

Information de sécurité EO-70

N. Réf : AC25-007

Objet : Information de sécurité EO-70 à l'intention des distributeurs et utilisateurs

Chers clients, chères clientes,

Nous avons identifié un problème potentiel avec le dispositif EO-70 « Secretion Management Device » qui peut altérer le fonctionnement pneumatique, et donc la ventilation délivrée. **Ce dysfonctionnement ne présente aucun risque** pour la santé du patient ou pour l'utilisateur.

Le défaut de montage qui a pu être occasionné lors de la fabrication de l'appareil, sera mis en évidence lors de la calibration du circuit patient. Si votre dispositif présente des échecs répétitifs de calibration du circuit patient, il peut être concerné.

Les dispositifs potentiellement concernés sont parmi les numéros de série suivant :

- EO070 24 06 001B à EO070 25 05 165B inclus

Si vous constatez des échecs répétitifs de calibration du circuit patient pour les dispositifs EO-70 identifiés ci-dessus, nous vous invitons à retourner les dispositifs au SAV d'EOVE ou à notre distributeur agréé pour un contrôle et une réparation sous garantie si nécessaire.

Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous vous invitons à prendre contact avec votre interlocuteur commercial habituel pour la prise en charge de cette réparation.

Sincères salutations,

Fabien Cotteaux
Directeur Général Adjoint
Correspondant Matériovigilance

Patrick Dehour
Directeur Qualité