

**A.G.E.P.S. - A.P.-H.P.**

7, RUE DU FER A MOULIN - B.P. 09  
A l'attention du correspondant de  
matéiovigilance  
75221 PARIS CEDEX 05

Domont, le 20 octobre 2025

Ref : AS102501

**Objet : Avis de sécurité – retrait de lot**

Nous vous informons par la présente, que la société EURO DIFFUSION MEDICALE a décidé, par mesure de sécurité, de rappeler le dispositif médical suivant :

**Référence : PC250/24SPB****Désignation : GEL ECHOGRAPHIE POLARIS BLEU FLACON 250ML****Lots : 250705 et 250706**

La raison de ce rappel est une détection d'une bactérie de la famille *Pseudomonas* retrouvée sur certains flacons de gel. Cette bactérie est présente essentiellement dans les milieux aqueux.

Cette bactérie peut provoquer des infections nosocomiales chez des patients immunodéprimés.

Pour rappel, le gel PC250/24SPB est strictement réservé à un usage externe sur une peau saine, le risque d'atteinte chez les patients est donc faible.

Par mesure de précaution, nous avons décidé de rappeler les deux lots cités et, en parallèle de mener un plan d'action correctives et préventives pour garantir un haut niveau de sécurité des gels pour échographie que nous commercialisons.

**Procédure à suivre et à transmettre :**

- Informer l'ensemble des sites utilisateurs
- Mettre en quarantaine les deux lots concernés
- Retourner à l'adresse email [mtv@edm-imaging.com](mailto:mtv@edm-imaging.com) le formulaire joint dûment complété avant le 21 novembre 2025.

Nous nous excusons pour les désagréments que cela a pu engendrer et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le service qualité

Annexe 1 : Formulaire de retour client

**FORMULAIRE DE REPONSE CLIENT – AVIS DE SECURITE AS102501**
**1. Informations client**

Code client	C11125
Nom de l'établissement	
Adresse	
Nom du contact	
Titre ou fonction	
Numéro de téléphone	
Email	
Signature	
Date	

- ☐ J'accuse réception de l'avis et je confirme que j'ai lu et compris son contenu.  
☐ J'ai effectué toutes les actions demandées dans l'avis.  
☐ Les informations et les actions requises ont été portées à l'attention de tous les utilisateurs concernés  
☐ J'ai procédé à la mise en quarantaine des quantités unitaires suivantes :

Référence	Lot	Nom	Quantité unitaire en quarantaine
<b>PC250/24SPB</b>	<b>250705</b>	GEL ECHOGRAPHIE POLARIS BLEU FLACON 250ML	
<b>PC250/24SPB</b>	<b>250706</b>	GEL ECHOGRAPHIE POLARIS BLEU FLACON 250ML	

- ☐ Je n'ai plus de produit concerné par ce rappel de lot pouvant être mis en quarantaine

**2. Contact pour accuser réception**

Adresse	Euro Diffusion Médicale 1 rue des Boisseliers 95330 Domont - France
Email	<a href="mailto:mtv@edm-imaging.com">mtv@edm-imaging.com</a>
Délai de retour du formulaire	Au plus tard le 21 novembre 2025