

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irlande
Avril 2026

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ

Type de mesure	Rappel – Retrait	
Référence Teleflex	EIF-000605	
Nom du produit	Produit de cathétérisme pour hémodialyse Arrow Edge®	
	Cathéter d'hémodialyse chronique par technique antérograde Arrow-Clark™ VectorFlow™	
	Cathéter d'hémodialyse chronique par technique rétrograde Arrow-Clark™ VectorFlow™	
	Cathéter d'hémodialyse chronique Cannon® II Plus	
	Cathéter d'hémodialyse chronique par technique antérograde NextStep®	
	Cathéter d'hémodialyse chronique par technique rétrograde NextStep®	
Code produit, numéro de lot et identifiant unique de dispositif (IUD)	Voir l'Annexe 2	
Une copie du présent avis de sécurité (FSN) ainsi qu'une option permettant de transmettre le formulaire d'accusé de réception par voie électronique sont disponibles via le lien indiqué ci-dessous.		
Lien vers le portail dédié aux avis de sécurité (FSN)	https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605	

Cher client, chère cliente,

Informations détaillées sur les dispositifs concernés

Arrow International LLC, une filiale de Teleflex Incorporated, a reçu l'avis de sécurité (FSN) ci-joint de la part de Merit Medical Systems, Inc. (Merit), annonçant un rappel de l'introducteur à double valve et gaine divisible de 16 F Merit. (Voir l'Annexe 3). À ce titre, Arrow International LLC engage une mesure corrective de sécurité (« FSCA ») volontaire concernant des lots de fabrication spécifiques des produits susmentionnés, qui contiennent les composants d'introducteur à gaine concernés. Voir l'Annexe 2 pour obtenir les informations relatives au code produit, au numéro de lot et à l'identifiant unique de dispositif (IUD).

Description du problème et mesures immédiates nécessaires

Arrow International LLC rappelle volontairement le produit mentionné précédemment en raison d'un rappel engagé par le fournisseur concernant le composant d'introducteur à double valve et gaine divisible de 16F Merit, qui est inclus dans les kits et sets d'hémodialyse Arrow concernés. Selon l'avis de sécurité de Merit, l'introducteur à gaine ne se divise pas comme prévu dans certains cas en raison d'un problème lié à la conception.

L'utilisation d'un introducteur à gaine qui ne se divise pas comme prévu lors du retrait peut entraîner des complications immédiates de la procédure, telles qu'une résistance lors du retrait, un allongement de la durée de la procédure, une douleur localisée, un saignement mineur, un hématome ou une lésion superficielle des tissus. L'application d'une force excessive pendant le retrait peut provoquer une lésion de la paroi vasculaire ou un saignement important nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale. Aucune conséquence à long terme sur la santé n'est anticipée,

car le dysfonctionnement survient lors du retrait de l'introducteur à gaine et sera rapidement identifié et pris en charge par les professionnels de santé dûment formés.

Au 24 février 2026, Teleflex avait reçu au total 33 réclamations portant sur les produits concernés par cet avis de sécurité, dans lesquelles les utilisateurs signalaient une difficulté à peler la gaine ou le fait que la gaine ne se détachait pas comme prévu. Sur ces 33 réclamations, aucune ne faisait état de dommages patient.

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés par le présent avis de sécurité.

Selon l'endroit où vous vous trouvez, veuillez vous conformer à la liste de mesures suivante :

Emplacement du dispositif	N° de liste de mesures
Établissements médicaux (hôpitaux, personnel médical, etc.)	1
Distributeurs	2

Liste de mesures n° 1 – Établissements médicaux

1. Nous vous demandons de vérifier immédiatement votre stock de produits concernés par cette mesure corrective. **Les utilisateurs doivent cesser d'utiliser et de distribuer le produit concerné et le mettre immédiatement en quarantaine.**
2. Si vous avez en votre possession un produit concerné, cochez la case correspondante sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et contactez le service qualité de Teleflex en procédant de l'une des manières suivantes :
 - a. Envoyez un courrier électronique au service qualité aux coordonnées indiquées à la page 3, en joignant une copie de l'Annexe 1.
 - OU**
 - b. Complétez le formulaire d'accusé de réception de manière virtuelle via le portail en ligne dédié aux avis de sécurité (FSN) en cliquant sur le lien suivant :
<https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>
Remarque : l'option B s'applique exclusivement aux clients ayant reçu le produit directement de Teleflex.
3. Si vous n'avez pas de produits concernés, veuillez cocher la case correspondante sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1) et renvoyer le formulaire à Teleflex aux coordonnées indiquées.
4. Teleflex (ou votre revendeur local) vous dédommagera dès réception et contrôle des produits concernés renvoyés.

Liste de mesures n° 2 – Distributeurs

1. Distribuez cet avis de sécurité à tous les clients qui ont reçu un produit concerné. Chacun de vos clients devra alors remplir le formulaire d'accusé de réception et vous le renvoyer en votre qualité de distributeur.
2. Nous vous demandons de vérifier immédiatement votre stock de produits concernés. **Cessez d'utiliser et de distribuer le produit concerné et mettez-le immédiatement en quarantaine.** Vous pouvez ensuite renvoyer tous les produits concernés.
3. En tant que distributeur, vous devez ensuite confirmer à Teleflex que vous avez pris en compte la mesure corrective énoncée aux points 1 et 2 de cette liste de mesures n° 2. Une fois les mesures mises en œuvre, veuillez **transmettre** le formulaire d'accusé de réception complété à l'adresse électronique indiquée ci-dessous.

Important - Lorsque vous remplissez ce formulaire, veuillez ne mentionner que les numéros de lots concernés par le présent avis de sécurité.

4. Si vous avez distribué des produits hors de votre pays, veuillez en informer le service qualité de Teleflex par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée ci-dessous.
5. Si vous êtes un distributeur et/ou avez une responsabilité en matière de signalement au sein ou en dehors de la zone EEE/CH/UK/TR, veuillez informer l'autorité compétente locale de cette mesure. Veuillez transmettre à Teleflex l'accusé de réception de la notification et toute communication avec votre autorité compétente locale.

Remarque : si un distributeur de Teleflex souhaite envoyer son formulaire d'accusé de réception de manière virtuelle, il peut cliquer sur le lien suivant :

<https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>

Les effets indésirables ou les problèmes de qualité rencontrés lors de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au service qualité de Teleflex aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Transmission de cet avis de sécurité

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes qui ont besoin d'en être informées au sein de votre établissement, ainsi qu'à tous les établissements auxquels les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés.

Tenez compte, dans la diffusion du présent avis, des utilisateurs finaux, des cliniciens, des responsables de la gestion des risques, de la chaîne d'approvisionnement/des centres de distribution, etc. Assurez-vous que cet avis continue à être communiqué jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires aient été prises au sein de votre établissement.

Contact

Pour obtenir des informations ou une assistance supplémentaires concernant ce problème, veuillez contacter :

Point de contact Teleflex :

Contact : Carine Fournier

Téléphone : 05 62 18 79 41

E-mail : recalls.fr@teleflex.com

Lien du portail dédié aux avis de sécurité (FSN) : <https://fca.myteleflex.com/fr/recall/000605>

Teleflex s'engage à fournir des produits de haute qualité, sûrs et efficaces. Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que cette mesure pourrait causer dans le déroulement de vos activités. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial local ou le service qualité.

Je, soussigné Pdraig Hegarty, confirme que cet avis a été notifié à l'autorité réglementaire compétente.

Pour et au nom de Teleflex,



Pdraig Hegarty, Vice-Président Global Product Quality Assurance & Strategic Projects

Annexe 1

MESURE

N° client

CORRECTIVE DE

SÉCURITÉ

FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

MESURE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT PAR TELEFLEX – ATTENTION IMMÉDIATE REQUISE

Réf. EIF-000605

RENOVOYER IMMÉDIATEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À :

E-mail : recalls.fr@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Nous accusons réception du présent avis de rappel et confirmons avoir mis en œuvre les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons que notre stock n'inclut PAS de produits concernés par cette mesure de sécurité.	<input type="checkbox"/> Nous accusons réception du présent avis de rappel et confirmons avoir mis en œuvre les mesures requises qui y figurent. Nous confirmons que notre stock INCLUT des produits concernés par cette mesure de sécurité. Nous avons cessé toute utilisation et toute distribution des produits concernés. Tous les produits ont été suspendus et la quantité indiquée ci-dessous sera renvoyée.
--	--

Remplissez ce formulaire d'accusé de réception et renvoyez-le immédiatement aux coordonnées susmentionnées.

Code produit	Numéro de lot	Quantité renvoyée
Important - Lorsque vous remplissez ce formulaire, veuillez n'énumérer que les numéros de lots concernés par le présent avis de sécurité.		
<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez joindre une copie du formulaire d'accusé de réception complété dans le colis de retour avec les unités retournées. • Assurez-vous que le numéro NAR soit clairement visible sur le colis de retour. • Veuillez étiqueter les colis de retour avec la mention « Retours suite à une mesure de sécurité ». 		

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (P. EX., NOM DE L'HÔPITAL OU DE L'ÉTABLISSEMENT DE SOINS)

ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT

TÉLÉPHONE/EMAIL

FORMULAIRE REMPLI PAR	TAMPON
NOM EN MAJUSCULES : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE :	

Code produit	Lot	N° IUD
AC-15192-SFX	33F24G0631	(01)30801902197758(10)33F24G0631(11)240918(17)270831
AC-15192-X	33F23F0744	(01)00801902095879(10)33F23F0744(11)230707(17)260630
AC-15192-X	33F24E0784	(01)00801902095879(10)33F24E0784(11)240725(17)270630
AC-15192-X	33F25D0685	(01)00801902095879(10)33F25D0685(11)250507(17)280430
AC-15232-SFX	33F23H1018	(01)00801902095909(10)33F23H1018(11)230928(17)260831
AC-15232-X	33F23H1013	(01)00801902095916(10)33F23H1013(11)231018(17)260930
AC-15232-X	33F24J0068	(01)00801902095916(10)33F24J0068(11)241206(17)271130
AC-15232-X	33F25C0675	(01)00801902095916(10)33F25C0675(11)250417(17)280225
AC-15232-X	33F25J0589	(01)00801902095916(10)33F25J0589(11)251107(17)280608
AC-15272-X	33F23H1023	(01)00801902095954(10)33F23H1023(11)231119(17)261031
ACS-15192-VF	33F24G0637	(01)10801902126693(10)33F24G0637(11)241204(17)271130
ACS-15192-VFI	33F23G0040	(01)10801902126709(10)33F23G0040(11)230721(17)260630
ACS-15192-VFI	33F25C0689	(01)10801902126709(10)33F25C0689(11)250408(17)280331
ACS-15232-VF	33F23H1016	(01)10801902126716(10)33F23H1016(11)231012(17)260930
ACS-15232-VFI	33F23G0045	(01)10801902126723(10)33F23G0045(11)230719(17)260630
ACS-15232-VFI	33F25C0678	(01)10801902126723(10)33F25C0678(11)250414(17)280315
ACS-15272-VF	33F23H1024	(01)10801902126730(10)33F23H1024(11)231003(17)260930
ACS-15272-VFI	33F24G0638	(01)10801902126747(10)33F24G0638(11)240917(17)270831
ACS-15552-VF	33F23H1021	(01)10801902126792(10)33F23H1021(11)231003(17)260930
CS-15192-SFX	33F23E0575	(01)30801902195297(10)33F23E0575(11)230721(17)260630
CS-15192-SFX	33F23G0530	(01)30801902195297(10)33F23G0530(11)230830(17)260731
CS-15192-SFX	33F23K0187	(01)30801902195297(10)33F23K0187(11)231102(17)261031
CS-15192-SFX	33F23K1104	(01)30801902195297(10)33F23K1104(11)231115(17)261031
CS-15192-SFX	33F23L0929	(01)30801902195297(10)33F23L0929(11)240110(17)261231
CS-15192-SFX	33F24A0275	(01)30801902195297(10)33F24A0275(11)240217(17)270131
CS-15192-SFX	33F24C0068	(01)30801902195297(10)33F24C0068(11)240424(17)270331
CS-15192-SFX	33F24D1012	(01)30801902195297(10)33F24D1012(11)240503(17)270430
CS-15192-SFX	33F25C0020	(01)30801902195297(10)33F25C0020(11)250311(17)280229
CS-15192-SFX	33F25E1083	(01)30801902195297(10)33F25E1083(11)250717(17)280630
CS-15192-SFX	33F25G0636	(01)30801902195297(10)33F25G0636(11)250818(17)280731
CS-15192-SFX	33F25H0292	(01)30801902195297(10)33F25H0292(11)250901(17)280831
CS-15192-SFX	33F25H0790	(01)30801902195297(10)33F25H0790(11)251016(17)280524
CS-15192-SFX	33F25L0038	(01)30801902195297(10)33F25L0038(11)251127(17)280608
CS-15192-SFXM	33F25C0015	(01)10801902127157(10)33F25C0015(11)250310(17)271218
CS-15192-SFXM	33F25E1084	(01)10801902127157(10)33F25E1084(11)250620(17)280121
CS-15192-VF	33F23K0186	(01)20801902193593(10)33F23K0186(11)231107(17)261031
CS-15192-VF	33F23L0931	(01)20801902193593(10)33F23L0931(11)240129(17)261231
CS-15192-VF	33F24C0082	(01)20801902193593(10)33F24C0082(11)240425(17)270331
CS-15192-VF	33F24E0788	(01)20801902193593(10)33F24E0788(11)240610(17)270531
CS-15192-VF	33F24J0054	(01)20801902193593(10)33F24J0054(11)241107(17)271031
CS-15192-VF	33F24M0162	(01)20801902193593(10)33F24M0162(11)241213(17)271130
CS-15192-VF	33F24M0230	(01)20801902193593(10)33F24M0230(11)250222(17)280131

CS-15192-VF	33F25D0271	(01)20801902193593(10)33F25D0271(11)250807(17)280731
CS-15192-VFE	33F23E0776	(01)10801902195460(10)33F23E0776(11)230628(17)260531
CS-15192-VFE	33F23F0728	(01)10801902195460(10)33F23F0728(11)230706(17)260630
CS-15192-VFE	33F23G0531	(01)10801902195460(10)33F23G0531(11)230919(17)260831
CS-15192-VFE	33F24A0917	(01)10801902195460(10)33F24A0917(11)240506(17)270430
CS-15192-VFE	33F24C0063	(01)10801902195460(10)33F24C0063(11)240429(17)270331
CS-15192-VFE	33F24D1003	(01)10801902195460(10)33F24D1003(11)240528(17)270430
CS-15192-VFE	33F24E0789	(01)10801902195460(10)33F24E0789(11)240611(17)270531
CS-15192-VFE	33F24J0039	(01)10801902195460(10)33F24J0039(11)241106(17)271031
CS-15192-VFE	33F24L0069	(01)10801902195460(10)33F24L0069(11)241119(17)271031

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15192-VFE	33F24M0156	(01)10801902195460(10)33F24M0156(11)250122(17)271231
CS-15192-VFE	33F24M0159	(01)10801902195460(10)33F24M0159(11)241213(17)271130
CS-15192-VFE	33F25C0683	(01)10801902195460(10)33F25C0683(11)250408(17)280331
CS-15192-VFE	33F25D0107	(01)10801902195460(10)33F25D0107(11)250609(17)280531
CS-15192-VFE	33F25D0220	(01)10801902195460(10)33F25D0220(11)250424(17)280331
CS-15192-VFE	33F25E0343	(01)10801902195460(10)33F25E0343(11)250620(17)280531
CS-15192-VFE	33F25F0273	(01)10801902195460(10)33F25F0273(11)250828(17)280731
CS-15192-VFE	33F25F0462	(01)10801902195460(10)33F25F0462(11)250708(17)280510
CS-15192-VFE	33F25G0444	(01)10801902195460(10)33F25G0444(11)250929(17)280517
CS-15192-VFE	33F25H0820	(01)10801902195460(10)33F25H0820(11)251030(17)280524
CS-15192-VFE	33F25K0384	(01)10801902195460(10)33F25K0384(11)251127(17)280608
CS-15192-VFI	33F23E0579	(01)10801902127188(10)33F23E0579(11)230608(17)260531
CS-15192-VFI	33F23G0042	(01)10801902193572(10)33F23G0042(11)230721(17)260630
CS-15192-VFI	33F23K0170	(01)10801902193572(10)33F23K0170(11)231013(17)260930
CS-15192-VFI	33F23L0933	(01)10801902193572(10)33F23L0933(11)240417(17)270331
CS-15192-VFI	33F24E0271	(01)10801902193572(10)33F24E0271(11)240610(17)270531
CS-15192-VFI	33F24G0166	(01)10801902193572(10)33F24G0166(11)240904(17)270831
CS-15192-VFI	33F24J0086	(01)10801902193572(10)33F24J0086(11)240918(17)270831
CS-15192-VFI	33F24L0064	(01)10801902193572(10)33F24L0064(11)241209(17)271130
CS-15192-VFI	33F24M0224	(01)10801902193572(10)33F24M0224(11)250214(17)271125
CS-15192-VFI	33F25C0652	(01)10801902193572(10)33F25C0652(11)250409(17)280315
CS-15192-VFI	33F25D0052	(01)10801902193572(10)33F25D0052(11)250508(17)280430
CS-15192-VFI	33F25D0700	(01)10801902193572(10)33F25D0700(11)250521(17)271125
CS-15192-VFI	33F25E1081	(01)10801902193572(10)33F25E1081(11)250602(17)280430
CS-15192-VFI	33F25F0015	(01)10801902193572(10)33F25F0015(11)250606(17)280531
CS-15192-VFI	33F25F0388	(01)10801902193572(10)33F25F0388(11)250716(17)280630
CS-15192-VFI	33F25G0702	(01)10801902193572(10)33F25G0702(11)250901(17)280831
CS-15192-VFI	33F25H0785	(01)10801902193572(10)33F25H0785(11)251105(17)280608
CS-15192-VFIE	33F23D0853	(01)10801902199659(10)33F23D0853(11)230529(17)260430
CS-15192-VFIE	33F23E0773	(01)10801902199659(10)33F23E0773(11)230703(17)260630
CS-15192-VFIE	33F23G0044	(01)10801902199659(10)33F23G0044(11)230720(17)260630

CS-15192-VFIE	33F23G0532	(01)10801902199659(10)33F23G0532(11)230823(17)260731
CS-15192-VFIE	33F23H0611	(01)10801902199659(10)33F23H0611(11)230919(17)260831
CS-15192-VFIE	33F23K0169	(01)10801902199659(10)33F23K0169(11)231012(17)260930
CS-15192-VFIE	33F23K1105	(01)10801902199659(10)33F23K1105(11)231213(17)261130
CS-15192-VFIE	33F23L0934	(01)10801902199659(10)33F23L0934(11)240126(17)261231
CS-15192-VFIE	33F24A0912	(01)10801902199659(10)33F24A0912(11)240312(17)270228
CS-15192-VFIE	33F24A0913	(01)10801902199659(10)33F24A0913(11)240226(17)270131
CS-15192-VFIE	33F24C0058	(01)10801902199659(10)33F24C0058(11)240419(17)270331
CS-15192-VFIE	33F24D1001	(01)10801902199659(10)33F24D1001(11)240507(17)270430
CS-15192-VFIE	33F24G0167	(01)10801902199659(10)33F24G0167(11)240902(17)270831
CS-15192-VFIE	33F24G0187	(01)10801902199659(10)33F24G0187(11)241002(17)270930
CS-15192-VFIE	33F24J0030	(01)10801902199659(10)33F24J0030(11)240929(17)270831
CS-15192-VFIE	33F24J0032	(01)10801902199659(10)33F24J0032(11)241013(17)270930
CS-15192-VFIE	33F24J0339	(01)10801902199659(10)33F24J0339(11)240917(17)270831
CS-15192-VFIE	33F24J0381	(01)10801902199659(10)33F24J0381(11)240920(17)270831
CS-15192-VFIE	33F24K0659	(01)10801902199659(10)33F24K0659(11)241128(17)271031
CS-15192-VFIE	33F24L0058	(01)10801902199659(10)33F24L0058(11)241111(17)271031
CS-15192-VFIE	33F24L0511	(01)10801902199659(10)33F24L0511(11)241209(17)271130
CS-15192-VFIE	33F24M0155	(01)10801902199659(10)33F24M0155(11)241216(17)271130
CS-15192-VFIE	33F24M0215	(01)10801902199659(10)33F24M0215(11)250131(17)271125
CS-15192-VFIE	33F24M0265	(01)10801902199659(10)33F24M0265(11)250122(17)271231

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15192-VFIE	33F25A0143	(01)10801902199659(10)33F25A0143(11)250214(17)280131
CS-15192-VFIE	33F25A0407	(01)10801902199659(10)33F25A0407(11)250205(17)271125
CS-15192-VFIE	33F25B0259	(01)10801902199659(10)33F25B0259(11)250228(17)280131
CS-15192-VFIE	33F25C0037	(01)10801902199659(10)33F25C0037(11)250319(17)271215
CS-15192-VFIE	33F25D0285	(01)10801902199659(10)33F25D0285(11)250701(17)280420
CS-15192-VFIE	33F25D0738	(01)10801902199659(10)33F25D0738(11)250716(17)280630
CS-15192-VFIE	33F25F0060	(01)10801902199659(10)33F25F0060(11)250620(17)280531
CS-15192-VFIE	33F25G0635	(01)10801902199659(10)33F25G0635(11)250926(17)280831
CS-15192-VFIM	33F24E0792	(01)10801902193589(10)33F24E0792(11)240904(17)270831
CS-15192-VFIM	33F25C0676	(01)10801902193589(10)33F25C0676(11)250429(17)280118
CS-15192-VFIM	33F25L0035	(01)10801902193589(10)33F25L0035(11)251127(17)280227
CS-15192-VFM	33F23K0189	(01)10801902193602(10)33F23K0189(11)231107(17)260930
CS-15192-VFM	33F24C0078	(01)10801902193602(10)33F24C0078(11)240425(17)270331
CS-15192-VFM	33F24J0049	(01)10801902193602(10)33F24J0049(11)241113(17)270630
CS-15192-VFM	33F24M0243	(01)10801902193602(10)33F24M0243(11)250221(17)280108
CS-15192-VFM	33F25C0672	(01)10801902193602(10)33F25C0672(11)250430(17)280118
CS-15192-VFM	33F25E1077	(01)10801902193602(10)33F25E1077(11)250718(17)280121
CS-15192-VFM	33F25F0418	(01)10801902193602(10)33F25F0418(11)251022(17)280108
CS-15192-X	33F23C0886	(01)30801902195303(10)33F23C0886(11)230411(17)260331
CS-15192-X	33F23E0564	(01)30801902195303(10)33F23E0564(11)230601(17)260430

CS-15192-X	33F23G0263	(01)30801902195303(10)33F23G0263(11)230727(17)260630
CS-15192-X	33F23G0533	(01)30801902195303(10)33F23G0533(11)231025(17)260930
CS-15192-X	33F23K0712	(01)30801902195303(10)33F23K0712(11)231109(17)261031
CS-15192-X	33F23L0935	(01)30801902195303(10)33F23L0935(11)240227(17)270131
CS-15192-X	33F24E0187	(01)30801902195303(10)33F24E0187(11)240726(17)270630
CS-15192-X	33F24E0793	(01)30801902195303(10)33F24E0793(11)240714(17)270630
CS-15192-X	33F24G0171	(01)30801902195303(10)33F24G0171(11)240823(17)260831
CS-15192-X	33F24J0017	(01)30801902195303(10)33F24J0017(11)241107(17)271031
CS-15192-X	33F24J0041	(01)30801902195303(10)33F24J0041(11)241122(17)271031
CS-15192-X	33F25D0701	(01)30801902195303(10)33F25D0701(11)250516(17)280430
CS-15192-X	33F25E0476	(01)30801902195303(10)33F25E0476(11)250717(17)280630
CS-15192-X	33F25F0486	(01)30801902195303(10)33F25F0486(11)250826(17)280731
CS-15192-X	33F25H0783	(01)30801902195303(10)33F25H0783(11)251030(17)280524
CS-15192-X	33F25H0857	(01)30801902195303(10)33F25H0857(11)251111(17)280608
CS-15192-XM	33F25D0711	(01)10801902127225(10)33F25D0711(11)250507(17)280108
CS-15232-SFX	33F23E0576	(01)30801902195549(10)33F23E0576(11)230707(17)260630
CS-15232-SFX	33F23G0534	(01)30801902195549(10)33F23G0534(11)231026(17)260930
CS-15232-SFX	33F23L0936	(01)30801902195549(10)33F23L0936(11)240110(17)261231
CS-15232-SFX	33F24A0279	(01)30801902195549(10)33F24A0279(11)240215(17)270131
CS-15232-SFX	33F24C0067	(01)30801902195549(10)33F24C0067(11)240418(17)270331
CS-15232-SFX	33F24D1006	(01)30801902195549(10)33F24D1006(11)240502(17)270430
CS-15232-SFX	33F24E0684	(01)30801902195549(10)33F24E0684(11)240531(17)270430
CS-15232-SFX	33F24H0258	(01)30801902195549(10)33F24H0258(11)240824(17)270731
CS-15232-SFX	33F24J0033	(01)30801902195549(10)33F24J0033(11)241122(17)271031
CS-15232-SFX	33F24J0085	(01)30801902195549(10)33F24J0085(11)241031(17)270930
CS-15232-SFX	33F24J0342	(01)30801902195549(10)33F24J0342(11)240920(17)270831
CS-15232-SFX	33F24L0056	(01)30801902195549(10)33F24L0056(11)241107(17)271031
CS-15232-SFX	33F24M0231	(01)30801902195549(10)33F24M0231(11)250124(17)271031
CS-15232-SFX	33F25A0405	(01)30801902195549(10)33F25A0405(11)250226(17)280131
CS-15232-SFX	33F25C0036	(01)30801902195549(10)33F25C0036(11)250311(17)271215
CS-15232-SFX	33F25C0664	(01)30801902195549(10)33F25C0664(11)250417(17)280225
CS-15232-SFX	33F25D0739	(01)30801902195549(10)33F25D0739(11)250729(17)280630

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15232-SFX	33F25E0433	(01)30801902195549(10)33F25E0433(11)250519(17)280430
CS-15232-SFX	33F25G0716	(01)30801902195549(10)33F25G0716(11)250901(17)280831
CS-15232-SFX	33F25H0248	(01)30801902195549(10)33F25H0248(11)251031(17)280928
CS-15232-SFXM	33F25C0671	(01)10801902127232(10)33F25C0671(11)250404(17)280118
CS-15232-VF	33F23C0873	(01)10801902193626(10)33F23C0873(11)230428(17)260331
CS-15232-VF	33F23J0546	(01)10801902193626(10)33F23J0546(11)231011(17)260930
CS-15232-VF	33F24A0294	(01)10801902193626(10)33F24A0294(11)240114(17)261231
CS-15232-VF	33F24C0071	(01)10801902193626(10)33F24C0071(11)240605(17)270531
CS-15232-VF	33R24G0168	(01)10801902193626(10)33R24G0168(11)241023(17)270831

CS-15232-VF	33F24J0044	(01)10801902193626(10)33F24J0044(11)241031(17)270930
CS-15232-VF	33F25D0089	(01)10801902193626(10)33F25D0089(11)250422(17)280225
CS-15232-VF	33F25E0333	(01)10801902193626(10)33F25E0333(11)250718(17)280420
CS-15232-VF	33F25E0427	(01)10801902193626(10)33F25E0427(11)250520(17)280430
CS-15232-VF	33F25E1095	(01)10801902193626(10)33F25E1095(11)250910(17)280831
CS-15232-VF	33F25F0404	(01)10801902193626(10)33F25F0404(11)250805(17)280510
CS-15232-VF	33F25H0294	(01)10801902193626(10)33F25H0294(11)250930(17)280831
CS-15232-VF	33F25J1009	(01)10801902193626(10)33F25J1009(11)251205(17)270427
CS-15232-VFE	33F23E0775	(01)10801902195132(10)33F23E0775(11)230628(17)260531
CS-15232-VFE	33F23F0720	(01)10801902195132(10)33F23F0720(11)230629(17)260531
CS-15232-VFE	33F23K0176	(01)10801902195132(10)33F23K0176(11)231101(17)261031
CS-15232-VFE	33F23K0194	(01)10801902195132(10)33F23K0194(11)231130(17)261130
CS-15232-VFE	33F23L0937	(01)10801902195132(10)33F23L0937(11)231206(17)261130
CS-15232-VFE	33F24A0927	(01)10801902195132(10)33F24A0927(11)240213(17)270131
CS-15232-VFE	33F24C0059	(01)10801902195132(10)33F24C0059(11)240528(17)270430
CS-15232-VFE	33F24D1010	(01)10801902195132(10)33F24D1010(11)240506(17)270430
CS-15232-VFE	33F24E0270	(01)10801902195132(10)33F24E0270(11)240605(17)270531
CS-15232-VFE	33F24E0796	(01)10801902195132(10)33F24E0796(11)240904(17)270831
CS-15232-VFE	33F24G0045	(01)10801902195132(10)33F24G0045(11)240714(17)270630
CS-15232-VFE	33F24J0035	(01)10801902195132(10)33F24J0035(11)241203(17)271130
CS-15232-VFE	33F24J0083	(01)10801902195132(10)33F24J0083(11)240909(17)270831
CS-15232-VFE	33F24L0171	(01)10801902195132(10)33F24L0171(11)241122(17)271031
CS-15232-VFE	33F24M0216	(01)10801902195132(10)33F24M0216(11)250109(17)271231
CS-15232-VFE	33F25A0004	(01)10801902195132(10)33F25A0004(11)250214(17)280131
CS-15232-VFE	33F25A0083	(01)10801902195132(10)33F25A0083(11)250122(17)271231
CS-15232-VFE	33F25C0023	(01)10801902195132(10)33F25C0023(11)250325(17)280229
CS-15232-VFE	33F25C0659	(01)10801902195132(10)33F25C0659(11)250409(17)280331
CS-15232-VFE	33F25D0106	(01)10801902195132(10)33F25D0106(11)250502(17)280131
CS-15232-VFE	33F25D0219	(01)10801902195132(10)33F25D0219(11)250422(17)280131
CS-15232-VFE	33F25D0726	(01)10801902195132(10)33F25D0726(11)250626(17)271125
CS-15232-VFE	33F25E0478	(01)10801902195132(10)33F25E0478(11)250523(17)280430
CS-15232-VFE	33F25E1105	(01)10801902195132(10)33F25E1105(11)250725(17)280420
CS-15232-VFE	33F25F0298	(01)10801902195132(10)33F25F0298(11)250829(17)280731
CS-15232-VFE	33F25J1056	(01)10801902195132(10)33F25J1056(11)251023(17)280524
CS-15232-VFE	33F25K0335	(01)10801902195132(10)33F25K0335(11)251106(17)280608
CS-15232-VFE	33F25L0011	(01)10801902195132(10)33F25L0011(11)251205(17)280608
CS-15232-VFI	33F23C0864	(01)10801902194463(10)33F23C0864(11)230404(17)260331
CS-15232-VFI	33F23E0578	(01)10801902127263(10)33F23E0578(11)230608(17)260531
CS-15232-VFI	33F23E0832	(01)10801902194463(10)33F23E0832(11)230708(17)260630
CS-15232-VFI	33F23G0535	(01)10801902194463(10)33F23G0535(11)230802(17)260630
CS-15232-VFI	33F23G0840	(01)10801902194463(10)33F23G0840(11)230816(17)260731
CS-15232-VFI	33F23H0612	(01)10801902194463(10)33F23H0612(11)230919(17)260831
CS-15232-VFI	33F23K0144	(01)10801902194463(10)33F23K0144(11)231012(17)260930

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15232-VFI	33F24A0914	(01)10801902194463(10)33F24A0914(11)240306(17)270228
CS-15232-VFI	33F24C0079	(01)10801902194463(10)33F24C0079(11)240509(17)270430
CS-15232-VFI	33F24E0269	(01)10801902194463(10)33F24E0269(11)240903(17)270831
CS-15232-VFI	33F24J0042	(01)10801902194463(10)33F24J0042(11)241011(17)270930
CS-15232-VFI	33F25B0256	(01)10801902194463(10)33F25B0256(11)250219(17)280131
CS-15232-VFI	33F25C0014	(01)10801902194463(10)33F25C0014(11)250325(17)280229
CS-15232-VFI	33F25C0709	(01)10801902194463(10)33F25C0709(11)250401(17)280331
CS-15232-VFI	33F25C0650	(01)10801902194463(10)33F25C0650(11)250409(17)280225
CS-15232-VFI	33F25E1085	(01)10801902194463(10)33F25E1085(11)250603(17)280427
CS-15232-VFI	33F25E1130	(01)10801902194463(10)33F25E1130(11)250716(17)280630
CS-15232-VFI	33F25F0009	(01)10801902194463(10)33F25F0009(11)250610(17)280531
CS-15232-VFI	33F25G0023	(01)10801902194463(10)33F25G0023(11)250818(17)280731
CS-15232-VFI	33F25G0450	(01)10801902194463(10)33F25G0450(11)250910(17)280831
CS-15232-VFI	33F25H0341	(01)10801902194463(10)33F25H0341(11)251016(17)280930
CS-15232-VFI	33F25J1014	(01)10801902194463(10)33F25J1014(11)251212(17)280629
CS-15232-VFIE	33F23D0855	(01)10801902195149(10)33F23D0855(11)230529(17)260430
CS-15232-VFIE	33F23E0774	(01)10801902195149(10)33F23E0774(11)230706(17)260630
CS-15232-VFIE	33F23G0047	(01)10801902195149(10)33F23G0047(11)230721(17)260630
CS-15232-VFIE	33F23G0048	(01)10801902195149(10)33F23G0048(11)230727(17)260630
CS-15232-VFIE	33F23G0049	(01)10801902195149(10)33F23G0049(11)230810(17)260731
CS-15232-VFIE	33F23K0145	(01)10801902195149(10)33F23K0145(11)231019(17)260930
CS-15232-VFIE	33F23K0175	(01)10801902195149(10)33F23K0175(11)231025(17)260930
CS-15232-VFIE	33F23L0938	(01)10801902195149(10)33F23L0938(11)231208(17)261130
CS-15232-VFIE	33F24A0915	(01)10801902195149(10)33F24A0915(11)240306(17)270228
CS-15232-VFIE	33F24C0069	(01)10801902195149(10)33F24C0069(11)240417(17)270331
CS-15232-VFIE	33F24G0169	(01)10801902195149(10)33F24G0169(11)240905(17)270831
CS-15232-VFIE	33F24J0026	(01)10801902195149(10)33F24J0026(11)241011(17)270930
CS-15232-VFIE	33F24J0027	(01)10801902195149(10)33F24J0027(11)241011(17)270930
CS-15232-VFIE	33F24J0028	(01)10801902195149(10)33F24J0028(11)241029(17)270930
CS-15232-VFIE	33F24J0084	(01)10801902195149(10)33F24J0084(11)241111(17)271031
CS-15232-VFIE	33F24K0700	(01)10801902195149(10)33F24K0700(11)241205(17)271130
CS-15232-VFIE	33F24L0178	(01)10801902195149(10)33F24L0178(11)241125(17)270811
CS-15232-VFIE	33F24M0005	(01)10801902195149(10)33F24M0005(11)250122(17)271231
CS-15232-VFIE	33F24M0214	(01)10801902195149(10)33F24M0214(11)250108(17)271231
CS-15232-VFIE	33F24M0219	(01)10801902195149(10)33F24M0219(11)250214(17)280131
CS-15232-VFIE	33F25C0646	(01)10801902195149(10)33F25C0646(11)250402(17)280331
CS-15232-VFIE	33F25C0665	(01)10801902195149(10)33F25C0665(11)250424(17)280331
CS-15232-VFIE	33F25D0097	(01)10801902195149(10)33F25D0097(11)250508(17)280430
CS-15232-VFIE	33F25E0358	(01)10801902195149(10)33F25E0358(11)250530(17)280430
CS-15232-VFIE	33F25E0434	(01)10801902195149(10)33F25E0434(11)250520(17)280430
CS-15232-VFIE	33F25F0012	(01)10801902195149(10)33F25F0012(11)250618(17)280531
CS-15232-VFIE	33F25F0275	(01)10801902195149(10)33F25F0275(11)250805(17)280731

CS-15232-VFIE	33F25F0328	(01)10801902195149(10)33F25F0328(11)250618(17)280531
CS-15232-VFIE	33F25G0069	(01)10801902195149(10)33F25G0069(11)250821(17)280731
CS-15232-VFIE	33F25H0293	(01)10801902195149(10)33F25H0293(11)250929(17)280517
CS-15232-VFIE	33F25H0822	(01)10801902195149(10)33F25H0822(11)251022(17)280524
CS-15232-VFIE	33F25K0235	(01)10801902195149(10)33F25K0235(11)251207(17)280629
CS-15232-VFIM	33F23C0879	(01)10801902193619(10)33F23C0879(11)230429(17)260331
CS-15232-VFIM	33F23L0939	(01)10801902193619(10)33F23L0939(11)231207(17)260930
CS-15232-VFIM	33F24A0304	(01)10801902193619(10)33F24A0304(11)240115(17)261231
CS-15232-VFIM	33F24E0798	(01)10801902193619(10)33F24E0798(11)240903(17)270831
CS-15232-VFIM	33F24J0047	(01)10801902193619(10)33F24J0047(11)241212(17)271130

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15232-VFM	33F23J0547	(01)10801902193633(10)33F23J0547(11)230927(17)260930
CS-15232-VFM	33F24A0289	(01)10801902193633(10)33F24A0289(11)240115(17)261231
CS-15232-VFM	33F24C0077	(01)10801902193633(10)33F24C0077(11)240508(17)270430
CS-15232-VFM	33F24E0799	(01)10801902193633(10)33F24E0799(11)240712(17)270531
CS-15232-VFM	33F24J0045	(01)10801902193633(10)33F24J0045(11)241014(17)270930
CS-15232-VFM	33F24J0093	(01)10801902193633(10)33F24J0093(11)240915(17)270831
CS-15232-VFM	33F25A0026	(01)10801902193633(10)33F25A0026(11)250217(17)280108
CS-15232-VFM	33F25C0050	(01)10801902193633(10)33F25C0050(11)250325(17)280108
CS-15232-VFM	33F25E0348	(01)10801902193633(10)33F25E0348(11)250618(17)280121
CS-15232-VFM	33F25K0348	(01)10801902193633(10)33F25K0348(11)251104(17)280227
CS-15232-X	33F23C0862	(01)30801902195556(10)33F23C0862(11)230405(17)260331
CS-15232-X	33F23E0566	(01)30801902195556(10)33F23E0566(11)230605(17)260531
CS-15232-X	33F23F0722	(01)30801902195556(10)33F23F0722(11)230706(17)260630
CS-15232-X	33F23K0171	(01)30801902195556(10)33F23K0171(11)231018(17)260930
CS-15232-X	33F23L0940	(01)30801902195556(10)33F23L0940(11)240220(17)270131
CS-15232-X	33F24A0916	(01)30801902195556(10)33F24A0916(11)240305(17)270228
CS-15232-X	33F24C0061	(01)30801902195556(10)33F24C0061(11)240509(17)270430
CS-15232-X	33F24D1037	(01)30801902195556(10)33F24D1037(11)240531(17)270531
CS-15232-X	33F24E0800	(01)30801902195556(10)33F24E0800(11)240610(17)270531
CS-15232-X	33F24J0043	(01)30801902195556(10)33F24J0043(11)241107(17)271031
CS-15232-X	33F24L0176	(01)30801902195556(10)33F24L0176(11)241119(17)271031
CS-15232-X	33F25A0028	(01)30801902195556(10)33F25A0028(11)250221(17)280131
CS-15232-X	33F25C0029	(01)30801902195556(10)33F25C0029(11)250311(17)271215
CS-15232-X	33F25C0644	(01)30801902195556(10)33F25C0644(11)250402(17)280331
CS-15232-X	33F25D0096	(01)30801902195556(10)33F25D0096(11)250516(17)280430
CS-15232-X	33F25E0352	(01)30801902195556(10)33F25E0352(11)250610(17)280531
CS-15232-X	33F25F0300	(01)30801902195556(10)33F25F0300(11)250804(17)280420
CS-15232-X	33F25F0513	(01)30801902195556(10)33F25F0513(11)250909(17)280831
CS-15232-X	33F25E0477	(01)30801902195556(10)33F25E0477(11)250723(17)280630
CS-15232-X	33F25J0745	(01)30801902195556(10)33F25J0745(11)251016(17)280517
CS-15232-XM	33F25E0435	(01)10801902127300(10)33F25E0435(11)250519(17)280118
CS-15242-I	33F23G0536	(01)30801902195280(10)33F23G0536(11)230905(17)260831
CS-15242-SPM	33F23D0867	(01)10801902193527(10)33F23D0867(11)230529(17)260430
CS-15242-SPM	33F23K0192	(01)10801902193527(10)33F23K0192(11)240305(17)260930
CS-15242-SPM	33F24A0288	(01)10801902193527(10)33F24A0288(11)240419(17)260930
CS-15242-SPM	33F24E0802	(01)10801902193527(10)33F24E0802(11)240725(17)270630
CS-15242-SPM	33F24M0244	(01)10801902193527(10)33F24M0244(11)250227(17)280108
CS-15242-SPM	33F25C0669	(01)10801902193527(10)33F25C0669(11)250502(17)280118
CS-15242-SPM	33F25E0338	(01)10801902193527(10)33F25E0338(11)250627(17)280108
CS-15242-SPM	33F25G0586	(01)10801902193527(10)33F25G0586(11)250822(17)280121
CS-15242-VSP	33F23C0870	(01)30801902195273(10)33F23C0870(11)230411(17)260331
CS-15242-VSP	33F23D0857	(01)30801902195273(10)33F23D0857(11)230525(17)260430

CS-15242-VSP	33F23F0719	(01)30801902195273(10)33F23F0719(11)230629(17)260531
CS-15242-VSP	33F23K0182	(01)30801902195273(10)33F23K0182(11)231206(17)261130
CS-15242-VSP	33F24A0265	(01)30801902195273(10)33F24A0265(11)240211(17)270131
CS-15242-VSP	33F24C0062	(01)30801902195273(10)33F24C0062(11)240424(17)270331
CS-15242-VSP	33F24D1000	(01)30801902195273(10)33F24D1000(11)240506(17)270430
CS-15242-VSP	33F24D1039	(01)30801902195273(10)33F24D1039(11)240530(17)270430
CS-15242-VSP	33F24E0803	(01)30801902195273(10)33F24E0803(11)241115(17)271031
CS-15242-VSP	33F24H0038	(01)30801902195273(10)33F24H0038(11)240808(17)270731
CS-15242-VSP	33F24H0261	(01)30801902195273(10)33F24H0261(11)240827(17)270731
CS-15242-VSP	33F24K0505	(01)30801902195273(10)33F24K0505(11)241128(17)271031

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15242-VSP	33F24M0039	(01)30801902195273(10)33F24M0039(11)241220(17)271130
CS-15242-VSP	33F24M0218	(01)30801902195273(10)33F24M0218(11)250122(17)271231
CS-15242-VSP	33F25A0141	(01)30801902195273(10)33F25A0141(11)250222(17)280131
CS-15242-VSP	33F25C0657	(01)30801902195273(10)33F25C0657(11)250401(17)280331
CS-15242-VSP	33F25D0125	(01)30801902195273(10)33F25D0125(11)250414(17)280225
CS-15242-VSP	33F25E0305	(01)30801902195273(10)33F25E0305(11)250520(17)280430
CS-15242-VSP	33F25E0429	(01)30801902195273(10)33F25E0429(11)250602(17)280531
CS-15242-VSP	33F25E0430	(01)30801902195273(10)33F25E0430(11)250619(17)280531
CS-15242-VSP	33F25E1131	(01)30801902195273(10)33F25E1131(11)250715(17)280510
CS-15242-VSP	33F25F0042	(01)30801902195273(10)33F25F0042(11)250808(17)280731
CS-15242-VSP	33F25G0070	(01)30801902195273(10)33F25G0070(11)250818(17)280731
CS-15242-VSP	33F25H0295	(01)30801902195273(10)33F25H0295(11)250910(17)280831
CS-15242-VSP	33F25H0366	(01)30801902195273(10)33F25H0366(11)251006(17)280524
CS-15242-VSP	33F25H0674	(01)30801902195273(10)33F25H0674(11)250901(17)280731
CS-15242-VSP	33F25J1015	(01)30801902195273(10)33F25J1015(11)251105(17)280524
CS-15272-SFX	33F23B0321	(01)10801902195217(10)33F23B0321(11)230217(17)260630
CS-15272-SFX	33F23D0859	(01)10801902195217(10)33F23D0859(11)230706(17)260630
CS-15272-SFX	33F23H0500	(01)10801902195217(10)33F23H0500(11)230829(17)260731
CS-15272-SFX	33F23K0177	(01)10801902195217(10)33F23K0177(11)231107(17)261031
CS-15272-SFX	33F23L0943	(01)10801902195217(10)33F23L0943(11)240110(17)261231
CS-15272-SFX	33F24A0280	(01)10801902195217(10)33F24A0280(11)240213(17)270131
CS-15272-SFX	33F24C0083	(01)10801902195217(10)33F24C0083(11)240425(17)270331
CS-15272-SFX	33F24H0042	(01)10801902195217(10)33F24H0042(11)240809(17)270731
CS-15272-SFX	33F24H0260	(01)10801902195217(10)33F24H0260(11)240823(17)270731
CS-15272-SFX	33F24J0022	(01)10801902195217(10)33F24J0022(11)240909(17)270831
CS-15272-SFX	33F24J0038	(01)10801902195217(10)33F24J0038(11)241209(17)271130
CS-15272-SFX	33F24J0088	(01)10801902195217(10)33F24J0088(11)241025(17)270930
CS-15272-SFX	33F24L0177	(01)10801902195217(10)33F24L0177(11)241121(17)271031
CS-15272-SFX	33F25C0028	(01)10801902195217(10)33F25C0028(11)250311(17)271215
CS-15272-SFX	33F25E1090	(01)10801902195217(10)33F25E1090(11)250723(17)280630
CS-15272-SFX	33F25F0301	(01)10801902195217(10)33F25F0301(11)250805(17)280420

CS-15272-SFX	33F25F0514	(01)10801902195217(10)33F25F0514(11)250905(17)280831
CS-15272-VF	33F23C0880	(01)10801902193657(10)33F23C0880(11)230430(17)260331
CS-15272-VF	33F23F0740	(01)10801902193657(10)33F23F0740(11)230706(17)260630
CS-15272-VF	33F23L0944	(01)10801902193657(10)33F23L0944(11)231210(17)261130
CS-15272-VF	33F24C0081	(01)10801902193657(10)33F24C0081(11)240422(17)270331
CS-15272-VF	33F24E0804	(01)10801902193657(10)33F24E0804(11)240611(17)270531
CS-15272-VF	33F24J0051	(01)10801902193657(10)33F24J0051(11)240917(17)270831
CS-15272-VF	33F24J0686	(01)10801902193657(10)33F24J0686(11)241203(17)271031
CS-15272-VF	33F24M0228	(01)10801902193657(10)33F24M0228(11)250214(17)280131
CS-15272-VF	33F25C0668	(01)10801902193657(10)33F25C0668(11)250408(17)280331
CS-15272-VF	33F25E0337	(01)10801902193657(10)33F25E0337(11)250627(17)280420
CS-15272-VF	33F25F0403	(01)10801902193657(10)33F25F0403(11)250719(17)280630
CS-15272-VF	33F25J0590	(01)10801902193657(10)33F25J0590(11)251030(17)280524
CS-15272-VFE	33F23E0777	(01)10801902195248(10)33F23E0777(11)230629(17)260531
CS-15272-VFE	33F23F0732	(01)10801902195248(10)33F23F0732(11)230706(17)260531
CS-15272-VFE	33F23H0980	(01)10801902195248(10)33F23H0980(11)230914(17)260831
CS-15272-VFE	33F23K0172	(01)10801902195248(10)33F23K0172(11)231017(17)260930
CS-15272-VFE	33F23L0945	(01)10801902195248(10)33F23L0945(11)231206(17)261130
CS-15272-VFE	33F24A0918	(01)10801902195248(10)33F24A0918(11)240212(17)270131
CS-15272-VFE	33F24C0064	(01)10801902195248(10)33F24C0064(11)240603(17)270531
CS-15272-VFE	33F24H0044	(01)10801902195248(10)33F24H0044(11)240812(17)270731

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15272-VFE	33F24H0255	(01)10801902195248(10)33F24H0255(11)240826(17)270731
CS-15272-VFE	33F24M0237	(01)10801902195248(10)33F24M0237(11)250222(17)280131
CS-15272-VFE	33F25C0049	(01)10801902195248(10)33F25C0049(11)250325(17)280229
CS-15272-VFE	33F25E0349	(01)10801902195248(10)33F25E0349(11)250627(17)280420
CS-15272-VFE	33F25E1132	(01)10801902195248(10)33F25E1132(11)250721(17)280420
CS-15272-VFE	33F25G0637	(01)10801902195248(10)33F25G0637(11)251031(17)280928
CS-15272-VFI	33F23E0871	(01)10801902193640(10)33F23E0871(11)230606(17)260531
CS-15272-VFI	33F23F0742	(01)10801902127362(10)33F23F0742(11)230710(17)260630
CS-15272-VFI	33F23H0981	(01)10801902193640(10)33F23H0981(11)230912(17)260831
CS-15272-VFI	33F23K0181	(01)10801902193640(10)33F23K0181(11)231025(17)260930
CS-15272-VFI	33F24A0306	(01)10801902193640(10)33F24A0306(11)240115(17)261231
CS-15272-VFI	33F24C0084	(01)10801902193640(10)33F24C0084(11)240501(17)270331
CS-15272-VFI	33F24J0062	(01)10801902193640(10)33F24J0062(11)241003(17)270930
CS-15272-VFI	33F25D0098	(01)10801902193640(10)33F25D0098(11)250508(17)280430
CS-15272-VFI	33F25E0307	(01)10801902193640(10)33F25E0307(11)250512(17)280225
CS-15272-VFI	33F25E0332	(01)10801902193640(10)33F25E0332(11)250530(17)280430
CS-15272-VFI	33F25E0354	(01)10801902193640(10)33F25E0354(11)250519(17)280430
CS-15272-VFI	33F25F0058	(01)10801902193640(10)33F25F0058(11)250610(17)280531
CS-15272-VFI	33F25F0245	(01)10801902193640(10)33F25F0245(11)250710(17)280420
CS-15272-VFI	33F25J0659	(01)10801902193640(10)33F25J0659(11)251106(17)280608

CS-15272-VFIE	33F23E0886	(01)10801902195255(10)33F23E0886(11)230606(17)260531
CS-15272-VFIE	33F23G0537	(01)10801902195255(10)33F23G0537(11)230802(17)260630
CS-15272-VFIE	33F23H0982	(01)10801902195255(10)33F23H0982(11)230913(17)260831
CS-15272-VFIE	33F23K0180	(01)10801902195255(10)33F23K0180(11)231026(17)260930
CS-15272-VFIE	33F23L0946	(01)10801902195255(10)33F23L0946(11)231206(17)261130
CS-15272-VFIE	33F24A0922	(01)10801902195255(10)33F24A0922(11)240212(17)270131
CS-15272-VFIE	33F24C0065	(01)10801902195255(10)33F24C0065(11)240415(17)270331
CS-15272-VFIE	33F24D1011	(01)10801902195255(10)33F24D1011(11)240509(17)270430
CS-15272-VFIE	33F24E0686	(01)10801902195255(10)33F24E0686(11)240531(17)270430
CS-15272-VFIE	33F24E0805	(01)10801902195255(10)33F24E0805(11)240610(17)270531
CS-15272-VFIE	33F24K0508	(01)10801902195255(10)33F24K0508(11)241205(17)271130
CS-15272-VFIE	33F24M0223	(01)10801902195255(10)33F24M0223(11)250219(17)300731
CS-15272-VFIE	33F25A0410	(01)10801902195255(10)33F25A0410(11)250224(17)280131
CS-15272-VFIE	33F25C0009	(01)10801902195255(10)33F25C0009(11)250325(17)280229
CS-15272-VFIE	33F25G0717	(01)10801902195255(10)33F25G0717(11)250905(17)300731
CS-15272-VFIM	33F23H1027	(01)10801902197761(10)33F23H1027(11)230930(17)260831
CS-15272-VFM	33F25C0687	(01)10801902127393(10)33F25C0687(11)250414(17)280118
CS-15272-X	33F23C0887	(01)10801902195224(10)33F23C0887(11)230411(17)260331
CS-15272-X	33F23F0731	(01)10801902195224(10)33F23F0731(11)230706(17)260630
CS-15272-X	33F23H0983	(01)10801902195224(10)33F23H0983(11)230927(17)260831
CS-15272-X	33F23K0190	(01)10801902195224(10)33F23K0190(11)231107(17)261031
CS-15272-X	33F23L0947	(01)10801902195224(10)33F23L0947(11)240226(17)270131
CS-15272-X	33F24E0807	(01)10801902195224(10)33F24E0807(11)240730(17)270630
CS-15272-X	33F24F0124	(01)10801902195224(10)33F24F0124(11)240612(17)270531
CS-15272-X	33F24J0018	(01)10801902195224(10)33F24J0018(11)240909(17)270831
CS-15272-X	33F24J0050	(01)10801902195224(10)33F24J0050(11)221125(17)270930
CS-15272-X	33F24L0054	(01)10801902195224(10)33F24L0054(11)241108(17)271031
CS-15272-X	33F24L0063	(01)10801902195224(10)33F24L0063(11)241209(17)271130
CS-15272-X	33F24M0006	(01)10801902195224(10)33F24M0006(11)250124(17)271125
CS-15272-X	33F25C0684	(01)10801902195224(10)33F25C0684(11)250522(17)280430
CS-15272-X	33F25E0342	(01)10801902195224(10)33F25E0342(11)250722(17)280630
CS-15272-X	33F25F0276	(01)10801902195224(10)33F25F0276(11)250801(17)280420

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15272-X	33F25J0641	(01)10801902195224(10)33F25J0641(11)251105(17)280608
CS-15272-XM	33F25C0680	(01)10801902127409(10)33F25C0680(11)250430(17)280118
CS-15272-XM	33F25K0272	(01)10801902127409(10)33F25K0272(11)251205(17)270427
CS-15282-I	33F23C0877	(01)30801902195532(10)33F23C0877(11)230503(17)260430
CS-15282-I	33F24A0281	(01)30801902195532(10)33F24A0281(11)240116(17)261231
CS-15282-I	33F24H0041	(01)30801902195532(10)33F24H0041(11)240809(17)270731
CS-15282-SPM	33F23C0872	(01)10801902193688(10)33F23C0872(11)230408(17)260331
CS-15282-SPM	33F23D0864	(01)10801902193688(10)33F23D0864(11)230506(17)260430
CS-15282-SPM	33F23G0539	(01)10801902193688(10)33F23G0539(11)231005(17)260930

CS-15282-SPM	33F23L0949	(01)10801902193688(10)33F23L0949(11)231206(17)260930
CS-15282-SPM	33F24A0278	(01)10801902193688(10)33F24A0278(11)240123(17)261231
CS-15282-SPM	33F24C0075	(01)10801902193688(10)33F24C0075(11)240419(17)270331
CS-15282-SPM	33F24E0808	(01)10801902193688(10)33F24E0808(11)240712(17)270630
CS-15282-SPM	33F24H0254	(01)10801902193688(10)33F24H0254(11)240823(17)270731
CS-15282-SPM	33F24J0036	(01)10801902193688(10)33F24J0036(11)241108(17)271031
CS-15282-SPM	33F24L1166	(01)10801902193688(10)33F24L1166(11)241128(17)271031
CS-15282-SPM	33F24M0233	(01)10801902193688(10)33F24M0233(11)250124(17)271125
CS-15282-SPM	33F25A0413	(01)10801902193688(10)33F25A0413(11)250204(17)271125
CS-15282-SPM	33F25C0666	(01)10801902193688(10)33F25C0666(11)250331(17)271218
CS-15282-SPM	33F25H0824	(01)10801902193688(10)33F25H0824(11)251001(17)280108
CS-15282-VSP	33F23C0866	(01)30801902195518(10)33F23C0866(11)230406(17)260331
CS-15282-VSP	33F23D0854	(01)30801902195518(10)33F23D0854(11)230503(17)260430
CS-15282-VSP	33F23E0572	(01)30801902195518(10)33F23E0572(11)230525(17)260430
CS-15282-VSP	33F23F0594	(01)30801902195518(10)33F23F0594(11)230630(17)260531
CS-15282-VSP	33F23G0540	(01)30801902195518(10)33F23G0540(11)231006(17)260930
CS-15282-VSP	33F23J0544	(01)30801902195518(10)33F23J0544(11)231020(17)260930
CS-15282-VSP	33F23K0174	(01)30801902195518(10)33F23K0174(11)231130(17)261130
CS-15282-VSP	33F23L0950	(01)30801902195518(10)33F23L0950(11)240108(17)261231
CS-15282-VSP	33F24B0010	(01)30801902195518(10)33F24B0010(11)240301(17)270228
CS-15282-VSP	33F24C0060	(01)30801902195518(10)33F24C0060(11)240416(17)270331
CS-15282-VSP	33F24D0993	(01)30801902195518(10)33F24D0993(11)240508(17)270430
CS-15282-VSP	33F24D1040	(01)30801902195518(10)33F24D1040(11)240527(17)270430
CS-15282-VSP	33F24E0268	(01)30801902195518(10)33F24E0268(11)240603(17)270531
CS-15282-VSP	33F24E0809	(01)30801902195518(10)33F24E0809(11)240619(17)270531
CS-15282-VSP	33F24F0155	(01)30801902195518(10)33F24F0155(11)220825(17)270630
CS-15282-VSP	33F24J0037	(01)30801902195518(10)33F24J0037(11)230125(17)271130
CS-15282-VSP	33F24M0007	(01)30801902195518(10)33F24M0007(11)230225(17)271231
CS-15282-VSP	33F24M0040	(01)30801902195518(10)33F24M0040(11)230125(17)271130
CS-15282-VSP	33F24M0165	(01)30801902195518(10)33F24M0165(11)241220(17)271130
CS-15282-VSP	33F24M0217	(01)30801902195518(10)33F24M0217(11)250121(17)271222
CS-15282-VSP	33F25A0406	(01)30801902195518(10)33F25A0406(11)250218(17)280131
CS-15282-VSP	33F25B0269	(01)30801902195518(10)33F25B0269(11)250226(17)280131
CS-15282-VSP	33F25C0021	(01)30801902195518(10)33F25C0021(11)250311(17)280105
CS-15282-VSP	33F25C0045	(01)30801902195518(10)33F25C0045(11)250325(17)280229
CS-15282-VSP	33F25C0642	(01)30801902195518(10)33F25C0642(11)250402(17)280331
CS-15282-VSP	33F25D0013	(01)30801902195518(10)33F25D0013(11)250506(17)280406
CS-15282-VSP	33F25D0713	(01)30801902195518(10)33F25D0713(11)250628(17)280510
CS-15282-VSP	33F25F0249	(01)30801902195518(10)33F25F0249(11)251006(17)280524
CS-15282-VSP	33F25H0296	(01)30801902195518(10)33F25H0296(11)251105(17)280608
CS-15282-VSP	33F25J0051	(01)30801902195518(10)33F25J0051(11)251208(17)280524
CS-15312-SFX	33F23G0541	(01)30801902197529(10)33F23G0541(11)230822(17)260731
CS-15312-SFX	33F23H0984	(01)30801902197529(10)33F23H0984(11)230906(17)260831

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15312-SFX	33F23L0951	(01)30801902197529(10)33F23L0951(11)240112(17)261231
CS-15312-SFX	33F24A0283	(01)30801902197529(10)33F24A0283(11)240213(17)270131
CS-15312-VF	33F24G0060	(01)10801902127447(10)33F24G0060(11)241106(17)271031
CS-15312-VF	33F25D0216	(01)10801902127447(10)33F25D0216(11)250422(17)280131
CS-15312-VFE	33F23F0734	(01)10801902195484(10)33F23F0734(11)230706(17)260630
CS-15312-VFE	33F23G0542	(01)10801902195484(10)33F23G0542(11)231107(17)261031
CS-15312-VFE	33F23L0952	(01)10801902195484(10)33F23L0952(11)231211(17)261130
CS-15312-VFE	33F24A0925	(01)10801902195484(10)33F24A0925(11)240212(17)270131
CS-15312-VFE	33F24C0076	(01)10801902195484(10)33F24C0076(11)240419(17)270331
CS-15312-VFE	33F24J0053	(01)10801902195484(10)33F24J0053(11)241126(17)271031
CS-15312-VFE	33F24M0225	(01)10801902195484(10)33F24M0225(11)250121(17)271222
CS-15312-VFE	33F25A0033	(01)10801902195484(10)33F25A0033(11)250220(17)280131
CS-15312-VFE	33F25C0667	(01)10801902195484(10)33F25C0667(11)250402(17)280331
CS-15312-VFE	33F25E0320	(01)10801902195484(10)33F25E0320(11)250516(17)280430
CS-15312-VFE	33F25E0469	(01)10801902195484(10)33F25E0469(11)250704(17)280630
CS-15312-VFE	33F25G0603	(01)10801902195484(10)33F25G0603(11)251113(17)280524
CS-15312-VFI	33F23G0543	(01)10801902197778(10)33F23G0543(11)230802(17)260731
CS-15312-VFI	33F23L0953	(01)10801902197778(10)33F23L0953(11)231206(17)261130
CS-15312-VFI	33F24D1007	(01)10801902197778(10)33F24D1007(11)240509(17)270430
CS-15312-VFI	33F24E0810	(01)10801902197778(10)33F24E0810(11)240804(17)270731
CS-15312-VFI	33F24J0048	(01)10801902197778(10)33F24J0048(11)241014(17)270930
CS-15312-VFI	33F25C0039	(01)10801902197778(10)33F25C0039(11)250318(17)280225
CS-15312-VFI	33F25D0218	(01)10801902197778(10)33F25D0218(11)250417(17)280225
CS-15312-VFI	33F25E0470	(01)10801902197778(10)33F25E0470(11)250716(17)280630
CS-15312-VFI	33F25J0021	(01)10801902197778(10)33F25J0021(11)251016(17)280930
CS-15312-VFIE	33F23K0183	(01)10801902195491(10)33F23K0183(11)231102(17)261031
CS-15312-VFIE	33F23L0954	(01)10801902195491(10)33F23L0954(11)231206(17)261130
CS-15312-VFIE	33F24A0923	(01)10801902195491(10)33F24A0923(11)240212(17)270131
CS-15312-VFIE	33F24D1013	(01)10801902195491(10)33F24D1013(11)240508(17)270430
CS-15312-VFIE	33F25A0403	(01)10801902195491(10)33F25A0403(11)250222(17)280131
CS-15312-VFIE	33F25F0534	(01)10801902195491(10)33F25F0534(11)250707(17)280112
CS-15312-VFIE	33F25G0722	(01)10801902195491(10)33F25G0722(11)250825(17)280731
CS-15312-X	33F23C0863	(01)30801902195310(10)33F23C0863(11)230405(17)260331
CS-15312-X	33F23D0858	(01)30801902195310(10)33F23D0858(11)230530(17)260430
CS-15312-X	33F23G0544	(01)30801902195310(10)33F23G0544(11)231014(17)260930
CS-15312-XM	33F25E0442	(01)10801902127508(10)33F25E0442(11)250523(17)280108
CS-15322-I	33F23G0545	(01)30801902197451(10)33F23G0545(11)230904(17)260831
CS-15322-SPM	33F23D0865	(01)30801902193538(10)33F23D0865(11)230507(17)260430
CS-15322-SPM	33F23H1010	(01)30801902193538(10)33F23H1010(11)231005(17)260930
CS-15322-SPM	33F23L0955	(01)30801902193538(10)33F23L0955(11)231214(17)260930
CS-15322-SPM	33F24E0812	(01)30801902193538(10)33F24E0812(11)240715(17)270630
CS-15322-SPM	33F25C0682	(01)30801902193538(10)33F25C0682(11)250430(17)280118

CS-15322-SPM	33F25E0335	(01)30801902193538(10)33F25E0335(11)250716(17)280121
CS-15322-VSP	33F23C0869	(01)20801902195184(10)33F23C0869(11)210526(17)260331
CS-15322-VSP	33F23D0862	(01)20801902195184(10)33F23D0862(11)210625(17)260430
CS-15322-VSP	33F23F0723	(01)20801902195184(10)33F23F0723(11)210825(17)260630
CS-15322-VSP	33F23H0985	(01)20801902195184(10)33F23H0985(11)240104(17)261231
CS-15322-VSP	33F24A0272	(01)20801902195184(10)33F24A0272(11)240212(17)270131
CS-15322-VSP	33F24C0066	(01)20801902195184(10)33F24C0066(11)240618(17)270531
CS-15322-VSP	33F24E0813	(01)20801902195184(10)33F24E0813(11)240722(17)270630
CS-15322-VSP	33F24G0170	(01)20801902195184(10)33F24G0170(11)240802(17)270731
CS-15322-VSP	33F24G0185	(01)20801902195184(10)33F24G0185(11)240802(17)270731

Code produit	Lot	N° IUD
CS-15322-VSP	33F24H0256	(01)20801902195184(10)33F24H0256(11)240829(17)270731
CS-15322-VSP	33F24J0040	(01)20801902195184(10)33F24J0040(11)250122(17)271231
CS-15322-VSP	33F24L0183	(01)20801902195184(10)33F24L0183(11)241126(17)271031
CS-15322-VSP	33F24M0222	(01)20801902195184(10)33F24M0222(11)250204(17)280131
CS-15322-VSP	33F25A0426	(01)20801902195184(10)33F25A0426(11)250224(17)280131
CS-15322-VSP	33F25C0022	(01)20801902195184(10)33F25C0022(11)250311(17)271215
CS-15322-VSP	33F25C0593	(01)20801902195184(10)33F25C0593(11)250325(17)280229
CS-15322-VSP	33F25E1082	(01)20801902195184(10)33F25E1082(11)250721(17)280630
CS-15322-VSP	33F25G0024	(01)20801902195184(10)33F25G0024(11)250930(17)280524
CS-15322-VSP	33F25H0297	(01)20801902195184(10)33F25H0297(11)251105(17)280608
CS-15362-SPM	33F24G0062	(01)20801902193548(10)33F24G0062(11)241128(17)271031
CS-15362-VSP	33F23C0875	(01)30801902195525(10)33F23C0875(11)230504(17)260430
CS-15362-VSP	33F23G0546	(01)30801902195525(10)33F23G0546(11)230915(17)260831
CS-15362-VSP	33F23K0195	(01)30801902195525(10)33F23K0195(11)240213(17)270131
CS-15362-VSP	33F24E0186	(01)30801902195525(10)33F24E0186(11)240620(17)270531
CS-15362-VSP	33F24H0039	(01)30801902195525(10)33F24H0039(11)240823(17)270731
CS-15362-VSP	33F24L0201	(01)30801902195525(10)33F24L0201(11)241122(17)271031
CS-15362-VSP	33F24M0235	(01)30801902195525(10)33F24M0235(11)250129(17)271125
CS-15362-VSP	33F25C0647	(01)30801902195525(10)33F25C0647(11)250408(17)280331
CS-15362-VSP	33F25E0326	(01)30801902195525(10)33F25E0326(11)250526(17)280430
CS-15362-VSP	33F25G0058	(01)30801902195525(10)33F25G0058(11)250919(17)280831
CS-15362-VSP	33F25J0043	(01)30801902195525(10)33F25J0043(11)251107(17)280608
CS-15422-SFX	33F23K0179	(01)30801902195327(10)33F23K0179(11)231027(17)260930
CS-15422-SFX	33F23L0956	(01)30801902195327(10)33F23L0956(11)240111(17)261231
CS-15422-SFX	33F24A0290	(01)30801902195327(10)33F24A0290(11)240501(17)270331
CS-15422-SFX	33F24E0814	(01)30801902195327(10)33F24E0814(11)240612(17)270531
CS-15422-VF	33F23H1020	(01)10801902128666(10)33F23H1020(11)230929(17)260831
CS-15422-VF	33F25G0734	(01)10801902128666(10)33F25G0734(11)250825(17)280731
CS-15422-VFE	33F23G0548	(01)10801902197341(10)33F23G0548(11)230802(17)260531
CS-15422-VFE	33F23H0986	(01)10801902197341(10)33F23H0986(11)230905(17)260831
CS-15422-VFE	33F23L0957	(01)10801902197341(10)33F23L0957(11)231206(17)261130

CS-15422-VFE	33F24A0929	(01)10801902197341(10)33F24A0929(11)240201(17)270131
CS-15422-VFE	33F24J0483	(01)10801902197341(10)33F24J0483(11)241205(17)271130
CS-15422-VFE	33F24M0229	(01)10801902197341(10)33F24M0229(11)250120(17)271231
CS-15422-VFE	33F25C0681	(01)10801902197341(10)33F25C0681(11)250417(17)280225
CS-15422-VFE	33F25E0440	(01)10801902197341(10)33F25E0440(11)250523(17)280430
CS-15422-VFE	33F25F0250	(01)10801902197341(10)33F25F0250(11)250709(17)270731
CS-15422-VFE	33F25G0484	(01)10801902197341(10)33F25G0484(11)250825(17)280731
CS-15422-VFI	33F23G0549	(01)10801902193664(10)33F23G0549(11)230802(17)260731
CS-15422-VFI	33F24E0815	(01)10801902193664(10)33F24E0815(11)240621(17)270531
CS-15422-VFI	33F25E1074	(01)10801902193664(10)33F25E1074(11)250825(17)280420
CS-15422-VFIE	33F23G0550	(01)10801902197440(10)33F23G0550(11)230905(17)260831
CS-15422-VFIE	33F23K0178	(01)10801902197440(10)33F23K0178(11)231108(17)261031
CS-15422-VFIE	33F23L0958	(01)10801902197440(10)33F23L0958(11)231209(17)261130
CS-15422-VFIE	33F24A0919	(01)10801902197440(10)33F24A0919(11)240207(17)270131
CS-15422-VFIE	33F24C0073	(01)10801902197440(10)33F24C0073(11)240501(17)270430
CS-15422-VFIE	33F24E0816	(01)10801902197440(10)33F24E0816(11)241003(17)270930
CS-15422-VFIE	33F25F0303	(01)10801902197440(10)33F25F0303(11)250825(17)280731
CS-15502-SFX	33F23L0959	(01)30801902195563(10)33F23L0959(11)240110(17)261231
CS-15502-SFX	33F24A0286	(01)30801902195563(10)33F24A0286(11)240502(17)270430
CS-15502-SFX	33F24J0060	(01)30801902195563(10)33F24J0060(11)241011(17)270930
CS-15552-VF	33F23H1012	(01)10801902128703(10)33F23H1012(11)230928(17)260831
Code produit	Lot	N° IUD
CS-15552-VF	33F25C0674	(01)10801902128703(10)33F25C0674(11)250404(17)280331
CS-15552-VF	33F25J0588	(01)10801902128703(10)33F25J0588(11)251029(17)280930
CS-15552-VFE	33F23D0868	(01)10801902195156(10)33F23D0868(11)230529(17)260430
CS-15552-VFE	33F23G0261	(01)10801902195156(10)33F23G0261(11)230719(17)260630
CS-15552-VFE	33F23G0551	(01)10801902195156(10)33F23G0551(11)230905(17)260831
CS-15552-VFE	33F23K0173	(01)10801902195156(10)33F23K0173(11)231018(17)260930
CS-15552-VFE	33F24A0928	(01)10801902195156(10)33F24A0928(11)240129(17)261231
CS-15552-VFE	33F24D1014	(01)10801902195156(10)33F24D1014(11)240607(17)270531
CS-15552-VFE	33F24E0818	(01)10801902195156(10)33F24E0818(11)240611(17)270531
CS-15552-VFE	33F24J0059	(01)10801902195156(10)33F24J0059(11)241004(17)270930
CS-15552-VFE	33F24K0511	(01)10801902195156(10)33F24K0511(11)241129(17)271031
CS-15552-VFE	33F25C0670	(01)10801902195156(10)33F25C0670(11)250401(17)280331
CS-15552-VFE	33F25E0471	(01)10801902195156(10)33F25E0471(11)250620(17)280531
CS-15552-VFE	33F25F0455	(01)10801902195156(10)33F25F0455(11)250707(17)280510
CS-15552-VFE	33F25G0447	(01)10801902195156(10)33F25G0447(11)250825(17)280731
CS-15552-VFI	33F23K0184	(01)10801902193671(10)33F23K0184(11)231109(17)261031
CS-15552-VFI	33F24J0076	(01)10801902193671(10)33F24J0076(11)241205(17)271130
CS-15552-VFI	33F25E1075	(01)10801902193671(10)33F25E1075(11)250704(17)280630
CS-15552-VFIE	33F23E0865	(01)10801902195163(10)33F23E0865(11)230606(17)260531
CS-15552-VFIE	33F23F0743	(01)10801902195163(10)33F23F0743(11)230710(17)260630
CS-15552-VFIE	33F24D0972	(01)10801902195163(10)33F24D0972(11)240501(17)270430

CS-15552-VFIE	33F24E0819	(01)10801902195163(10)33F24E0819(11)240718(17)270630
CS-15552-VFIE	33F24G0098	(01)10801902195163(10)33F24G0098(11)241025(17)270902
CS-15552-VFIE	33F24K0656	(01)10801902195163(10)33F24K0656(11)241206(17)271130
CS-15552-VFIE	33F25A0032	(01)10801902195163(10)33F25A0032(11)250228(17)280131
CS-15552-VSP	33F23G0552	(01)30801902195198(10)33F23G0552(11)230802(17)260731
CS-15552-VSP	33F23H0987	(01)30801902195198(10)33F23H0987(11)230906(17)260831
CS-15552-VSP	33F23L0961	(01)30801902195198(10)33F23L0961(11)240103(17)261130
CS-15552-VSP	33F24C0070	(01)30801902195198(10)33F24C0070(11)220625(17)270430
CS-15552-VSP	33F24E0820	(01)30801902195198(10)33F24E0820(11)240801(17)270731
CS-15552-VSP	33F24H0257	(01)30801902195198(10)33F24H0257(11)240824(17)270731
CS-15552-VSP	33F24L0068	(01)30801902195198(10)33F24L0068(11)250220(17)280131
CS-15552-VSP	33F24M0227	(01)30801902195198(10)33F24M0227(11)250124(17)271125
CS-15552-VSP	33F25C0654	(01)30801902195198(10)33F25C0654(11)250422(17)280225
CS-15552-VSP	33F25E0432	(01)30801902195198(10)33F25E0432(11)250519(17)280430
CSD-15242-SP	33F24A0303	(01)20801902096610(10)33F24A0303(11)240411(17)270331
CSD-15242-SP	33F25C0688	(01)20801902096610(10)33F25C0688(11)250423(17)280225
CSD-15282-SP	33F23K1087	(01)20801902096634(10)33F23K1087(11)240114(17)261231
CSD-15282-SP	33F24A0297	(01)20801902096634(10)33F24A0297(11)240116(17)261231

URGENT MEDICAL DEVICE RECALL NOTICE

Name of Affected Products: 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer

Action Required: Destroy at the point of use

Merit Medical Systems, Inc. (Merit) is conducting a voluntary recall of the Merit 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer due to a design defect. Specifically, the sheath introducer may not split as intended. This sheath introducer is used in several Merit finished devices, a complete list of affected products and lots can be found in the table attached or can be accessed at

["https://www.merit.com/products/documents/productnotices/16FDualValvedSheath-recall/"](https://www.merit.com/products/documents/productnotices/16FDualValvedSheath-recall/).

Merit has received customer complaints regarding this issue, some of which involve patient injury. Failure of the sheath introducer to split as intended may result in hemorrhage, foreign bodies, and procedure delay.

Merit is requesting you to immediately discontinue the use of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer and destroy the sheath introducer at point of use. The other products included with the sheath introducer may continue to be used.

Actions required of you:

1. Please immediately determine if any of the devices identified in the attached Customer Response Form (CRF) are within your facility.
2. A picture of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer is attached to help you identify the product. Please place this notice and the picture on or near the affected Merit product in your inventory (if applicable).



3. Please immediately discontinue the use of the 16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer and destroy the sheath introducer at the point of use.
4. Ensure that applicable personnel within your organization are made aware of this field action.
5. If the product has been further distributed to other facilities, institutions, or manufacturers, please ensure this notice is immediately shared with them and note the quantity distributed on the CRF. Additional distribution details may be required by health authorities.
6. Please fill out, scan and email the completed Customer Response Form to Customer Service at [REDACTED] within 10 business days. All affected product shipped to you must be accounted for on the CRF.

Adverse reactions or quality problems experienced with the use of this product may be reported to the FDA's MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail, or by fax.

Appendix 3



Merit Medical is committed to providing high quality products to you and apologizes for any inconvenience this field action may cause.

Enclosure(s)

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

Catalog Code	Lot Number
CENFP15K/A	H3357122
CENFP15K/B	H2797565
CENFP17K/A	H2643728
	H2644554
	H2755843
	H2777866
	H3357123
CENFP19K/A	H2415318
	H2466455
	H2466456
	H2608337
	H2632772
	H2632921
	H2643525
	H2643729
	H2658246
	H2658395
	H2663614
	H2708827
	H2777850
	H2817064
	H2817066
	H2834183
	H2834184
	H2835774
	H2875195
	H2892153
	H2900496
	H2900649
	H2918430
	H2938756
	H2982068
	H2998532
	H3019164
	H3028009
	H3089474
	H3096774
	H3101839
	H3110067
	H3123035
H3131873	
H3139507	
H3143969	

Catalog Code	Lot Number
DC21453227/C	H2630602
DC21454035/C	H2628887
DC21455550/C	H2630553
	H2659229
FCL-174-00/B	I2362705
	I2370091
	I2370711
	I2370712
	I2377840
	I2377841
	I2391548
	I2397290
	I2415120
	I2417400
	I2417401
	I2417402
	I2428656
	I2428657
	I2428658
	I2428659
	I2469204
	I2469205
	I2469206
	I2469207
	I2473119
	I2485668
	I2485669
	I2485670
	I2485671
	I2485672
	I2485673
	I2485674
	I2485675
	I2496785
	I2496787
	I2496790
	I2516610
I2516611	
I2516612	
I2516613	
I2516614	
I2516615	
I2539710	

Catalog Code	Lot Number
H965103028031/A	I3120008
	I3156395
	I3161825
	I3178917
	I3202927
	I3236144
	I3236147
	I3236157
	I3236162
	I3236164
I3368281	
H965103028031/EU	I3219447
	I3270828
H965103028041/A	I3288591
	I2838431
	I2910263
	I2910264
	I2910265
	I2973186
	I2975804
	I2975805
	I2979959
	I2979960
	I3015758
	I3064923
	I3064925
	I3072563
	I3108163
	I3120003
	I3120006
	I3156399
	I3165147
	I3175748
I3178899	
I3208677	
I3236145	
I3236148	
I3236158	
I3236163	
I3236165	
I3312321	
I3315961	
I3323271	

Appendix 3

	H3152236
	H3328470
	H3332131
	H3332133
	H3357124
	H3383280
	H3398546
CENFP23K/A	H2368055
	H2460265
	H2543292
	H2612929

	I2539711
	I2539713
	I2539714
	I2539715
	I2539717
	I2561078
	I2561079
	I2561081
	I2561082
	I2573969
	I2606642

	I3347039
H965103028041/EU	I3217180
	I3270829
	I3302439
H965103028051/A	I2929337
	I2997999
	I3311219
H965103028051/EU	I3219448
	I3270832
	I3302440
H965103028061/A	I2920321

cted Lots Table Page 1 of 6

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

Catalog Code	Lot Number
CENFP23K/A	H2622368
	H2623456
	H2631340
	H2640771
	H2663612
	H2663613
	H2719753
	H2812164
	H2817069
	H2834179
	H2834181
	H2847016
	H2868174
	H2880283
	H2897527
	H2900497
	H2900550
	H2907334
	H2911460
	H2938761
	H2978595
	H2990699
	H3004608
	H3019163
	H3049760
	H3049761
	H3052479
	H3071291
	H3075039
	H3089475
	H3092914
	H3096777
	H3104588
	H3107507
	H3120779
	H3131874
H3143970	
H3145117	
H3191613	
H3211721	
H3316467	

Catalog Code	Lot Number
FCL-174-00/B	I2606643
	I2606644
	I2606645
	I2619459
	I2621646
	I2621647
	I2621648
	I2621649
	I2621650
	I2621651
	I2621652
	I2621653
	I2642738
	I2642739
	I2642740
	I2644031
	I2644032
	I2644033
	I2644034
	I2644036
	I2661872
	I2661873
	I2661874
	I2661875
	I2661876
	I2661877
	I2708121
	I2708122
	I2708123
	I2708124
	I2720071
	I2720074
I2720075	
I2720076	
I2720077	
I2720078	
I2720079	
I2729938	
I2729939	
I2729940	
I2729941	

Catalog Code	Lot Number
H965103028061/A	I2980492
	I3154945
	I3254911
H965103028061/EU	I3196140
	I3270833
	I3312332
H965103028070/A	I3015819
	I3113237
	I3170179
	I3247943
	I3288616
H965103028070/EU	I3255305
	I3307483
H965103028080/A	I3002021
	I3064921
	I3178919
	I3302450
	I3343031
H965103028080/EU	I3196137
	I3302445
	I3334625
H965103028090/A	I2920165
	I3103138
	I3178922
	I3290565
H965103028090/EU	I3196135
	I3302441
	I3352493
H965103028161/A	I2914680
	I2980457
	I3098578
H965103028181/A	I2890978
	I2902665
	I2909617
	I2909618
	I2929338
	I3076856
	I3085067
	I3098579
	I3178915
I3254917	

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

	H3328494
	H3332218
	H3332219
	H3332220
	H3351695
CENFP27K/A	H2286892
	H2480924
	H2623453
	H2643731
	H2643732
	H2653626
	H2663616
	H2777861

	I2729942
	I2729943
	I2729944
	I2729945
	I2759253
	I2759254
	I2759255
	I2759256
	I2759257
	I2759258
	I2759260
	I2759261
	I2759268

	I3255301
	I3283028
H965103028191/A	H2936911
	I2870746
	I2908636
	I2909637
	I2910257
	I2920337
	I2927199
	I3144031
	I3164176
	I3219662
	I3236146

ected Lots Table Page
2 of 6

Catalog Code	Lot Number
	H2798003
CENFP27K/A	H2833668
	H2834185
	H2880284
	H2900619
	H2907339
	H2910719
	H2911565
	H2978601
	H2986646
	H2998508
	H3004606
	H3013812
	H3019148
	H3096779
	H3110068
	H3131879
	H3143988
	H3145119
	H3156431
	H3357125
H3383281	
CENFP31K/A	H2623455
	H2643737
	H2663617

Catalog Code	Lot Number
	I2759269
FCL-174-00/B	I2781492
	I2781493
	I2781494
	I2781495
	I2781496
	I2781497
	I2781498
	I2781499
	I2788883
	I2788884
	I2788885
	I2788886
	I2788887
	I2788888
	I2788889
	I2788890
	I2788891
	I2788892
	I2810292
	I2810293
	I2810294
	I2810296
	I2810297
	I2841474

Catalog Code	Lot Number
	I3288655
H965103028191/A	I3368110
H965103028191/EU	I3309111
H965103028201/A	I2973187
	I3173621
	I3178898
	I3236149
H965103028211/A	I3288573
	I2909764
	I3144033
H965103028220/A	I3302435
	I3343037
	I2909788
H965103028230/A	I3394016
	I2982337
	I3044847
	I3191920
H965103028240/A	I3288574
	I3334623
	I2929339
	I3002035
	I3049565
I3108165	
I3254923	
I3302451	

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

	H3052480
	H3071293
	H3071294
	H3110069
	H3113265
	H3143998
	H3196708
	H3328496
	H3332421
CENFT15K	H2845485
	H2907340
	H2911505
	H2978606
	H3004602
CENFT15K/D	H3071303
	H3075046
	H3116838
CENFT17K	H2750962
	H2755782
	H2777600
	H3034899
	H3059017
	H3059018
	H3062346
CENFT17K/A	H2911456
CENFT17K/D	H3139508
CENFT19K	H2632775
	H2658397
	H2709212

I2841475
I2849305
I2849306
I2854355
I2854356
I2854357
I2860217
I2860218
I2861568
I2861569
I2871785
I2871786
I2871787
I2883689
I2883691
I2890983
I2904247
I2904250
I2927630
I2927631
I2942563
I2942564
I2942565
I2942566
I2942567
I2942568
I2942569
I2942570
I2942571

H965103038181/A	I2890952
	I2902661
	I2902662
K12-03886DP	H3138928
H787103028235/A	I3178905
H965103028011/A	I3105589
	I3115469
	I3314948
	I3343030
H965103028021/A	I2985084
	I3235297
	I3302100
	I3343023
H965103028021/EU	I3254932
H965103028031/A	I2890967
	I2909607
	I2909610
	I2909613
	I2922255
	I2928443
	I2928445
	I2973185
	I2975817
	I2979931
	I2979932
	I3010126
	I3015730
	I3015731
I3072562	

ected Lots Table Page
3 of 6

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

Catalog Code	Lot Number
	H2817067
	H2821275
CENFT19K	H2835372
	H2856854
	H2864393S1
	H2884659
	H2900500
	H2907322
	H2907349
	H2918517
	H2933863
	H2937909
	H2937910
	H2978622
	H2999167
	H3019145
	H3034898
	H3049764
CENFT19K/A	H2907422
CENFT19K/B	H2801414
CENFT19K/D	H3049766
	H3049767
	H3071304
	H3075050
	H3089478
	H3126999
	H3144001
	H3152238
	H3156433
	H3162590
	H3179819
	H3196714
	H3221338
	H3233980
	H3239914
	H3253651
	H3261220
	H3283451
	H3306069
	H3350849

Catalog Code	Lot Number	
	I2942667	
	I2942669	
FCL-174-00/B	I2988895	
	I2988896	
	I2988897	
	I3013245	
	I3013246	
	I3075993	
	I3075994	
	I3075995	
	I3075996	
	I3075997	
	I3083308	
	I3083309	
	I3083310	
	I3083312	
	I3083314	
	I3083317	
	I3098214	
	I3098256	
	I3127468	
	I3138237	
	I3138238	
	I3138239	
	I3138240	
	I3138241	
	I3138242	
	I3159773	
	I3159774	
	I3159776	
	I3159777	
	I3186218	
	I3257331	
	H787103028015/A	I3049562
	H787103028025/A	I3309371
	H787103028031/A	I2929299
I3072553		
I3154760		
I3175731		
	I3178921	

Catalog Code	Lot Number
	I3108161
	I3115487

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

CENFT23K	H3357127	H787103028035/A	I3315957
	H3357128		I2910259
	H3365884		I2910261
	H3372112		I2910262
	H3398547		I2980545
	H2368107		I2995795
	H2657097		I3021388
	H2709213		I3076851
	H2719652		I3085062
	H2783586		I3219446
	H2812165		I3219454
	H2834187		I3255314
	H2834188		I3288649
	H2864382S1		I3334618

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

Catalog Code	Lot Number
	H2870049
	H2892155
	H2898665
CENFT23K	H2900501
	H2907365
	H2911451
	H2911452
	H2934395
	H2971862
	H2986161
	H2986162
	H2998549
	H3007025
	H3019139
	H3028000
CENFT23K/A	H2709157
	H2817068
	H2911454
	H2990794
	H3013830
	H3019136
	H3034895
CENFT23K/B	H2801413
CENFT23K/D	H3049771
	H3049772
	H3071305
	H3071306
	H3145122
	H3152240
	H3170518
	H3196713
	H3201956
	H3211729
	H3221345
	H3233987
	H3239915
	H3249275
	H3275167
	H3301761

Catalog Code	Lot Number
H787103028041/A	I2909647
	I3115465
	I3178909
	I3236154
H787103028045/A	I3004072
	I3015761
	I3044845
	I3072554
	I3108153
	I3176646
	I3178918
	I3213147
	I3219456
	I3281054
	I3334627
H787103028051/A	I2995730
	I3072556
	I3213145
	I3219455
	I3288560
	I3302443
H787103028055/A	I3178903
H787103028061/A	I2929300
	I2995814
	I3072557
	I3165105
	I3207168
	I3236155
	I3334619
H787103028075/A	I2995817
	I3209313
	I3270826
H787103028085/A	I2890956
	I3072561
	I3108155
	I3288562
	I3302444
H787103028095/A	I2909667
	I2929315

Catalog Code	Lot Number
--------------	------------

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

CENFT27K	H3306072		I3021151
	H3323733		I3098576
	H3332225		I3219463
	H3342600		I3288581
	H2618709	H787103028165/A	I3049563
	H2642807	H787103028181/A	I2929317
	H2783590		I3178900
	H2817065		I3208675
	H2835374	H787103028185/A	I2927170
	H2884649		I2929318
	H2892156		I2929319
	H2900227		I3002050
	H2910433		I3015762
	H2937927		I3021450
	H2949972		I3049572

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

ected Lots Table Page
5 of 6

Catalog Code	Lot Number
	H2971939
	H3019133
	H3027993

Catalog Code	Lot Number
	I3085060
	I3173615
	I3178896

Catalog Code	Lot Number
--------------	------------

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

	H3059051		I3195157	
CENFT27K	H3062349	H787103028185/A	I3288651	
	H3071308		I3334629	
CENFT27K/A	H2831335	H787103028191/A	I2909758	
	H2847031	H787103028195/A	I2890957	
	H2911463		I2929321	
	H3019129		I3021395	
CENFT27K/B	H2801412		I3049573	
	H3049776		I3076853	
CENFT27K/D	H3049777		I3124837	
	H3080509		I3169030	
	H3152241		I3213148	
	H3179811		I3236141	
	H3186110		I3236161	
	H3191615	I3302447		
	H3201954	I3343042		
	H3206164	H787103028205/A	I2927146	
	H3301764		I2995766	
	H3323734		I3015801	
	H3342755		I3044846	
	H3372113		I3144026	
	H3385315		I3219464	
	CENFT31K		H2821396	I3288564
H2884650			I3302448	
H2900615		H787103028215/A	I3178904	
H2911536		H787103028225/A	I3044836	
H2933865			I3108157	
H2971861			I3236142	
H3003224			I3315958	
H3059059		DC21452419/C	H2659228	
H3059060		DC21452419-NE5/C	H3249278	
H3089477		DC21452823/C	H2600164	
H3101838	H2628890			
CENFT31K/A	H2938653	DC21452823-NE5/C	H2990807	
	H3013843			
CENFT31K/B	H2811536			
CENFT31K/D	H3071085			
	H3071309			
	H3082414			
	H3144317			
	H3163092			
	H3179823			
	H3191620			

Appendix 3

Affected Lots Table
(16F Dual-Valved Splittable Sheath Introducer)

	H3206153
	H3239916
	H3249277
	H3275168
	H3283445
	H3306075
	H3323741
DC0145550/C	H2600169