



Établissement

Service

Adresse

Adresse

Code postal Ville

Pays

URGENT : INFORMATION DE SÉCURITÉ

Rappel de lot des dispositifs médicaux

Châteaubriant, 06/05/2026

À L'ATTENTION : Du Pharmacien Responsable des Dispositifs Médicaux, du Correspondant de Matériovigilance et de l'Ingénieur Biomédical.

Rappel concernant les seringues de contrôle angiographiques avec raccord à adaptateur rotatif (RA)

Référence Medline : FSN-26/04
Référence ANSM : R2609971
Description du produit : Seringue de contrôle angiographique Namic avec raccord à adaptateur rotatif (RA) (seringues Namic RA)
Fabricant légal SRN : US-MF-000009717
Type d'action : Rappel
Codes Références du produit : Voir [l'Annexe 1 \(pages 4 à 7\)](#)

Chère cliente, cher client,

MISE À JOUR du 6 mai 2026

La présente lettre fait suite à l'avis de sécurité sur le terrain concernant le rappel des seringues de contrôle angiographiques Namic équipées d'un adaptateur rotatif (RA) (seringues Namic RA), publié le 22 avril 2026. Medline autorise l'utilisation de la seringue de contrôle angiographique Namic dans de rares circonstances où une angiographie est requise de toute urgence, où aucun dispositif alternatif n'est disponible et où le report de l'intervention exposerait le patient à un risque significatif. Tous les codes de produit concernés par ce rappel sont répertoriés dans l'annexe (pages 4 à 7).

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





RAISON DU RAPPEL :

Medline a identifié, dans le cadre de la surveillance post-commercialisation, un risque potentiel de dévissage de l'adaptateur rotatif de la seringue pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner une connexion desserrée et/ou une déconnexion complète entre la seringue et la rampe.

RISQUES POTENTIELS :

Veillez trouver ci-dessous les risques potentiels signalés par Medline Industries LP :

Si un dévissage se produit, il existe un risque potentiel d'exposition à des risques biologiques, de perte de sang et d'infection, ainsi que d'introduction d'air dans la ligne, ce qui peut entraîner une embolie gazeuse (une pathologie qui comporte un risque de blessure grave ou de décès). Toutes les unités sont susceptibles de présenter ce type d'anomalie.

La seule exception concerne les rares cas où une angiographie est nécessaire de toute urgence, où aucun autre dispositif n'est disponible et où le report de l'intervention exposerait le patient à un risque important.

Dans ces situations d'urgence où les patients doivent être traités immédiatement, la seringue Namic RA doit être utilisée avec une extrême prudence et vigilance, ce qui implique notamment de stabiliser manuellement les raccords entre la seringue et le collecteur et d'assurer une surveillance continue et totale pendant la mise en place et tout au long de l'intervention. Dans de tels cas, le respect strict de toutes les consignes d'utilisation et du mode d'emploi est également requis, notamment :

- Assurez-vous que les raccords sont bien fixés lorsque vous utilisez ce dispositif afin d'éviter l'introduction d'air dans le système, ce qui pourrait entraîner une embolie et, dans de rares cas, le décès.
- Tous les raccords doivent être serrés à la main. Un serrage excessif peut provoquer des fissures et des fuites susceptibles d'entraîner une embolie et/ou une exposition à des risques biologiques.
- Vérifiez l'absence de fuite en aspirant et en vous assurant qu'il n'y a pas d'air emprisonné dans le système afin de minimiser le risque d'embolie et, dans de rares cas, de décès.
- Examinez attentivement le produit pour détecter la présence d'air emprisonné et éliminez complètement les bulles avant l'injection afin de minimiser le risque d'embolie et, dans de rares cas, de décès.

Outre le respect strict du mode d'emploi, si les seringues Namic RA se desserrent, entraînant un raccordement lâche ou une déconnexion complète pendant la mise en place de la procédure, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez et remplacez les seringues Namic RA.
2. Suivez les consignes d'utilisation normales, conformément à la notice d'utilisation, et poursuivez la mise en place de la procédure. Serrez à la main le raccord entre la seringue et le collecteur. Ne serrez pas excessivement.
3. Vérifiez que le raccordement de la seringue reste bien en place.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com



4. Assurez-vous que le système de collecteur a été rincé et purgé ses bulles avant utilisation.

5. Si la seringue de remplacement continue de présenter des signes de desserrage ou de déconnexion du système de collecteur, **NE L'UTILISEZ PAS**. Remplacez le collecteur ou l'ensemble du système de collecteur.

Si les seringues Namic RA se dévissent, entraînant un relâchement ou une déconnexion complète pendant l'intervention, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Débranchez le système de collecteur du patient.
2. Une fois le système de collecteur débranché, retirez et remplacez la seringue de contrôle.
3. Serrez à la main le raccord entre la seringue et le collecteur. Ne serrez pas trop.
4. Remplissez à nouveau le système de collecteur pour vous assurer que tout l'air a été éliminé avant utilisation.
5. Vérifiez que le raccordement des seringues Namic RA reste bien en place, sans signe de desserrage ou de déconnexion du collecteur, pendant la remise à niveau du système de collecteur.
6. Reprenez la procédure en suivant le protocole standard de raccordement du cathéter.
7. Si, après remplacement, les seringues Namic RA continuent de présenter des signes de desserrage ou se déconnectent du système de collecteur, **NE LES UTILISEZ PAS**. Remplacez l'ensemble du système de collecteur.

ACTIONS REQUISES :

Étape 1 : Veuillez prendre note de ce rappel et en informer tous les utilisateurs de votre établissement.

Étape 2 : Vérifiez immédiatement votre stock pour les numéros de référence et les numéros de lot concernés répertoriés aux pages 4 à 7. Mettez au rebut tous les produits concernés

Étape 3 : Veuillez remplir l'accusé de réception (*page 3*) et indiquer le nombre d'unités (*pages 4 à 7*) présentes dans votre stock. Ensuite, renvoyez les pages 3 à 7 par e-mail dès que possible, et **au plus tard le 27 mai 2026**.

Étape 4 : Si vous n'avez plus aucun des produits concernés en stock, veuillez également remplir l'Accusé de réception (*page 3*) et le renvoyer par e-mail dès que possible, et **au plus tard le 27 mai 2026**.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour trouver des seringues de remplacement, veuillez contacter votre délégué commercial Medline ou votre service client local Medline.

Les autorités compétentes concernées ont été informées de ce rappel.

Veuillez passer aux pages suivantes pour accuser réception de cet avis. Medline s'excuse pour les désagréments occasionnés par ce rappel et vous remercie de votre coopération.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





Cordialement,

Willem van Alst,
Sr. Manager Post Market Surveillance, Medline Europe

Cet avis de sécurité urgent et important s'adresse uniquement aux établissements ayant reçu les produits concernés.

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





**Veillez envoyer l'accusé de réception à l'adresse électronique suivante :
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com**

Référence Medline : FSN-26/04

Veillez remplir l'accusé de réception et l'Annexe 1, et renvoyer **les deux** par e-mail dès que possible, **mais au plus tard le 27 mai 2026**. Les produits concernés par ce rappel sont répertoriés dans l'Annexe (pages 4 à 7).

En remplissant et en signant cet accusé de réception, je confirme avoir lu et compris les instructions fournies. J'accuse réception de la FSN-26/04 en signant ce document et en le renvoyant à Medline.

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes concernées au sein de votre organisation ou à toute organisation vers laquelle les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés. (Le cas échéant)

Veillez transmettre cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette mesure a un impact. (Le cas échéant)

Veillez maintenir la vigilance concernant cet avis et les mesures qui en découlent pendant une période appropriée afin de garantir l'efficacité de la mesure corrective.

Veillez signaler tout incident lié au dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente le cas échéant, car cela fournit un retour d'information important.

Si vous êtes **un revendeur, un grossiste ou un distributeur** ayant fourni des produits concernés à d'autres établissements : conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, Article 14, paragraphe 4, veuillez distribuer cette notification à vos clients et confirmer à Medline qu'ils ont été informés en remplissant les informations ci-dessous et en les renvoyant à Medline par e-mail à : GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com.

Date : _____

Nom : _____

Poste : _____

Établissement ou entité commerciale : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de compte Medline : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

Signature : _____

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





Annexe 1

Référence	Numéro de lot	Qté en stock
65600171	0000069626, 0000071501, 0000072473, 0000073218, 0000075734, 0000075952, 0000076964	
65620932	0000069794, 0000071505, 0000079444, 0000091246, 0000095715, 0000097798, 0000100303, 0000104694	
65620936	0000069797, 0000071602, 0000073217, 0000073219, 0000074930, 0000077207, 0000079407, 0000081130, 0000088947, 0000100304, 0000101271	
65620937	0000079402, 0000083931, 0000087404, 0000089546, 0000097082, 0000103560, 0000105533, 0000106264, 0000117538, 0000122235, 0000123018, 0000132450, 0000133131, 0000137250, 0000139598, 0000145310, 0000147764	
65620979	0000069514, 0000072744, 0000073276, 0000073960, 0000075374	
70075027	77215, 79109, 82289, 84363, 90369, 107045, 114900, 120770, 122275, 125531, 125834, 132127, 132132, 135020, 135023, 137279, 141698, 141699, 144189, 147731, 149644, 151436, 156104, 156186, 156392, 156393, 158599, 159566, 161568, 165825, 167199, 176256, 176749, 187350	
70083007	77029, 81537, 84335, 87347, 89563, 113792, 115753, 122956, 127785, 131986, 158748, 175535, 187926	
70084007	78186, 81539, 84274, 86756, 89554, 94842, 96918, 105613, 109479, 111244, 114562, 115421, 117317, 118251, 120265, 120769, 121714, 123466, 124589, 131984, 131989, 138071, 140322, 142850, 147002, 152069, 162694, 173507, 174662, 174773, 176555, 178806, 189895	
70084017	84509, 86823, 95687, 165551, 165868, 166300	
70085007	74193, 77204, 77974, 79512, 83156, 85956, 86070, 86483, 90174, 90816, 90917, 92492, 94095, 96914, 98330, 99425, 100711, 100826, 101994, 113588, 116407, 116708, 117321, 119569, 120349, 121439, 121700, 123467, 124590, 126063, 127845, 132989, 134342, 134345, 134741, 136418, 138294, 141336, 147492, 149666, 150547, 152486, 152797, 155541, 156129, 156574, 158566, 164128, 166270, 167879, 167880, 168660, 170215, 170237, 171147, 172275, 173410, 187298, 187601, 187638	
70085107	75384, 96807, 133033, 147541, 154518, 167033, 179525	
70087007	75190, 75227, 78287, 89093, 90805, 90975, 93951, 94198, 94735, 96910, 101139, 101618, 105984, 106005, 107037, 109850, 110377, 111490, 111537, 112994, 113248, 113383, 113633, 117395, 121309, 122108, 123468, 124591, 127017, 128278, 129370, 130125, 132167, 134842, 138681, 140049, 153343, 156539, 157741, 159414, 166268, 167626, 167639, 169163, 172756, 176061, 178804, 182016, 186160, 187605	
70087107	78897, 148131, 157141, 163681, 167174, 168020, 170851, 176075, 182252, 192254	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





70088007	77187, 86247, 90162, 95619, 104749, 109521, 119070, 122098, 125541, 135421, 138529, 141833, 156061, 157744, 161113, 163952, 168023, 172923, 178145, 186934	
70095007	74195, 77218, 78891, 83117, 84495, 86795, 88301, 89971, 96912, 109777, 114876, 118512, 118674, 120001, 120780, 121233, 121698, 122711, 128697, 131996, 135597, 137025, 138175, 140916, 147679, 150532, 159176, 161098, 161137, 166266, 167160, 170152	
70095107	88193, 90703, 91441, 108589, 112295, 113957, 114591, 114910, 116253, 117305, 121678, 122871, 125011, 125016, 126248, 132001, 147323, 147489	
70097007	79553, 87472, 88541, 94831, 131995, 156391, 157135, 162685	
70097107	75365, 79731, 87346, 94790, 100287, 104614, 105597, 109564, 110688, 118408, 119439, 122041, 124165, 125525, 131987, 133030, 137305, 147507, 147678, 153736, 161611, 165564, 181799, 184713, 185058, 190607	
70098107	95693, 111595, 131985, 159175	
80075027	73773, 75166, 77039, 88354, 90588, 95298, 98304, 103809, 116987, 117782, 121306, 125285, 125804, 126247, 131716, 132243, 134967, 135264, 137714, 141733, 144473, 147785, 149296, 169772, 175145, 176267, 181484, 188304, 189612, 190429, 192341	
80083007	97388, 127072, 135012, 137004	
80084007	80553, 80919, 82969, 85041, 88044, 94514, 99870, 101882, 102372, 105155, 107328, 109442, 112810, 112966, 114317, 115744, 117572, 118722, 118962, 119950, 120931, 121305, 121393, 122583, 122606, 123102, 126198, 126566, 127132, 130798, 131678, 132838, 137176, 139543, 140507, 142057, 142279, 143110, 143264, 143714, 148872, 150059, 150488, 151054, 151295, 151300, 151768, 152754, 153438, 154148, 156028, 158045, 158122, 159113, 159652, 160479, 160753, 161269, 162083, 162090, 162336, 162895, 164540, 164541, 166504, 166983, 167995, 168000, 169147, 169560, 169793, 170823, 171778, 173402, 174087, 174697, 174747, 176011, 176240, 176850, 177923, 179193, 179414, 180511, 182186, 182779, 182782, 185643, 186234, 186874, 187362, 187363, 188837, 188842, 188845	
80084017	101535, 103862, 105095, 106954, 108237, 122887, 126590, 127159, 128360, 128852, 132717, 134047, 135616, 140813, 144899, 148530, 149322, 152430, 161279, 164538, 169107, 173193, 173256, 182141, 183619, 187345, 188399	
80085007	69912, 70209, 70784, 70861, 71257, 71264, 71267, 72311, 73893, 74209, 74673, 74674, 75332, 75764, 77366, 77812, 79410, 80614, 80615, 80915, 81405, 81771, 83753, 84309, 85601, 85648, 85686, 86214, 86721, 86834, 87070, 88596, 88657, 89423, 89903, 90105, 94136, 94420, 96230, 99930, 102515, 102993, 102995, 102996, 103488, 103555, 106721, 106964, 107510, 107536, 107959, 108049, 108050, 109430, 109592, 110369, 110800, 110820, 110918, 111345, 112227, 112968, 114117, 115122, 115130, 115133, 115715, 116669, 117287, 117333, 117592, 119131, 119132, 120359, 120378, 120379, 120477,	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





	<p>120926, 121795, 121799, 121856, 121863, 122659, 123853, 123896, 124655, 125050, 126181, 126182, 126183, 126184, 127096, 127134, 130082, 130189, 130543, 130888, 131003, 131298, 132780, 132835, 133210, 134869, 135426, 135751, 135757, 137216, 137259, 139521, 140407, 140436, 140460, 141378, 142312, 143949, 144525, 144816, 144858, 146335, 146688, 147279, 147758, 148526, 148881, 149157, 149356, 149534, 149591, 150043, 150047, 150277, 150927, 150974, 151304, 151311, 151562, 151735, 153278, 153284, 154621, 154788, 155411, 155753, 156008, 156801, 157245, 157352, 157358, 157585, 157587, 158717, 159713, 159723, 159984, 160326, 160371, 161181, 162113, 162661, 162717, 162771, 162801, 164285, 164301, 164302, 165507, 165537, 166941, 167627, 168370, 168574, 170238, 170490, 170657, 170658, 170774, 172184, 172253, 172513, 172514, 172515, 172517, 172518, 173418, 173434, 173451, 174052, 174053, 174725, 174726, 174727, 175214, 175215, 175384, 175424, 175529, 176612, 176730, 176735, 176752, 177132, 177400, 177401, 177413, 177961, 178119, 178736, 179115, 179339, 179394, 179845, 179890, 179892, 179934, 180103, 180117, 180167, 181513, 181515, 181778, 181916, 182018, 182891, 182911, 183051, 183052, 183327, 183346, 183527, 184160, 184623, 185644, 185648, 185650, 185749, 185759, 185769, 186949, 186950, 187389, 187394, 187519, 187575, 187576, 187577, 187578, 187579, 188490, 188841, 188887, 188910, 189111, 189112, 189155, 189196, 189197</p>	
80087007	<p>69251, 69917, 69924, 69955, 72771, 77785, 77961, 80251, 80640, 81441, 81509, 82978, 83583, 84511, 85710, 86143, 87262, 88591, 89167, 89223, 89900, 90951, 92215, 92427, 93891, 94516, 94933, 95447, 95467, 96380, 97051, 99609, 99610, 103018, 103037, 103071, 106714, 107645, 108268, 108568, 109958, 110755, 110822, 111582, 114281, 114307, 115713, 115967, 117330, 117797, 118671, 119940, 120026, 120051, 120053, 120316, 120975, 121434, 122584, 122603, 122604, 124663, 124680, 125249, 125286, 126308, 126556, 126585, 126586, 127955, 128344, 129498, 129499, 130238, 132000, 132003, 132374, 132699, 133607, 133695, 134500, 134502, 134897, 135265, 135316, 137719, 137820, 139116, 139172, 140262, 140397, 140962, 140966, 141839, 141861, 142855, 142869, 143982, 143993, 144660, 145515, 145586, 145926, 146475, 146982, 146986, 147169, 147982, 148028, 148577, 149312, 149318, 149583, 150969, 151045, 151063, 151741, 151761, 153191, 153280, 154083, 154130, 154176, 155027, 155028, 155581, 156012, 156816, 157314, 157315, 158415, 159552, 159560, 159582, 159978, 160369, 162471, 162480, 162481, 162624, 162625, 162649, 164092, 164096, 164097, 164098, 164291, 164356, 164369, 164412, 164549, 165293, 165504, 165591, 165654, 166238, 166269, 166502, 167633, 167696, 167868, 167920, 167921, 167958, 167971, 169151, 170064, 170157, 170159, 170191, 170618, 171787, 171814, 171818, 172763, 172766, 173231, 173232, 173233, 173234, 173247, 174297, 174299, 174312, 174326, 174327, 175651, 176231, 176507, 176617, 177589, 177957, 178097, 178099, 178800, 179118,</p>	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com





	179119, 179357, 179358, 179359, 179906, 179922, 180197, 181163, 181815, 182069, 182717, 182776, 182777, 182835, 183531, 183532, 183591, 183662, 184146, 184178, 184332, 184352, 184776, 184777, 185117, 185118, 185660, 185661, 186183, 186212, 186254, 186265, 186566, 186876, 187378, 187393, 187532, 187533, 187581, 187583, 187602, 187628, 188843, 188844, 188889, 189198, 189242, 189684, 189685, 189686	
80095007	105201, 106354, 112875, 114278, 123107, 125259, 143729, 145697, 157989, 161262, 162833, 162869, 164539, 172176, 172859, 176097, 178913, 181201, 181321, 185560	
80095107	75353, 76807, 77845, 78909, 80922, 82325, 86417, 91879, 92505, 94737, 96686, 97481, 100824, 103008, 104795, 107307, 109907, 112016, 114170, 114589, 116629, 117564, 120313, 120991, 121734, 125013, 126525, 128345, 129428, 131286, 132103, 136454, 139380, 143033, 143195, 144687, 144688, 145834, 150810, 151611, 151728, 153307, 153320, 154923, 154924, 162864, 163305, 163526, 164371, 165157, 166286, 167026, 167219, 169149, 170143, 170163, 175479, 176026, 177587, 177606, 179362, 180730, 181132, 182200, 185658, 190518, 191423	
80097107	77040, 103845, 108241, 109897, 112900, 124191, 131659	
636209321	0000069963, 0000071261, 0000072039, 0000075231, 0000076152, 0000103405, 0000106329, 0000109978, 0000112451, 0000116355, 0000119184, 0000124633, 0000133186, 0000140439, 0000144466, 0000157687, 0000162636, 0000167655, 0000168367, 0000177382	
656000780	0000094444, 0000096116, 0000099440, 0000116841, 0000118601, 0000119926, 0000146198	
656000784	0000069279, 0000072461, 0000076540, 0000082856, 0000087380, 0000088945, 0000106748	
656001716	0000070836, 0000073196, 0000077580, 0000078151, 0000078320	
656209310	0000069359, 0000073804, 0000082854, 0000091491	
656209312	0000069351, 0000072054, 0000073455, 0000082473, 0000099938, 0000104329	
656209328	0000069754, 0000071500, 0000073278, 0000077805, 0000082861, 0000083330, 0000084066, 0000086623, 0000091882	
656608749	23DBM397, 23FBE735, 24ABI614, 24BBK268, 24CBI159, 24CBM852, 24CBT018, 24EBH534, 24EBO034, 24FBD257, 24GBT180, 24IBA807, 24JBA692, 24JBN963	
6561062592	0000083925, 0000087874	
63620462A	0000069745, 0000074242, 0000075910, 0000076960, 0000083791, 0000091846, 0000094148, 0000094162, 0000097489, 0000120370, 0000121303, 0000127737, 0000145316, 0000148393, 0000157873, 0000161101, 0000165141, 0000169771, 0000171027, 0000172536, 0000176156, 0000177497, 0000178580, 0000189278	

Medline International France SAS

19 rue Stephenson
Immeuble Australia • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : +33 1 30 05 34 34 • Fax : +33 1 30 05 34 43
fr-customerservice@medline.com • fr.medline.eu
Numéro au registre du commerce : 408.537.249 R.C.S. Versailles

Quality & Regulatory Affairs Dept.

5 Rue Charles Lindbergh • 44110 Châteaubriant
Tél : +33 (0)2 44 05 30 67
Tél : +33 (0)2 44 05 30 68
GMB-EU-FSN-FSCA-CHBT@medline.com

