



HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
61 Boulevard Pinel
69500 BRON

Bron, le 18/06/2026,

Référence avis : 260618-HCL-Avis de sécurité

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

Pancarte IDE

**Reprise d'une ligne de prescription de Perfusion/PSE/Pompe suspendue
et modification de la ligne concomitantes**

**Absence de prise en compte des modifications apportées à la ligne pour l'occurrence administrable
au moment de la reprise**

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*Prescripteurs, Pharmaciens, IDE*)

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module *LAPCMP d'EASILY*. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont :

- V8.1.x, V9.0.x
- V8.0.x (non maintenue)

NB : la V10.0 (HCL uniquement) n'est pas concernée par ce dysfonctionnement

NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement au niveau de la pancarte IDE.
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'erreur médicamenteuse**.

Lors de l'exécution de la séquence suivante :

1. Prescription
 - a. Prescription d'une ligne de prescription de type Perfusion/PSE/Pompe continue
 - b. Suspension de la ligne de prescription
 - c. Signature de la prescription
 - d. Reprise de la ligne de prescription
&
Modification de la ligne de prescription **concomitantes**
 - e. Signature de la prescription
2. Pancarte IDE
 - ⇒ Si une occurrence était en cours d'exécution à la date-heure de la reprise (que celle-ci ait été arrêtée, clampée ou maintenue par l'IDE suite à la suspension)
 - ⇒ La modification demandée par le prescripteur n'est pas appliquée à cette occurrence
 - ⇒ La modification demandée par le prescripteur est appliquée à partir de l'occurrence ou du remplacement du composant qui suit l'occurrence en cours au moment de la reprise

Vous trouverez en annexe à ce document un exemple illustrant l'anomalie.



ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Dans l'attente de la livraison d'un correctif

Conduite à tenir pour les prescripteurs

Lors de la reprise d'une ligne de prescription de types Perfusion, PSE ou Pompe

Signer une première fois la prescription

Apporter la modification voulue à la ligne reprise

Signer une seconde fois la prescription

Conduite à tenir pour les IDE

Vigilance au moment de l'administration d'une ligne de prescription de type Perfusion, PSE, Pompe suspendue puis reprise

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

Un correctif a été développé pour les versions maintenues.

V8.1.x

Le correctif est disponible (Référence 792113)

Package CS_TempetePlus v08.08.20

Version V08.01.00.25_HotFix14 (CU25/HF14)

V9.0.x

Le correctif est disponible (Référence 792110)

Package CS_TempetePlus v08.20.14

Version V09.00.00.11_HotFix04 (CU11/HF4)

NB : la version 8.0.x n'étant plus maintenue et le bogue étant également présent sur celle-ci, il est demandé aux utilisateurs concernés de migrer vers une version maintenue.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.


Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.


Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques


EXEMPLE ILLUSTRANT L'ANOMALIE

Prescription	Posologie	Durée
Pompe - Pompe avec bolus - voie IV		pendant tout le séjour à partir du 11/05/2026 17:00
 Morphine chlorhydrate 10 mg/ml solution injectable	50 mg (1 mg/mL)	
Sodium chlorure 0,9 % solution injectable (volume > ou = 50 ml)	50 mL (volume total)	
Débit :	débit : 0,5 mL/h dose bolus : 1mL période réfractaire : 7 min dose maximale : 40 mL/4h dose de charge : 0mL	
<i>Suspension à partir du 13/05/2026 à 16:32</i>		


Prescription initiale suspendue

Prescription	Posologie	Durée
Pompe - Pompe avec bolus - voie IV		pendant tout le séjour à partir du 14/05/2026 10:00
 Morphine chlorhydrate 10 mg/ml solution injectable	25 mg (0,5 mg/mL)	
Sodium chlorure 0,9 % solution injectable (volume > ou = 50 ml)	50 mL (volume total)	
Débit :	débit : 0,25 mg/h dose bolus : 0,5mg période réfractaire : 7 min dose maximale : 20 mg/4h dose de charge : 0mg	
<i>Suspension à partir du 13/05/2026 à 16:32, reprise le 14/05/2026 à 09:07</i>		

Prescription reprise + modification (50 -> 25mg de morphine)



⇒ La modification de dose n'est pas prise en compte par l'occurrence en cours d'administration au moment de la reprise



⇒ La modification de dose est prise en compte à partir de l'occurrence qui suit l'occurrence en cours d'administration