

À l'attention du Chargé de
matériorigilance/de la Pharmacie centrale/
du département de stérilisation

Saint-Priest, le 22 juillet 2026

URGENT – INFORMATION DE SÉCURITÉ
MISE À JOUR DE LA FSN 2026-HHE-004_005
Système d'écarteurs chirurgicaux Integra® Omni-Tract®

Fabricant légal :

Integra LifeSciences Corporation
4900 Charlemar Drive, Building A - Cincinnati, Ohio 45227 USA

Représentant CE :

Integra LifeSciences Services (France) SAS - Immeuble Séquoia 2 - 97 Allée Alexandre Borodine -
69800 Saint Priest, France - SRN : FR-AR-000002474

Dispositif médical :

Le système d'écarteur chirurgical Integra® Omni-Tract est un système d'écarteur monté sur table, utilisé pour assurer une rétraction stable lors d'une intervention chirurgicale invasive par approche antérieure afin de rétracter provisoirement des tissus et des organes et permettre ainsi une visualisation directe sans obstacle des tissus et des organes cibles, y compris le rachis.

Principales applications cliniques du dispositif :

Les rétracteurs montés sur table Omni-Tract® Integra® sont destinés à fournir une rétraction stable pendant les interventions chirurgicales invasives pour permettre la rétraction temporaire et la visualisation directe des tissus et organes cibles.

Références concernées :

Les produits concernés sont répertoriés dans l'annexe 2.

Cher client Integra,

Integra LifeSciences vous informe de la mise à jour de l'information de Sécurité initiée le 11 juin 2026 concernant le système d'écarteur chirurgical Integra® Omni-Tract®.

Nous souhaitons vous informer que des tests de stérilisation supplémentaires ont validé l'utilisation d'un conteneur rigide avec les paramètres du cycle de stérilisation par pré-vide répertoriés dans le Tableau 2A.

À la suite de ces informations supplémentaires, Integra LifeSciences publie une nouvelle mise à jour du mode d'emploi (IFU) du système d'écarteur chirurgical Integra® Omni-Tract® afin d'inclure les paramètres de stérilisation par pré-vide lors de l'utilisation d'un conteneur rigide.

Dans la communication publiée le 11 juin 2026, Integra LifeSciences n'avait fourni des temps de séchage validés que pour les plateaux de stérilisation emballés sous champ en polypropylène.

Ces mises à jour sont destinées à garantir que les dispositifs et composants Omni-Tract® sont correctement séchés pendant la stérilisation.

Les produits concernés par cette correction du mode d'emploi sont accessibles en annexe 2.

Tableau 1 : Informations sur la distribution du produit

Numéro de produit du fabricant (référence catalogue)	Nom du produit (description)	Numéro IDU	Numéro de lot
Voir la liste jointe (Annexe 2)	Système d'écarteurs chirurgicaux Integra® Omni-Tract®	Voir la liste ci-jointe	Tous les numéros de lot

Risques pour la santé :

L'humidité résiduelle peut augmenter le risque de perte d'intégrité de la barrière stérile, ce qui peut entraîner un transfert de contamination. Cela peut conduire à l'utilisation de dispositifs non stériles et/ou de dispositifs non propres/contaminés lors d'une intervention. Les préjudices peuvent être une infection, une réaction tissulaire indésirable ou une inflammation. À ce jour, aucune plainte ni aucun événement indésirable n'ont été signalés.

Nos dossiers indiquent que nous avons expédié à votre établissement des produits concernés par cette correction du mode d'emploi (IFU). Par conséquent, nous vous demandons de suivre les mesures ci-dessous, de remplir le formulaire d'accusé de réception inclus dans l'**Annexe 1** et de le renvoyer à Integra LifeSciences.

Clients/Établissement médical – Mesures à prendre :

1. Si votre établissement a validé son propre processus de stérilisation, il est laissé à votre discrétion de suivre votre processus validé, tout en sachant qu'Integra LifeSciences n'a validé que le processus de stérilisation indiqué ci-dessous.
2. Si une méthode de stérilisation par gravité est utilisée, cessez immédiatement son utilisation.
3. **Notez la modification apportée à la section relative à la stérilisation ci-dessous concernant les Instructions générales de stérilisation récemment révisées (40-9015 Rév. BAB) ou leur version précédente (40-9015 Rév. BAA), ainsi que le mode d'emploi du système d'écarteur Mini Wishbone® 40-6008 Rév. AAB/Rév. AAA.**

Sterilisation

Après un nettoyage approprié avant la stérilisation, utilisez un conteneur rigide ou un emballage de stérilisation avec un plateau de stérilisation pour garantir que les composants et les dispositifs ne sont pas endommagés lors du transport vers et depuis le stérilisateur.

Méthodes de stérilisation à la vapeur :

Les procédures de validation du procédé ont suivi les normes ANSI/AAMI ST79 pour le vide préalable. Les essais de stérilisation sont conformes à la norme ISO 17665:2024, Annexe B.

La stérilisation à la vapeur est la méthode validée pour la stérilisation des produits Omni-Tract dans un conteneur rigide approuvé ou un plateau sous emballage polypropylène.

Aucune autre méthode n'a été validée et approuvée pour utilisation avec les produits Omni-Tract.

REMARQUE : La température des instruments, quel que soit le cycle de stérilisation utilisé, sera trop élevée pour une utilisation immédiate. Laissez refroidir suffisamment avant utilisation.

- Pré-vide - Conteneur rigide :**

En cas d'utilisation d'un conteneur de stérilisation rigide, utilisez l'un des cycles de stérilisation par pré-vide répertoriés dans le **Tableau 2A** ci-dessous pour vous assurer que les systèmes d'écarteurs chirurgicaux Omni-Tract sont correctement stérilisés après utilisation.

Tableau 2A : Paramètres du cycle de stérilisation par pré-vide avec conteneur rigide

Type de cycle	Température	Temps d'exposition	Durée de séchage (minimum)
Vide préalable	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes
Vide préalable	134 °C (273 °F)	3 minutes	30 minutes
Vide préalable	134 °C (273 °F)	18 minutes	30 minutes

- Pré-vide - Plateau enveloppé de polypropylène :**

Si vous utilisez un plateau enveloppé de polypropylène, utilisez l'un des cycles de stérilisation par pré-vide répertoriés dans le Tableau 2B ci-dessous pour garantir que les systèmes d'écarteurs chirurgicaux Omni-Tract sont correctement stérilisés après utilisation.

Tableau 2B : Paramètres du cycle de stérilisation par pré-vide avec plateau de stérilisation emballé

Type de cycle	Température	Temps d'exposition	Durée de séchage (minimum)
Vide préalable	132 °C (270 °F)	4 minutes	90 minutes
Vide préalable	134 °C (273 °F)	3 minutes	110 minutes
Vide préalable	134 °C (273 °F)	18 minutes	120 minutes

REMARQUE : Des dispositions nationales peuvent s'appliquer en termes de température et durée de maintien du plateau de stérilisation pour la stérilisation des dispositifs médicaux en stérilisateur à vapeur d'eau qu'il convient de respecter.

4. Complétez le formulaire d'accusé de réception figurant à l'Annexe 1 et renvoyez-le à Integra LifeSciences. Le renvoi de ce formulaire confirme qu'Integra a communiqué ces informations de manière efficace auprès de votre établissement.
5. Disponibilité de l'IFU mis à jour : obtenez le mode d'emploi (IFU) mis à jour via le lien fourni ci-dessous :

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

(REMARQUE : LE MODE D'EMPLOI (IFU) MIS À JOUR SERA DISPONIBLE SUR LE SITE WEB INDIQUÉ CI-DESSUS LE 18/08/2026)

1. Sélectionner le pays et la langue appropriés
2. Dans le champ « terme de recherche », saisir « Omni-tract »
3. Cliquer sur la loupe pour rechercher l'IFU

● Search Term

Omni-Tract



Dans l'intervalle, suivre les instructions de cette FSN.

À l'attention des Distributeurs uniquement :

1. Veuillez transmettre cet avis à vos clients
 2. Créez votre propre formulaire d'accusé de réception pour les clients concernés.
 3. Remplissez le formulaire d'accusé de réception du Distributeur inclus dans l'Annexe 1 et renvoyez-le à Integra.
-

En remplissant ce formulaire, vous confirmez la réception de cet avis de sécurité et l'intention de vous y conformer pleinement. **Nous attendons une réponse dans les 3 semaines.** Vous confirmez également que cet avis a été transmis à chaque personne concernée de votre établissement.

Nous vous recommandons de conserver une copie du formulaire pour vos archives personnelles. La réception de ce formulaire assure qu'Integra a mené une communication efficace de ces informations.

Les autorités nationales compétentes peuvent effectuer des audits d'actions correctives de ce type afin de vérifier que nos clients ont bien été informés et ont compris la nature de l'action corrective menée.

L'autorité compétente de votre pays a été informée de cette action corrective de sécurité.

Nous vous remercions de votre coopération dans le déroulement de cette action corrective de sécurité, ainsi que pour le renvoi du Formulaire de retour.

Notez que le contenu de cette action corrective de sécurité sur le terrain sera ajouté sous la forme d'une note d'information à chaque produit expédié sur commande, jusqu'à ce que les produits contiennent le mode d'emploi (IFU) mis à jour et que les approbations pertinentes soient obtenues dans votre pays, le cas échéant.

N'hésitez pas à contacter notre service de surveillance post-commercialisation à l'adresse emea-fsca@integralife.com pour toute question supplémentaire. Nous apprécions votre coopération et vous remercions pour votre collaboration durable.

Cordialement,
Service de surveillance post-commercialisation

Annexe 1 : Formulaire de réponse à l'avis de sécurité (client ou distributeur)

Annexe 2 : Produits concernés

FORMULAIRE DE REPONSE CLIENT

1. Informations sur l'avis relatif à la sécurité (FSN)	
Numéro de référence de l'avis relatif à la sécurité	FSN-2026-HHE-004_005 A
Date de l'avis de sécurité	22/07/2026
Nom du dispositif	Écarteur chirurgical Integra® Omni-Tract®
Code produit	Voir l'Annexe 2
2. Coordonnées du client	
Numéro de compte	
Nom de l'établissement de santé*	
Adresse de l'établissement*	
Service/unité	
Adresse de livraison si différente de celle mentionnée ci-dessus	
Contact*	
Titre ou fonction	
Numéro de téléphone*	
Adresse électronique*	
3. Action du client entreprise pour le compte de l'organisation de soins de santé	
☐	J'accuse réception de l'avis relatif à la sécurité et confirme avoir lu et compris son contenu.
☐	J'ai effectué toutes les actions requises par l'avis relatif à la sécurité.
☐	Les informations et les actions requises ont été portées à la connaissance de tous les utilisateurs concernés et exécutées.
☐	Je ne possède pas de produits concernés.
Nom en majuscules*	
Signature*	
Date*	
4. Renvoyer l'accusé de réception à l'expéditeur	
E-mail	emea-fsca@integralife.com
Service d'assistance téléphonique des distributeurs	+33 (0)6 30 20 69 66
Adresse postale	Service de surveillance post-commercialisation Integra Immeuble Séquoia 2 - 97, allée Alexandre Borodine Parc technologique de la Porte des Alpes, 69800 Saint-Priest, France
Portail Web	https://integralife.com
Date limite de retour du formulaire de réponse du client*	26/08/2026

Les champs obligatoires sont marqués d'un *

Il est essentiel que votre établissement prenne les mesures énoncées dans l'avis relatif à la sécurité et accuse réception de celui-ci. La réponse de votre établissement constitue la preuve dont nous avons besoin pour suivre l'avancement des actions correctives.

ANNEXE 2 : Produits concernés

Référence	Nom et description du produit	UDI
3055	Ensemble de support, articulation simple	10381780268505
3069	Ensemble tige de porte-lame, 9 po (22,9 cm)	10381780268512
3076	Ensemble barre transversale, standard	10381780268529
3092	Lame hépatique Doherty GHL, 4-1/4 po x 3 po (10,8 cm x 7,6 cm) avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780268550
3093	Lame hépatique Lechner-Harrington, 5 po x 3-1/2 po (12,7 cm x 8,9 cm) avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780268567
3096	Écarteur fixe Mayo, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268581
3098	Lame pivotante Fence, 4 po x 6 po (10,2 cm x 15,2 cm) avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780268598
3099	Écarteur fixe splanchnique, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268604
3137	Lame pivotante Finger Fence avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780268697
3142	Lame pivotante Mayo large avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 3,5 po x 2,75 po (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780268710
3146	Écarteur fixe Kelly modifié, 3 po x 3,5 po (7,6 cm x 8,9 cm)	10381780268734
3148	Écarteur fixe Kelly modifié, 3 po x 4 1/2 po (7,6 cm x 11,4 cm)	10381780268758
3176	Lame pivotante Mayo large et profonde avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 3,5 po x 4 po (8,9 cm x 10,2 cm)	10381780268826
3177	Ensemble bras porte-lame, micro-réglable	10381780268833
3185	Écarteur fixe Deaver, 1 po x 5 po (2,5 cm x 12,7 cm)	10381780268857
3201	Écarteur splanchnique fixe, 2 po x 4-1/2 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268871
3203	Écarteur fixe pour veine rénale, 1 po x 4,5 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268888
3216	Lame pivotante pour veine rénale avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1 po x 4,5 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268895
3217	Lame pivotante pour veine rénale avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268901
3218	Lame splanchnique pivotante avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 4,5 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268918
3219	Lame pivotante pour veine splanchnique avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268925
3220	Écarteur pivotant Richardson, 1,5 po x 1,5 po (3,8 cm x 3,8 cm)	10381780268932
3274	Écarteur fixe Deaver, 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780268994
3335	Écarteur pivotant Mayo, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269045
3336	Mini-écarteur Mayo, 2,75 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269052
3342	Écarteur à râteau, 7/8 po x 1/2 po (2,2 cm x 1,3 cm), courbe, mini	10381780269076
3343	Écarteur pivotant Richardson, 1 po x 2 po (2,5 cm x 5,1 cm), mini	10381780269083
3398	Écarteur fixe Harrington, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269212
3424	Ensemble bac et couvercle de stérilisation, 12 po x 18 po (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780269243
3426	Écarteur pivotant pour veine rénale en aluminium, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269250
3483	Mini-écarteur pivotant Mayo, 2 po x 2 po (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780269267
3485	Mini-écarteur pivotant Mayo, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269274
3520	Kit de réparation de joint torique, Ø ext. 0,50 po x Ø 0,070 po (Ø ext. 1,3 cm x Ø 0,18 cm)	10381780282273
3529	Écarteur splanchnique, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269281
3530	Écarteur fixe pour veine rénale, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269298
3531	Écarteur Deaver, 2-3/4 po x 8 po (7,0 cm x 20,3 cm)	10381780269304
3532	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269311
3533	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 3 po x 8 po (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780269328
3534	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 4 po x 8 po (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269335
3535	Lame pivotante Fence avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 4 po x 8 po (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269342
3536	Écarteur pivotant Mayo, 3,5 po x 2,75 po (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780269359
3537	Lame pivotante malléable prostatique Marshall avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780269366
3555	Montant de champ stérile Omni-Clamp, 0,75 po x 0,50 po (1,8 cm x 1,3 cm)	10381780269373
3557	Bras mécano-soudé, 0,375 po (1,0 cm)	10381780269380
3565	Mini-pince circulaire, monobloc	10381780269397
3570	Cadre en croissant avec bras, monobloc, mini	10381780269403
3575	Ensemble Wishbone, captif	10381780269410
3586	Ensemble de clamp circulaire	10381780269427

Référence	Nom et description du produit	UDI
3588	Bras d'extension articulé	10381780269434
3590	Écarteur pivotant inguinal, 1-1/2 po x 3-1/2 po (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780269441
3592	Lame pivotante fendue malléable, avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 6-1/2 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269458
3593	Lame pivotante fendue malléable, avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 3 po x 6-1/2 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269465
3594	Écarteur Richardson Stoney 3/4 po x 2-1/2 po (1,9 cm x 6,4 cm), micro-ajustable	10381780269472
3595	Quick Clamp, monobloc	10381780269489
3596	Lame pivotante Harrington Sweetheart, avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269496
3597	Lame pivotante Harrington Sweetheart avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2,5 po x 7 po (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269502
3601	Lame splanchnique pivotante avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269519
3602	Lame splanchnique pivotante avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1,5 po x 4 po (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269526
3605	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 0,75 po x 4 po (1,9 cm x 10,2 cm)	10381780269557
3610	Ensemble pince et bloc	10381780269564
3614	Écarteur pivotant Mayo, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm), mini	10381780269571
3616	Écarteur pivotant malléable, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269588
3618	Écarteur malléable pivotant, 1/2 po x 1 po (1,3 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269595
3620	Écarteur pivotant Mayo, 2 po x 1-1/2 po (5,1 cm x 3,8 cm) Mini	10381780269601
3622	Support de lame avec molette 3626, 6 po (15,2 cm)	10381780269618
3623	Support de lame avec molette 3626, 9 po (22,9 cm)	10381780269625
3626	Bouton de porte-lame pivotant	10381780269649
3630	Bouton de micro-réglage	10381780269656
3631	Ensemble boulon, I.M.A. Fixation	10381780269663
3635	I.M.A. Pince rail	10381780269670
3640	Montant coudé, I.M.A.	10381780269687
3647	Montant en T avec ensembles de pinces, réglables	10381780269694
3650	I.M.A. Ensemble de râteau, dents mousses, carrées	10381780269700
3700	Montant de champ stérile Omni-Clamp, 15-3/4 po (40,0 cm)	10381780269717
3720	Lapo-Clamp (support d'endoscope) 5,0 mm/10,0 mm	10381780269724
3732	Bras coudé	10381780269731
3740	Flex clamp	10381780269748
3759	Bras latéral coudé, 8 po x 18 po (20,3 cm x 45,7 cm)	10381780269755
3761	Ensemble bouton, Omni-Clamp	10381780269762
3765	I.M.A. Ensemble râteau, dents pointues, courbe	10381780269786
3772	Écarteur pivotant à grille, 4 po x 6 po (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780269793
3774	Écarteur splanchnique pivotant, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780269809
3780	Pince Mini Quick Clamp monobloc	10381780269816
3782	Écarteur pivotant pour veine rénale, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780269823
3784	Écarteur pivotant Deaver, 2-3/4 po x 4-1/2 po (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780269830
3786	Écarteur pivotant pour veine rénale, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780269847
3788	Écarteur pivotant malléable à fente, 2 po x 6-1/2 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269854
3790	Écarteur malléable fendu et pivotant, 3 po x 6-1/2 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269861
3792	Écarteur Marshall pour vessie, malléable et pivotant, 3 po x 6 po (7,6 cm x 15,2 cm)	10381780269878
3794	Écarteur pivotant Harrington Sweetheart, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269885
3796	Écarteur pivotant Harrington Sweetheart, 2-1/2 po x 7 po (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269892
3798	Écarteur splanchnique pivotant, 1-1/2 po x 4 po (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269908
3800	Écarteur splanchnique pivotant, 1-1/2 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269915
3812	Écarteur malléable pivotant, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269960
3814	Écarteur malléable pivotant, 1 po x 5 po (2,5 cm x 12,7 cm) Mini	10381780269977
3816	Écarteur malléable pivotant, 1 x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm) Mini	10381780269984
3824	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm) Mini	10381780270027
3848	Écarteur pivotant Deaver, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270041
3860	Écarteur pivotant postérieur, 1-3/4 po x 4 po (4,5 cm x 10,2 cm)	10381780270089

Référence	Nom et description du produit	UDI
3862	Écarteur pivotant Kelly modifié, 3 po x 2-1/2 po (7,6 cm x 6,4 cm)	10381780270096
3864	Écarteur pivotant Kelly modifié, 3 po x 4 po (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780270102
3870	Écarteur pivotant malléable, 1-1/2 po x 7 po (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780270133
3872	Écarteur malléable pivotant, 2 po x 6 1/2 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270140
3874	Écarteur malléable pivotant, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270157
3886	Écarteur splanchnique pivotant, 1-1/2 po x 3-1/2 po (3,8 cm x 8,9 cm) MINI	10381780270218
3888	Écarteur splanchnique pivotant, 2 po x 4-1/2 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270225
3890	Ensemble support d'instrument	10381780270232
3892	Écarteur pivotant Fence, 4 po x 5 po (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780270249
3900	Lapo-Clamp II (support d'instrument)	10381780270256
3909	Écarteur Kelly pivotant, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270294
3910	Support lame FastSnap	10381780270300
3911	Écarteur malléable à fente et pivotant, 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270317
3914	Écarteur de Cloward, 0,5 po x 3 po (1,3 cm x 7,6 cm)	10381780270324
3915	Écarteur conique Cloward, 0,75 po x 1,25 po (1,9 cm x 3,2 cm)	10381780270331
3916	Écarteur conique Cloward, 0,75 po x 1,5 po (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780270348
3917	Écarteur latéral à rebord, 0,75 po x 2 po (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270355
3918	Écarteur latéral à rebord, 1 po x 2 po (2,5 cm x 5,1 cm)	10381780270362
3919	Écarteur latéral à rebord, 1 po x 3 po (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270379
3921	Écarteur médial, 1,25 po x 2,75 po (3,2 cm x 7,0 cm)	10381780270386
3922	Écarteur médial, 1,5 po x 2,75 po (3,8 cm x 7,0 cm)	10381780270393
3923	Écarteur médial, 1,5 po x 3,5 po (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780270409
3924	Écarteur malléable sous-mandibulaire, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270416
3925	Lame malléable sous-mandibulaire, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270423
3926	Écarteur Meyerding, mousse, 1 po x 3 po (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270430
3927	Écarteur Meyerding, mousse, 2 po x 2,5 po (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270447
3928	Écarteur Meyerding, mousse, 2 po x 3 po (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270454
3929	Écarteur Richardson, 3/4 po x 2 po (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270461
3931	Écarteur Meyerding modifié, droit	10381780270478
3932	Écarteur Meyerding modifié, gauche	10381780270485
3974	Écarteur pivotant Mayo, aluminium, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780270492
3975	Écarteur pivotant Mayo, aluminium, 3-1/2 po x 2 po (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780270508
3976	Écarteur pivotant Fence, aluminium, 4 po x 6 po (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780270515
3977	Écarteur splanchnique pivotant, aluminium, 2 po x 4-1/2 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270522
3978	Écarteur splanchnique pivotant, aluminium, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270539
3979	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, (1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270546
3980	Écarteur pivotant Deaver, aluminium, 2-3/4 po x 4-1/2 po (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780270553
3981	Écarteur pivotant malléable, aluminium, 2 po x 6-1/2 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270560
3983	Écarteur pivotant Harrington Sweetheart, aluminium, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270584
4017	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, 1 po x 4 1/2 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270591
4019	Écarteur splanchnique pivotant, aluminium, 1-1/2 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270614
4020	Ensemble Wishbone standard, réglable avec bras coudé	10381780270621
4040	Ensemble SnapClamp	10381780270638
4070	Omni-Ring, rond, 12 po (30,5 cm) avec bras	10381780270645
4080	Montant de champ stérile Fast System	10381780270652
4090	Omni-Ring, ovale, 12 x 18 po (30,5 x 45,7 cm)	10381780270669
4547	Pince universelle pour rail	10381780270683
4571	Montant pour champ stérile, écarteur de hanche	10381780270690
4592	Écarteur de hanche Mulier, 1 po x 2,5 po (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270706
4593	Écarteur de hanche Mulier, 1 po x 3,5 po (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270713
4594	Écarteur de hanche Mulier, 1 po x 4,5 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270720
4595	Écarteur de hanche Mulier, 1 po x 5,5 po (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270744
4597	Écarteur de hanche Mulier, 2 po x 3,5 po (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270768
4598	Écarteur de hanche Mulier, 2 po x 4,5 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270775
4599	Écarteur de hanche Mulier, 2 po x 5,5 po (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270782

Référence	Nom et description du produit	UDI
4600	Écarteur de hanche Meyerding, 1 po x 2,5 po (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270799
4601	Écarteur de hanche Meyerding, 1 po x 3,5 po (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270805
4602	Écarteur de hanche Meyerding, 1 po x 4,5 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270812
4604	Écarteur de hanche Meyerding, 2 po x 2,5 po (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270836
4605	Écarteur de hanche Meyerding, 2 po x 3,5 po (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270843
4606	Écarteur de hanche Meyerding, 2 po x 4,5 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270850
4607	Écarteur de hanche Meyerding, 2 po x 5,5 po (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270867
4621	Crochet osseux, profondeur 4 po (10,2 cm)	10381780270881
4622	Crochet osseux, profondeur 5 po (12,7 cm)	10381780270898
4637	Écarteur pivotant Fence Finger, 2,63 po x 6 po (6,7 cm x 15,2 cm)	10381780270904
4920	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm), non malléable	10381780270911
4921	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm), non malléable	10381780270928
4922	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm), non malléable	10381780270935
4927	Écarteur pivotant pour veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm), non malléable	10381780270942
4928	Écarteur pivotant pour veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm), non malléable	10381780270959
4929	Écarteur pivotant pour veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm), non malléable	10381780270966
4932	Lame pivotante pour veine rénale, acier inoxydable, avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1 po x 6 po (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270980
4933	Lame pivotante pour veine rénale avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780270997
4935	Écarteur de veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm), fixe	10381780271000
4936	Écarteur de veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm), non malléable	10381780271017
4937	Écarteur de veine rénale, acier inoxydable, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,2 cm), non malléable	10381780271024
4940	Barre transversale articulée	10381780271031
4943	Barre transversale, BF-200	10381780271048
4944	Support de champ stérile à double clamp	10381780271055
4950	Sangle Arthro	10381780268413
4954	Ensemble de serrage, Stoney Richardson	10381780271062
4956	Écarteur à micro-ajustement Stoney Richardson, 0,75 po x 2,5 po (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780271079
4957	Écarteur pivotant à griffes, 7/8 po x 1 po (2,2 cm x 2,5 cm), courbe, petit	10381780271086
4958	Écarteur pivotant à râteau, 7/8 po x 1/2 po (2,2 cm x 1,3 cm), courbe, petit	10381780271093
4959	Écarteur pivotant Richardson, 3/4 po x 1 po (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780271109
4960	Écarteur pivotant Richardson, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271116
4961	Écarteur pivotant Richardson, 1 po x 2 po (2,5 cm x 5,1 cm), petit	10381780271123
4962	Écarteur splanchnique pivotant, 1-1/2 po x 3-1/2 po (3,8 cm x 8,9 cm), petit	10381780271130
4963	Écarteur pivotant malléable, 1/2 po x 1 po (1,3 cm x 2,5 cm), petit	10381780271147
4964	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 2 po (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780271154
4965	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 3 po (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780271161
4966	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 4 po (1,9 cm x 10,2 cm), petit	10381780271178
4967	Écarteur malléable pivotant, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm), petit	10381780271185
4968	Écarteur pivotant malléable, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm), petit	10381780271192
4969	Écarteur pivotant malléable, 1 po x 5 po (2,5 cm x 12,7 cm), petit	10381780271208
4970	Écarteur malléable pivotant, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm), petit	10381780271215
4971	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 po x 3 po (3,8 cm x 7,6 cm), petit	10381780271222
4972	Écarteur pivotant malléable, (1-1/2 po x 4 po (3,8 cm x 10,2 cm), petit	10381780271239
4973	Écarteur pivotant malléable, 1-1/2 po x 5 po (3,8 cm x 12,7 cm), petit	10381780271246
4974	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm), petit	10381780271253
4975	Écarteur pivotant postérieur, 1-3/4 po x 3 po (4,4 cm x 7,6 cm), petit	10381780271260
4976	Écarteur pivotant postérieur, 1-3/4 po x 4 po (4,4 cm x 10,2 cm), petit	10381780271277
4977	Écarteur pivotant antérieur, 1-1/2 po x 3 po (3,8 cm x 7,6 cm), petit	10381780271284
4978	Écarteur pivotant Mayo, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm), petit	10381780271291
4979	Écarteur pivotant Mayo, 2 po x 1-1/2 po (5,1 cm x 3,8 cm), petit	10381780271307

Référence	Nom et description du produit	UDI
4980	Écarteur pivotant Mayo, 2 po x 2 po (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780271314
4981	Écarteur pivotant Mayo, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm), petit	10381780271321
4985	Ensemble Wishbone, petit	10381780271338
4988	Bras d'extension Fast-System, 20 po (50,8 cm)	10381780271345
10244	Tige pour champ stérile Omni-Flex	10381780271369
10269	Bras de cadre Wishbone standard	10381780271376
10270	Bras de cadre Wishbone, petit	10381780271383
10272	Ensemble de serrage à sangle	10381780268420
10385	Lame de Hohmann à double pointe	10381780271390
10386	Lame de Hohmann à pointe unique	10381780271406
10387	Lame PCL à double extrémité	10381780271413
10388	Lame PCL à extrémité unique	10381780271420
10389	Râteau mousse, profondeur 3/4 po (1,9 cm)	10381780271437
10390	Râteau mousse, profondeur 1,25 po (3,2 cm)	10381780271444
10391	Râteau mousse, profondeur 2-3/8 po (6,0 cm)	10381780271451
10419	Ensemble bras de cadre Cinch	10381780271475
11030	Ensemble pince latérale à encliquetage	10381780271529
11050	Bras de support Omni-Flex	10381780271550
11070	Bras d'extension, diamètre 0,75 po (1,9 cm), longueur 20 po (50,8 cm)	10381780271567
11119	SideSnap A.B.H.	10381780271574
11121	Bras d'extension articulé, 19 po (48,3 cm)	10381780271581
11182	Sangles de rechange Omni-Flex, 12 po (30,5 cm), SACHET DE 12	10381780268437
11183	Sangles de rechange Omni-Flex, 27 po (68,6 cm), SACHET DE 12	10381780268444
11184	Bras support Speed-Tract	10381780271598
11275	Coupleur Speed-Tract, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271604
11306	Lame rénale radiotransparente, aluminium, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780271673
11308	Lame radiotransparente splachnique, aluminium, 2 po x 4,5 po (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780271680
11309	Lame radiotransparente splachnique, aluminium, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271697
11321	Speed-Tract, mât de champ stérile, avec raccord - 18 po (45,7 cm)	10381780271703
11340	GhostTract, porte-lame carré	10381780271710
11352	Speed-Tract, montant de champ stérile, avec coupleur - 24 po (61,0 cm)	10381780271727
11355	Plateau GHOSTRACT	10381780271734
11360	GHOSTRACT, ensemble porte-lame rond	10381780271741
11382	Barre transversale droite, Ø 0,500 po x 29 po (1,3 cm x 73,7 cm)	10381780271758
11383	Sous-ensemble de support de lame, 24 po (61,0 cm)	10381780271765
11384	Ensemble de montant à articulation simple, 30 po (76,2 cm)	10381780271772
11386	Lame pivotante Mayo robuste, 3,5 po x 2,75 po (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780271796
11402	Lame Harrington Sweetheart, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm), style ABH	10381780271826
11406	Lame splachnique, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm), style ABH	10381780271864
11407	Lame splachnique, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm), style ABH	10381780271871
11408	Lame sternale, robuste, 3 po x 2,75 po (7,6 cm x 7,0 cm), style ABH	10381780271888
11409	Lame de St. Mark, 2,5 po x 7 po (6,4 cm x 17,8 cm), style ABH	10381780271895
11440	Écarteur pivotant Balfour, tige carrée, 2,75 po x 3,0 po (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780271901
11441	Écarteur pivotant Harrington, tige carrée, 2,5 po x 7,0 po (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780271918
11442	Écarteur pivotant Kelly, tige carrée, 2 po x 3 po (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780271925
11443	Écarteur Kelly pivotant, tige carrée, 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780271932
11444	Écarteur Kelly pivotant, tige carrée, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780271949
11445	Écarteur Kelly pivotant, tige carrée, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271956
11446	Écarteur malléable pivotant, tige carrée, 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780271963
11447	Écarteur malléable pivotant, tige carrée, 2 po x 6,5 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271970
11448	Écarteur malléable pivotant, tige carrée, 3 po x 6,5 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780271987
11480	Anneau rond moyen, Lite	10381780271994
11481	Anneau ovale moyen, Lite	10381780272007
11482	Grand anneau ovale, Lite	10381780272014
11490	Ensemble rotule à cliquet	10381780272021

Référence	Nom et description du produit	UDI
11500	Mécanisme à cliquet, élévateur fémoral	10381780272038
11501	Ensemble crochet fémoral, 9 po (22,9 cm)	10381780272045
11510	Écarteur fixe Balfour, tige carrée, 2,75 po x 3,0 po (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780272069
11511	Écarteur fixe Harrington, tige carrée, 2,5 po x 7,0 po (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780272076
11512	Écarteur fixe Kelly, tige carrée, 2 po x 3 po (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780272083
11513	Écarteur fixe Kelly, tige carrée, 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780272090
11514	Écarteur fixe Kelly, tige carrée, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780272106
11515	Écarteur fixe Kelly, tige carrée, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272113
11516	Écarteur fixe malléable, tige carrée, 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780272120
11517	Écarteur fixe malléable, tige carrée, 2 po x 6,5 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780272137
11518	Écarteur fixe malléable, tige carrée, 3 po x 6,5 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780272144
11560	Pince à cliquet inclinable avec mâchoire intégrée	10381780272151
11627	Écarteur hépatique de Nathanson, grand modèle	10381780272205
11628	Écarteur hépatique de Nathanson, taille moyenne	10381780272212
11629	Écarteur hépatique de Nathanson, petite taille	10381780272229
11631	Petit anneau ovale 6 po x 7-3/4 po (15,2 cm x 19,7 cm)	10381780272236
11632	Anneau ovale petit -1/2 po x 12 po (21,6 cm x 30,5 cm)	10381780272243
11633	Petit anneau rond 8-1/2 po (21,6 cm)	10381780272250
11634	Grand anneau rond 12-1/2 po (31,8 cm)	10381780272267
11635	Petit anneau segmenté	10381780272274
11639	Écarteur fixe Kelly XXS, 2 po x 1,5 po (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272298
11640	Écarteur fixe Kelly XS, 2 po x 2,5 po (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272304
11641	Écarteur fixe Kelly XXL, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272311
11642	Grand écarteur fixe malléable profond, 3 po x 8 po (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780272328
11644	Écarteur Kelly pédiatrique, 1 po x 1-1/2 po (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780272335
11645	Écarteur Kelly pédiatrique, 1 po x 2-1/2 po (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780272342
11646	Pince inclinable avec crémaillère	10381780272359
11820	Écarteur malléable cranté, fixe, 2 po x 6 po (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272403
11821	Écarteur malléable cranté, fixe, 2-1/2 po x 7 po (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780272410
11822	Écarteur malléable cranté, fixe, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272427
11826	Barre d'extension verticale Speed-Tract, Ø 1 po x 12 po (2,5 cm x 30,5 cm)	10381780272434
11848	Cadre fendu Speed-Tract, ovale	10381780272472
11860	Plateau et couvercle de stérilisation, pour kit de rétraction pour chirurgie lombaire par voie antérieure	10381780282280
11861	Ensemble d'anneau rond, à double bras	10381780272496
11863	Écarteur rénal, aluminium, 1 po x 3 po (2,5 cm x 7,6 cm) A.B.H.	10381780272502
11864	Écarteur rénal, aluminium, 1 x 4 po (2,5 x 10,2 cm) A.B.H.	10381780272519
11865	Écarteur rénal, aluminium, 1 x 5 po (2,5 x 12,7 cm) A.B.H.	10381780272526
11866	Écarteur rénal, aluminium, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm) A.B.H.	10381780272533
11867	Écarteur rénal, aluminium, 1 po x 7 po (2,5 cm x 17,8 cm) A.B.H.	10381780272540
11868	Écarteur rénal, aluminium, 1 po x 8 po (2,5 cm x 20,3 cm) A.B.H.	10381780272557
11875	Anneau segmenté moyen	10381780272564
11880	Support de champ stérile Omni-Flex avec ensemble de pince de torsion conique	10381780272571
11902	Écarteur Balfour, pédiatrique, 2,25 po x 1,5 po (5,7 cm x 3,8 cm)	10381780272595
11910	Pince pour lame standard	10381780272625
11931	Petit écarteur hépatique de Nathanson avec mors de préhension de Ø 0,375 po (1,0 cm)	10381780272663
11932	Écarteur hépatique de Nathanson, taille moyenne, avec pointe de préhension de Ø 0,375 po (1,0 cm)	10381780272670
11933	Écarteur hépatique de Nathanson, grande taille, avec pointe de préhension de Ø 0,375 po (1,0 cm)	10381780272687
11936	Écarteur fixe Richardson, 0,75 po x 2 po (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780272694
11938	Écarteur fixe malléable, 0,5 po x 4 po (1,3 cm x 10,2 cm)	10381780272700
11942	Écarteur fixe Balfour, 3,5 po x 2,75 po (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780272724
11944	Écarteur fixe malléable, 2 po x 10 po (5,1 cm x 25,4 cm)	10381780272731
11946	Écarteur fixe malléable, 3 po x 10 po (7,6 cm x 25,4 cm)	10381780272748
11948	Écarteur fixe malléable, 4 po x 8 po (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780272755

Référence	Nom et description du produit	UDI
11952	Écarteur fixe Harrington Sweetheart, 3,5 po x 10,0 po (8,9 cm x 25,4 cm)	10381780272779
11954	Écarteur fixe Richardson, 0,75 po x 1,0 po (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780272786
11956	Écarteur fixe pour veine rénale, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780272793
11958	Écarteur fixe latéral vaginal, 1 po x 3 po (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780272809
11960	Écarteur vaginal Deaver, petit, 1 po x 3,5 po (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780272816
11962	Écarteur vaginal Deaver, grand, 1 po x 5 po (2,54 cm x 12,7 cm)	10381780272823
11964	Écarteur vaginal postérieur, 1 po x 4,5 po (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780272830
11966	Anneau périnéal segmenté, 8 po x 10-1/2 po (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272847
11968	Anneau rigide périnéal 8 po x 10-1/2 po (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272854
10144R	Porte-lame articulé	10381780271352
11300R	Lame radiotransparente Deaver, aluminium, 2-3/4 po x 4-1/2 po (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780271611
11301R	Lame malléable radiotransparente, aluminium, 2 po x 6-1/2 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271628
11302R	Lame radiotransparente Mayo, aluminium, 2-3/4 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780271635
11304R	Lame rénale radiotransparente, aluminium, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780271659
11305R	Lame rénale radiotransparente, aluminium, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780271666
11400R	Lame Deaver, 2,75 po x 4,5 po (7,0 cm x 11,4 cm), style ABH	10381780271802
11401R	Lame Fence, 4 po x 6 po (10,2 cm x 15,2 cm), style ABH	10381780271819
11403R	Lame fendue malléable, 2 po x 6,5 po (5,1 cm x 16,5 cm), style ABH	10381780271833
11404R	Lame Mayo, 2,75 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm), style ABH	10381780271840
11405R	Lame pour veine rénale, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm), style ABH	10381780271857
11502R	Élévateur de fémur pour montant et bras de champ stérile	10381780272052
11610R	Support de lame articulé avec SnapClamp	10381780272182
11904R	Écarteur Deaver, petit, 0,75 po x 3,0 po (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780272601
3030R	Ensemble de montant, double articulation	10381780268451
3041R	Ensemble écrou de poignée, 3/8 po (1,0 cm)	10381780268475
3044R	Rondelle captive, 3/4 po (1,9 cm)	10381780282266
3046R	Ensemble tige porte-lame, 6 po (15,2 cm)	10381780268482
3091R	Lame d'écarteur Doherty-Harrington avec orifice de 3/8 po (1,0 cm)	10381780268543
3094R	Écarteur sternal, 3 x 3 po (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268574
3101R	Écarteur fixe pour veine rénale, 1 po x 6 po (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268611
3103R	Écarteur pivotant Richardson, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268628
3104R	Écarteur pivotant Richardson, 3/4 po x 1-1/2 po (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780268635
3105R	Écarteur pivotant Richardson, 1 po x 1-1/2 po (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780268642
3120R	Écarteur fixe court Deaver, 3 po x 4 po (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780268659
3121R	Écarteur fixe Deaver, 4 po x 5,5 po (10,4 cm x 14,0 cm)	10381780268666
3132R	Lame pivotante standard Mayo avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2,75 po x 2 po (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268673
3138R	Écarteur fixe Deaver, 2,75 po x 4,5 po (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268703
3145R	Écarteur Kelly Mod, fixe, 3 po x 3 po (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268727
3147R	Écarteur Kelly modifié, 3 po x 4 po (7,6 cm x 10,2 cm), fixe	10381780268741
3150R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 2 po x 6,5 po (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780268765
3151R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 3 po x 6,5 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780268772
3152R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 4 po x 6,5 po (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780268789
3167R	Ensemble lame et bras Stoney Richardson, 0,75 po x 2,5 po (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780268796
3175R	Écarteur fixe large Mayo	10381780268819
3178R	Porte-lame à micro-ajustement, complet	10381780268840
3187R	Écarteur fixe Deaver, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780268864
3222R	Lame pivotante Deaver, 2-3/4 po x 4-1/2 po (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268949
3223R	Lame pivotante Fence avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 4 po x 5 po (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780268956
3225R	Mini écarteur pivotant Richardson, 1 po x 1 po (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268963
3259R	I.M.A. Ensemble d'écarteurs à griffes, dents mousses, incurvé	10381780268970
3281R	Écarteur à râteau, mini, courbe, 0,875 po x 1 po (2,2 cm x 2,5 cm)	10381780269014
3341R	Écarteur pivotant Richardson, 3/4 po x 1 po (1,9 cm x 2,5 cm, mini)	10381780269069
3361R	Écarteur fixe splanchnique, 1,5 po x 3,5 po (3,8 cm x 8,9 cm, mini)	10381780269090

Référence	Nom et description du produit	UDI
3376R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1,5 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269137
3377R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1,5 po x 7 po (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780269144
3379R	Ensemble bras porte-lame, 6 po (15,2 cm, mini	10381780269151
3394R	Lame pivotante malléable avec orifice de 3/8 po (1,0 cm), 1 po x 7 po (2,5 cm x 17,8 cm)	10381780269199
3397R	Écarteur pivotant Mayo, 3-1/2 po x 2 po (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780269205
3399R	Écarteur fixe Harrington, 2,5 po x 7 po (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269229
3422R	Ensemble plateau et couvercle de stérilisateur, 12,5 po x 26,5 po (31,8 cm x 67,3 cm)	10381780269236
3804R	Écarteur antérieur pivotant, 1-1/2 po x 3 po (3,8 cm x 7,6 cm, mini	10381780269922
3806R	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 2 po (1,9 cm x 5,1 cm, mini	10381780269939
3808R	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 3 po (1,9 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269946
3810R	Écarteur malléable pivotant, 3/4 po x 4 po (1,9 cm x 10,2 cm, mini	10381780269953
3818R	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 po x 3 po (3,8 cm x 7,6 cm, mini	10381780269991
3820R	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 po x 4 po (3,8 cm x 10,2 cm, mini	10381780270003
3822R	Écarteur malléable pivotant, 1-1/2 po x 5 po (3,8 cm x 12,7 cm, mini	10381780270010
3854R	Écarteur pivotant Deaver, 1-1/2 po x 6 po (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270065
3856R	Écarteur pivotant Fence, 4 po x 8 po (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270058
3858R	Écarteur pivotant postérieur, 1-3/4 po x 3 po (4,5 cm x 7,6 cm)	10381780270072
3866R	Écarteur pivotant Mayo, 2-3/4 po x 3 po (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780270119
3868R	Écarteur pivotant Mayo, 3-1/2 po x 4 po (8,4 cm x 10,2 cm)	10381780270126
3876R	Écarteur pivotant malléable, 3 po x 6-1/2 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270164
3878R	Écarteur malléable pivotant, 3 po x 8 po (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780270171
3880R	Écarteur malléable pivotant, 4 po x 6 1/2 po (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780270188
3882R	Écarteur malléable pivotant, 4 po x 8 po (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270195
3883R	Écarteur pivotant Mayo, 2 po x 2 po (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780270201
3906R	Écarteur Kelly pivotant, 2 po x 3 po (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270263
3907R	Écarteur Kelly pivotant, 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780270270
3908R	Écarteur Kelly pivotant, 2 po x 5 po (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270287
3982R	Écarteur pivotant malléable, aluminium, 3 po x 6-1/2 po (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270577
4018R	Écarteur pivotant pour veine rénale, aluminium, 1 po x 4 po (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270607
4105R	Écarteur pivotant splanchnique, aluminium, 2 po x 8 po (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270676
4596R	Écarteur de hanche Mulier, 2 po x 2,5 po (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270751
4603R	Écarteur de hanche Meyering, 1 po x 5,5 po (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270829
4615R	Crochet osseux, 2-1/2 po (6,4 cm)	10381780270874