



HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
61 Boulevard Pinel
69500 BRON

Bron, le 28 juillet 2026,

Référence avis : 260728-HCL-Avis de sécurité

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

Pancarte IDE mono patient : non affichage des consignes fixes lors de l'application d'un filtre
Pancarte IDE multi patient : non affichage aléatoire des consignes filtres lors de l'application d'un filtre

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*Prescripteurs, Pharmaciens, IDE*)

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque potentiel lié à l'utilisation du module *LAPCMP d'EASILY – Pancarte IDE*. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions maintenues du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont :
V8.1.x, V9.0.x.

NB : les versions v10.0.x (en test) et v10.1 (HCL uniquement) ne sont pas concernées par ce dysfonctionnement

NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Nous vous faisons part d'un dysfonctionnement au niveau de la pancarte IDE.
Ce dysfonctionnement induit un **risque d'événement indésirable lié aux soins**.

NB : ce dysfonctionnement ne se produit que lorsque le paramètre site « ActiverNouveauFiltrage » est désactivé.

Suite à la prescription d'une « consigne fixe »,

1. Pancarte mono-patient
 - ✓ Lors de l'application d'un filtre, quel qu'il soit
 - ⇒ La consigne fixe prescrite n'est pas affichée en Pancarte IDE mono-patient
2. Pancarte multi-patient
 - ✓ Lors de l'application d'un filtre contenant la consigne fixe
 - ⇒ La consigne fixe prescrite n'est pas affichée aléatoirement en Pancarte IDE multi-patient

NB : en Pancarte multi-patient, il est attendu que les filtres ne contenant pas les consignes n'affichent pas celles-ci lors de leur application.

ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Conduite à tenir pour les Prescripteurs

Dans l'attente de l'installation du correctif, il est recommandé de transmettre directement aux IDE l'information contenue dans la consigne fixe prescrite.

Conduite à tenir pour les IDE

Dans l'attente de l'installation du correctif, il est recommandé de vérifier la prescription médicale.

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

Un correctif est à disposition.

V8.1.x : correctif disponible à partir du CU25, HF16 (package CS_TempetePlus v08.08.21)

V9.0.x : correctif disponible à partir du CU12, HF2 (package CS_TempetePlus v08.20.17)

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques