

Cathéters MiniMed

Un cathéter pour chaque morphologie, pour chaque style de vie.



Description	Extended	MiniMed™ Mio™ Advance	MiniMed™ Quick-set™	MiniMed™ Silhouette™	MiniMed™ Sure-T™
Fréquence de changement	7 jours	2-3 jours	2-3 jours	2-3 jours	1-2 jours
Type canule / aiguille	Canule souple	Canule souple	Canule souple	Canule souple	Aiguille en acier
Angle d'insertion	90°	90°	90°	20° - 45°	90°
Longueur canule / aiguille	6 mm ; 9 mm	6 mm ; 9 mm	6 mm ; 9 mm	13 mm ; 17 mm	6 mm ; 8 mm ; 10 mm
Purge de la canule	0,6 unités	0,6 unités	0,3 unités ; 0,5 unités	0,7 unités	Pas de purge canule
Taille aiguille insertion	27 gauges	27 gauges	27 gauges	27 gauges	29 gauges
Taille de canule	25 gauges	25 gauges	25 gauges	25 gauges	n/a
Longueur de tubulure	60 cm ; 80 cm	60 cm ; 110 cm	45 cm ; 60 cm ; 80 cm ; 110 cm	45 cm ; 60 cm ; 80 cm	45 cm ; 60 cm ; 80 cm
Dispositif d'insertion	Inserteur intégré	Inserteur intégré	Quick-serter™	Manuelle ou Sil-serter™	Manuelle
Connexion sur site	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Profil patient suggéré	• Corpulence moyenne ou forte • Problèmes de dextérité • Anxiété liée à l'aiguille	• Corpulence moyenne ou forte • Problèmes de dextérité • Anxiété liée à l'aiguille	• Corpulence moyenne ou forte	• Corpulence mince ou musclée • Femme enceinte • Historique de canule coudée	• Allergie à la canule en Teflon • Historique de canule coudée

Les cathéters Quick-set™, Silhouette™, Sure-T™, Extended, Mio™ Advance sont des dispositifs de classe IIb, fabriqués par UNOMEDICAL A/S, CE n° 0459. Ces dispositifs sont utilisés dans le traitement du diabète par pompe à insuline.

Les cathéters Quick-set™, Silhouette™, Sure-T™, Extended, Mio™ Advance sont inscrits sur la liste LPPR: code 1120663.

Lire attentivement la notice de chaque produit avant toute utilisation.

Consommables MiniMed

Utilisation 2-3 jours

	Canule ou Aiguille (mm)	Tubulure (cm)	Référence
Mio™ Advance	6	60	MMT-242A
	6	110	MMT-213A
	9	60	MMT-243A
	9	110	MMT-244A
Quick-Set™	6	45	MMT-394A
	6	60	MMT-399A
	6	80	MMT-387A
	6	110	MMT-398A
	9	60	MMT-397A
	9	80	MMT-386A
	9	110	MMT-396A
Silhouette™	13	45	MMT-368A
	13	60	MMT-381A
	13	80	MMT-383A
	17	60	MMT-378A
Sure-T™	6	45	MMT-862A
	6	60	MMT-864A
	6	80	MMT-866A
	8	60	MMT-874A
	8	80	MMT-876A
	10	60	MMT-884A
	10	80	MMT-886A
	Volume (ml)	Volume (unité)	Référence
Réservoir	3	300	MMT-332A
	1,8	180	MMT-326A

Consommables Extended*

Utilisation jusqu'à 7 jours

	Canule (mm)	Tubulure (cm)	Référence
Cathéter Extended	6	60	MMT-431A
	6	80	MMT-432A
	9	60	MMT-441A
	9	80	MMT-442A
	Volume (ml)	Volume (unité)	Référence
Réservoir Extended	3	300	MMT-342

* Compatibles uniquement avec les pompes à insuline MiniMed™ séries 600 et 700



Découvrez
l'expérience vidéo

Pose des cathéters



minimed

MiniMed France S.A.S.
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 942 657 107

Réservé aux professionnels de santé.

FR-DBA-2600087 © MiniMed France 2026.
Tous droits réservés. Crédit photo : MiniMed.
Production : PARAGON CC. Création juin 2026.