



DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS

PUBLIÉ LE 30/04/2025 - MIS À JOUR LE 31/10/2025

Point de situation sur les approvisionnements des produits de contraste

Pour faciliter l'identification des produits de contraste disponibles dans les laboratoires par les professionnels de santé et patients concernés, nous publions un point de situation de ceux qui sont commercialisés en France.

Construits à partir des données transmises par les laboratoires, ces tableaux seront régulièrement actualisés.

Les produits de contraste sont des médicaments bus ou injectés par les patients. Ils sont utilisés lors d'examens d'imagerie médicale pour rendre plus visible la structure des organes explorés.

Depuis plusieurs mois et le changement de circuit de distribution, des tensions persistent pour ces produits.

Nous continuons de nous mobiliser en lien avec les laboratoires concernés, pour assurer la couverture des besoins des patients.

Mise à jour au 31/10/2025

Consultez la liste des produits de contraste disponibles

Н

Laboratoire Bayer

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400958686023	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable	3 flacon(s) en verre de 2 mL	Gadobutrol
3400956294879	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 65 ml	Gadobutrol
3400956294640	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 15 ml	Gadobutrol
3400956294701	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 30 ml	Gadobutrol

3400956717620	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 7,5 ml	Gadobutrol
3400956457014	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml	Gadobutrol
3400956457182	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	5 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml	Gadobutrol
3400930181744	Gadovistmanuel 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml avec dispositif d'administration pour injection manuelle	Gadobutrol
3400930181737	Gadovistmanuel 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 7,5 ml avec dispositif d'administration pour injection manuelle	Gadobutrol
3400930080832	Gastrografine 370 mg d'iode/mL, solution buvable ou rectale	1 flacon(s) en verre brun de 100 ml	Acide Diatrizoïque
3400930210857	Primovist 0,25 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml	Acide Gadoxétique
3400955955931	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 100 ml	Iopromide
3400955921233	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 200 ml	Iopromide
3400933090289	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	lopromide
3400930283899	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	8 flacon(s) en verre de 500 ml	lopromide
3400955920632	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 100 ml	Iopromide
3400955920861	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 200 ml	Iopromide
3400930205617	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire d'administration pour injecteur Medrad Centargo : raccord patient et cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	Iopromide

3400933090630	Ultravist 370 (370 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Iopromide
3400930283905	Ultravist 370 (370 mg d'lode/mL), solution injectable	8 flacon(s) en verre de 500 ml	lopromide
3400927797149	Ultravist 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire d'administration pour injecteur Medrad Stellant : seringue vide de 200 mL + raccord spiralé + microperfuseur de remplissage et cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	lopromide

Laboratoire Bracco

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400933791643	lomeron 150 (150 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 250 ml	Iomeprol
3400933792763	lomeron 250 (250 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	Iomeprol
3400933793715	lomeron 300 (300 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	Iomeprol
3400935469236	lomeron 300 (300 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Iomeprol
3400933793593	lomeron 300 (300 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	Iomeprol
3400933794316	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon en verre de 50 ml	Iomeprol
3400933794545	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	Iomeprol
3400930282250	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 500 ml	Iomeprol
3400933795375	lomeron 400 (400 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	Iomeprol
3400933795436	lomeron 400 (400 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	Iomeprol

3400933795146	lomeron 400 (400 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	Iomeprol
3400933795665	lomeron 400 (400 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 200 ml	Iomeprol
3400932458776	lopamiron 200 (200 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon en verre de 10 ml	lopamidol
3400932458837	lopamiron 300 (300 mg d'lode par mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 10 ml	lopamidol
3400932459667	lopamiron 370 (370 mg d'lode par mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	lopamidol
3400932459728	lopamiron 370 (370 mg d'lode par mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 200 ml	lopamidol
3400932459438	lopamiron 370 (370 mg d'lode par mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	lopamidol
3400934741296	Multihance 0,5 mmol/mL, solution injectable (IV)	1 flacon(s) en verre de 10 ml	Acide Gadobenique
3400934741357	Multihance 0,5 mmol/mL, solution injectable (IV)	1 flacon(s) en verre de 15 ml	Acide Gadobenique
3400938879667	Multihance 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polyoléfine de 10 ml	Acide Gadobenique
3400938879728	Multihance 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polyoléfine de 15 ml	Acide Gadobenique
3400933785260	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 10 ml	Gadoteridol
3400933785321	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 15 ml	Gadoteridol
3400933785499	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Gadoteridol
3400930262382	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	Gadoteridol
3400935082718	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml	Gadoteridol
3400935082886	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml	Gadoteridol

3400935082947	Prohance 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 17 ml	Gadoteridol
3400930288870	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 mL de solution injectable en flacon de 10 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288948	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	100 mL de solution injectable en flacon de 100 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288894	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	15 mL de solution injectable en flacon de 20 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288832	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	3 mL de solution injectable en flacon de 10 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288924	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	30 mL de solution injectable en flacon de 30 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288931	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	50 mL de solution injectable en flacon de 50 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol
3400930288856	VueWay 0,5 mmol/mL, solution injectable	7,5 mL de solution injectable en flacon de 10 mL (boîte de 1 flacon en verre)	Gadopiclenol

Laboratoire Cabanes Imaging

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400930306581	Senajor 0,5 mmol/mL solution injectable	1 flacon de 10 mL	Acide Gadoterique
3400930306604	Senajor 0,5 mmol/mL solution injectable	1 flacon de 15 mL	Acide Gadoterique
3400930306628	Senajor 0,5 mmol/mL solution injectable	1 flacon de 20 mL	Acide Gadoterique
3400930306642	Senajor 0,5 mmol/mL solution injectable	1 flacon de 60 mL	Acide Gadoterique
3400930306666	Senajor 0,5 mmol/mL solution injectable	1 flacon de 100 mL	Acide Gadoterique

Laboratoire GE Healthcare

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI

3400933846336	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	lodixanol
3400956239641	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml	lohexol
3400957210694	Omnipaque 180 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 10 ml	lohexol
3400956147298	Omnipaque 240 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lohexol
3400955532125	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 10 ml	lohexol
3400956239351	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml	lohexol
3400956239412	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 150 ml	lohexol
3400956238989	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 150 ml	lohexol
3400956147649	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lohexol
3400935203496	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 100 ml	lodixanol
3400935204097	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 200 ml	lodixanol
3400955891505	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 20 ml	lodixanol
3400935202956	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lodixanol
3400935202086	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 200 ml	lodixanol
3400955892045	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 20 ml	lodixanol
3400935200945	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lodixanol
3400930091913	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 10 ml	Acide Gadoterique
3400930091937	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 15 ml	Acide Gadoterique
3400930091951	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 20 ml	Acide Gadoterique
3400930091890	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 5 ml	Acide Gadoterique
3400930091821	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	10 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 10 ml	Acide Gadoterique

3400930091852	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	10 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 15 ml	Acide Gadoterique
3400930091876	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	10 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 20 ml	Acide Gadoterique
3400955095231	Pixcyclic 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 bouteilles plastique de 30 mL	Gadobutrol
3400955095224	Pixcyclic 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacons en verre de 15 mL	Gadobutrol
3400955095217	Pixcyclic 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacons en verre de 7,5 mL	Gadobutrol
3400930281949	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 500 ml	Iodixanol
3400930282038	Omnipaque 350 mg d'l/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 500 ml	Iohexol
3400955095200	Pixcyclic 1,0 mmol/mL, solution injectable	10 flacons en verre de 2 mL	Gadobutrol
3400930281970	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 500 ml	Iohexol
3400930281918	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 500 ml	Iodixanol
3400930282045	Omnipaque 350 mg d'l/mL, solution injectable	4 flacon(s) polypropylène de 700 ml	Iohexol
3400930091999	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	10 flacon(s) en verre de 50 ml	Acide Gadoterique

Laboratoire Guerbet

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400930265543	Artirem 0,0025 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Acide Gadoterique
3400933171346	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 10 ml	Acide Gadoterique
3400935895424	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 5 ml	Acide Gadoterique
3400930199145	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 ml	Acide Gadoterique
3400934083686	Optiject 300 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml pour injecteur automatique	loversol

3400934083808	Optiject 300 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml pour injecteur automatique	loversol
3400934086878	Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml pour injecteur automatique	loversol
3400933276645	Optiray 350 (350 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 50 ml	loversol
3400933276935	Optiray 350 (350 mg I/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 200 ml	loversol
3400956016037	Xenetix 250 (250 mg d'iode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 100 ml	lobitridol
3400933777227	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	lobitridol
3400933776855	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	lobitridol
3400936914766	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 150 ml	lobitridol
3400957082123	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 150 ml	lobitridol
3400957081690	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 100 ml	lobitridol
3400957081812	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 200 ml	lobitridol
3400933171407	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 15 ml	Acide Gadoterique
3400930199152	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 15 ml	Acide Gadoterique
3400933276294	Optiray 300 (300 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 100 ml	loversol
3400933276874	Optiray 350 (350 mg I/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 100 ml	loversol

240002002	V II. 200 (200	1.0/)	1.1.20.2.1.1
3400926907990	Xenetix 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	lobitridol
3400936914476	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 100 ml	lobitridol
3400957082291	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 200 ml	lobitridol
3400926908362	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	lobitridol
3400933771133	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	lobitridol
3400936915428	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 100 ml	lobitridol
3400957081751	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 150 ml	lobitridol
3400933171575	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Acide Gadoterique
3400930187883	Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 125 ml pour injecteur automatique avec nécessaire d'administration pour injecteur Optivantage (1 prolongateur + 1 cathéter sécurisé 20G)	loversol
3400933276355	Optiray 300 (300 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 200 ml	loversol
3400933777166	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 125 ml rempli à 100 ml	lobitridol
3400957082352	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 500 ml	lobitridol
3400933771362	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 125 ml rempli à 100 ml	lobitridol
3400933771423	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	lobitridol

3400930283783	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 10 ml	Gadopiclenol
3400930283653	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 10 ml	Gadopiclenol
3400930283691	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 30 ml	Gadopiclenol
3400930283714	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	Gadopiclenol
3400930283738	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 7,5 ml	Gadopiclenol
3400930283622	Elucirem 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 7,5 ml	Gadopiclenol
3400930621608	Lipiodol Ultra-Fluide 480 mg/ml, solution injectable	1 ampoule(s) en verre de 10 ml	Oeillette (Huile D') (Esters Éthyliques Des Acides Gras Iodés De L')
3400933053901	Micropaque Scanner, suspension buvable à diluer	1 flacon(s) polyéthylène transparent de 150 ml	Sulfate De Baryium
3400930674994	Micropaque, suspension buvable ou rectale	1 flacon(s) polyéthylène de 150 mL	Sulfate De Baryium
3400955002109	Micropaque, suspension buvable ou rectale	1 flacon(s) polyéthylène de 2 L	Sulfate De Baryium
3400930675076	Micropaque, suspension buvable ou rectale	1 flacon(s) polyéthylène de 500 mL	Sulfate De Baryium
3400931436454	Microtrast, pâte orale	1 tube(s) polyéthylène de 150 g	Sulfate De Baryium
3400930282069	Optiray 300 (300 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 500 ml	loversol
3400931716013	Telebrix 12 Sodium (120 mg I/mL), solution pour administration intra- vésicale	1 flacon(s) en verre de 250 ml	loxitalamate De Sodium
3400932748150	Telebrix Gastro (300 mg l/mL), solution pour administration par voie orale ou rectale	1 flacon(s) en verre de 100 mL	loxitalamate De Meglumine
3400936914995	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 200 ml	lobitridol
3400936915886	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 200 ml	lobitridol

3400933276645 Optiray 350 (350 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 50 ml	loversol
--	----------------------------------	----------

Consultez la liste des produits de contrastes en tension d'approvisionnement

+

Laboratoire GE Healthcare

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400956147410	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 50 ml	Iohexol
3400956238811	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 100 ml	lohexol
3400935201317	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	10 bouteille(s) polypropylène de 100 ml	lodixanol
3400956239122	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	10 flacon(s) polypropylène de 200 ml	lohexol

Laboratoire Guerbet

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400930199176	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 20 ml	Acide Gadoterique
3400930282090	Optiray 350 (350 mg l/mL), solution injectable en flacon	1 flacon(s) en verre de 500 ml	loversol
3400933771591	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 200 ml	lobitridol
3400933770532	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 200 ml	lobitridol
3400930282151	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable,	10 flacon(s) en verre de 100 ml	Acide Gadoterique
3400930282120	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable,	flacon(s) en verre de 60 ml	Acide Gadoterique

Consultez la liste des produits de contrastes en rupture

4

Laboratoire Bracco

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI

3400933793944	lomeron 300 (300 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 200 ml	Iomeprol
3400933794606	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	lomeprol
3400935469526	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	lomeprol
3400933794774	lomeron 350 (350 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 200 ml	lomeprol
3400930282267	lomeron 400 (400 mg lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) multidose(s) en verre de 500 ml	lomeprol

Laboratoire Guerbet

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400934086649	Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml pour injecteur automatique	loversol
3400957082062	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 100 ml	lobitridol
3400936915138	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 500 ml	lobitridol
3400936916029	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 500 ml	lobitridol
3400957081980	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	10 poche(s) polypropylène de 500 ml	lobitridol

Consultez la liste des produits de contrastes en arrêt de commercialisation

4

Laboratoire Bayer

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400927908163	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 2 mL	Gadobutrol

3400930199404	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad MRXperion	Gadobutrol
3400930176597	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad Spectris Solaris	Gadobutrol
3400930199374	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 7,5 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad MRXperion	Gadobutrol
3400930205594	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 mL avec nécessaire d'administration pour injecteur Medrad Centargo : raccord patient et cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	lopromide
3400933090340	Ultravist 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	lopromide
3400933090869	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 50 ml	lopromide
3400936080218	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml	Gadobutrol
3400936080386	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml	Gadobutrol
3400930199381	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad MRXperion	Gadobutrol
3400930176580	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 10 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad Spectris Solaris	Gadobutrol

3400930176573	Gadovistauto 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 7,5 ml avec dispositif(s) d'administration avec injecteur(s) automatique(s) Medrad Spectris Solaris	Gadobutrol
3400930181751	Gadovistmanuel 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 15 ml avec dispositif d'administration pour injection manuelle	Gadobutrol
3400955955702	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 20 ml	Iopromide
3400933090401	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	Iopromide
3400937603782	Ultravist 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	Iopromide
3400930205600	Ultravist 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire d'administration pour injecteur Medrad Centargo : raccord patient et cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	Iopromide
3400927636240	Ultravist 300 (300 mg d'Iode/mL), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur automatique	1 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 150 ml pour injecteur automatique avec nécessaire(s) d'administration avec 1 cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	Iopromide
3400933091002	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 100 ml	lopromide
3400937603843	Ultravist 370 (370 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 ml	Iopromide
3400927637131	Ultravist 370 (370 mg d'Iode/mL), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur automatique	1 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 150 ml pour injecteur automatique avec nécessaire(s) dadministration avec 1 cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	Iopromide
3400937014243	Gadovist 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 7,5 ml	Gadobutrol

3400955920403	Ultravist 370 (370 mg d'lode/mL), solution injectable	10 flacon(s) en verre de 20 ml	Iopromide
3400930205624	Ultravist 370 (370 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 150 mL avec nécessaire d'administration pour injecteur Medrad Centargo : raccord patient et cathéter de sécurité à ailettes I,V, 20G	Iopromide

Laboratoire GE Healthcare

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400934600500	Omnipaque 240 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml	Iohexol
3400935318503	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml	lohexol
3400926675769	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lohexol
3400935318671	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml	lohexol
3400926675998	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	Iohexol
3400926675820	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	Iohexol
3400934600739	Omnipaque 300 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lohexol
3400933349837	Omnipaque 300 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur	Iohexol
3400935318152	Omnipaque 350 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml	lohexol
3400926676889	Omnipaque 350 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	Iohexol

3400926676711	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lohexol
3400934601101	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lohexol
3400933349776	Omnipaque 350 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml avec seringue(s) microperfuseur	lohexol
3400935203328	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 100 ml	lodixanol
3400926677312	Visipaque 270 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lodixanol
3400935202895	Visipaque 270 mg d'l/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml	lodixanol
3400926677831	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lodixanol
3400926677770	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 100 ml avec seringue(s) pour injecteur Nemoto (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lodixanol
3400935201485	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 150 ml	lodixanol
3400926678142	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 bouteille(s) polypropylène de 150 ml avec seringue(s) pour injecteur Medrad Stellant (+ microperfuseur + raccord) et avec cathéter(s)	lodixanol
3400930187746	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 100 ml avec tubulure patient pour injecteur Ulrich CT motion et avec cathéter(s)	lodixanol
3400930122297	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 150 ml avec tubulure patient pour injecteur Ulrich CT motion et avec cathéter(s)	lodixanol

3400935200884	Visipaque 320 mg d'I/mL, solution injectable	1 flacon(s) polypropylène de 50 ml	Iodixanol
3400930091944	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon(s) en verre de 20 ml	Acide Gadoterique
3400930091869	Clariscan 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) polycyclooléfine de 20 ml	Acide Gadoterique

Laboratoire Guerbet

Code CIP	Nom de la spécialité	Présentation	DCI
3400930206188	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) plastique de 15 ml avec dispositif(s) d'administration pour injecteur Optistar Elite (seringue 60 mL + raccord + cathéter sécurisé 20G)	Acide Gadoterique
3400930187876	Optiject 350 mg d'I/mL, solution injectable ou pour perfusion	1 seringue(s) préremplie(s) polypropylène de 100 ml pour injecteur automatique avec nécessaire d'administration pour injecteur Optivantage (1 prolongateur + 1 cathéter sécurisé 20G)	loversol
3400956034246	Optiray 350 (350 mg l/mL), solution injectable en flacon	10 flacon(s) en verre de 100 ml	loversol
3400927960321	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 100 ml avec dispositif(s) d'administration pour injecteur FlowSens (1 prolongateur + 1 cathéter sécurisé 20G)	lobitridol
3400927960499	Xenetix 300 (300 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 150 ml avec dispositif(s) d'administration pour injecteur FlowSens (1 prolongateur + 1 cathéter sécurisé 20G)	lobitridol
3400956015665	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 flacon(s) en verre de 125 ml rempli à 100 ml	lobitridol
3400936915657	Xenetix 350 (350 mg d'lode/mL), solution injectable	1 poche(s) polypropylène de 150 ml	lobitridol

3400930123430	Acide Gadoterique Guerbet 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 flacon en verre de 10 mL	Acide Gadoterique
3400930222447	Acide Gadoterique Guerbet 0,5 mmol/mL, solution injectable	1 seringue(s) préremplie(s) plastique polypropylène de 10 ml	Acide Gadoterique
3400930219980	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) plastique de 20 ml avec dispositif(s) d'administration pour injecteur Medrad Spectris Solaris EP [seringue + prolongateur + cathéter).	Acide Gadoterique
3400930206195	Dotarem 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie	1 seringue(s) préremplie(s) plastique de 20 ml avec dispositif(s) d'administration pour injecteur Optistar Elite (seringue 60 mL + raccord + cathéter sécurisé 20G)	Acide Gadoterique

Consultez la liste des produits du laboratoire Bayer	
Consultez la liste des produits du laboratoire Bracco	
Consultez la liste des produits du laboratoire Cabanes Imaging	
Consultez la liste des produits du laboratoire GE Healthcare	
Consultez la liste des produits du laboratoire Guerbet	