

Héparine calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 mL et 0,3 mL, Calciparine 5 000 UI/0,2 mL et 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) – [héparine calcique]

PUBLIÉ LE 29/04/2024 - MIS À JOUR LE 12/02/2025

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 22/04/2024

DCI

Héparine calcique

Indications

Traitement :

- des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë,
- de l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë,
- des embolies artérielles extracérébrales.

Prévention des accidents thromboemboliques veineux :

- en milieu chirurgical,
- chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs). L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 mL/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

Laboratoire exploitant

Panpharma, Cheplapharm

Observations particulières

Marché ville :

- Arrêt de commercialisation par Cheplapharm de la Calciparine 5 000 UI/0,2 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et de la Calciparine 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et rupture de stock.
- Non commercialisation par Panpharma de l'Héparine Calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 mL et 0,3 mL.



Courrier du laboratoire Cheplapharm en date du 06/08/2024 destiné aux pharmaciens d'officines (07/08/2024)



Courrier du laboratoire Cheplapharm en date du 06/08/2024 destiné aux prescripteurs (07/08/2024)

Marché hospitalier :

- Arrêt de commercialisation mais stock résiduel encore disponible chez Cheplapharm de la Calciparine 5 000 UI/0,2 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et de la Calciparine 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.).

- Commercialisation normale par Panpharma de l'Héparine Calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,3 ml.
- Rupture de stock de l'Héparine Calcique Panpharma 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 ml, avec remise à disposition prévue en octobre 2024.
- A titre exceptionnel, ces spécialités disponibles à l'hôpital peuvent être rétrocédées unitairement par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires, en application des dispositions de l'article L.5121-30 du code de la santé publique.
- Consultez les conduites à tenir dans le contexte des tensions d'approvisionnement

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 12/02/2025 - MIS À JOUR LE 15/07/2025

Héparine calcique en seringue préremplie : tensions d'approvisionnement et arrêt de commercialisation

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ
MÉDICAMENTS