

# Héparine calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 mL et 0,3 mL, Calciparine 5 000 UI/0,2 mL et 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) – [héparine calcique]

PUBLIÉ LE 29/04/2024 - MIS À JOUR LE 12/02/2025

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 22/04/2024

## DCI

Héparine calcique

## Indications

### Traitement :

- des thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire, à la phase aiguë,
- de l'infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable, à la phase aiguë,
- des embolies artérielles extracérébrales.

### Prévention des accidents thromboemboliques veineux :

- en milieu chirurgical,
- chez les patients alités, présentant une affection médicale aiguë (notamment en post-infarctus, en cas d'insuffisance cardiaque, après un accident vasculaire cérébral ischémique avec paralysie des membres inférieurs). L'utilisation est dans ce cas réservée à l'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de l'ordre de moins de 30 mL/min selon l'estimation de la formule de Cockcroft) comme alternative possible à la prescription d'une héparine de bas poids moléculaire.

## Laboratoire exploitant

Panpharma, Cheplapharm

## Observations particulières

### Marché ville :

- Arrêt de commercialisation par Cheplapharm de la Calciparine 5 000 UI/0,2 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et de la Calciparine 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et rupture de stock.
- Non commercialisation par Panpharma de l'Héparine Calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 mL et 0,3 mL.



Courrier du laboratoire Cheplapharm en date du 06/08/2024 destiné aux pharmaciens d'officines (07/08/2024)



Courrier du laboratoire Cheplapharm en date du 06/08/2024 destiné aux prescripteurs (07/08/2024)

### Marché hospitalier :

- Arrêt de commercialisation mais stock résiduel encore disponible chez Cheplapharm de la Calciparine 5 000 UI/0,2 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) et de la Calciparine 7 500 UI/0,3 mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.).

- Commercialisation normale par Panpharma de l'Héparine Calcique 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,3 ml.
- Rupture de stock de l'Héparine Calcique Panpharma 25 000 UI/mL, solution injectable en seringue pré-remplie (S.C.) de 0,2 ml, avec remise à disposition prévue en octobre 2024.
- A titre exceptionnel, ces spécialités disponibles à l'hôpital peuvent être rétrocédées unitairement par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires, en application des dispositions de l'article L.5121-30 du code de la santé publique.
- Consultez les conduites à tenir dans le contexte des tensions d'approvisionnement

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 12/02/2025 - MIS À JOUR LE 15/07/2025

Héparine calcique en seringue préremplie : tensions d'approvisionnement et arrêt de commercialisation

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ  
MÉDICAMENTS