

Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie - [palipéridone]

PUBLIÉ LE 12/07/2024 - MIS À JOUR LE 19/06/2025

RUPTURE DE STOCK 21/06/2024

DCI

Palipéridone

Indications

Palipéridone Biogaran est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes stabilisés par la palipéridone ou la rispéridone.

Chez les patients adultes sélectionnés atteints de schizophrénie et ayant précédemment répondu à la palipéridone ou à la rispéridone orale, Palipéridone Biogaran peut être utilisé sans stabilisation préalable par un traitement oral si les symptômes psychotiques sont légers à modérés et si un traitement injectable à action prolongée est nécessaire.

Laboratoire exploitant

Biogaran

Observations particulières

- Rupture de stock des spécialités Paliperidone Biogaran, suspension injectable à libération prolongée en seringue préremplie
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes- répartiteurs vers l'étranger ou aux distributeurs en gros à l'exportation est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national